

2019/
2020

IL
CATALOGO
ORTODONZIA

 HENRY SCHEIN®
Krugg



OLTRE 300 NUOVI ARTICOLI

VALIDO DAL

16.05.19

CHIAMMI

NUMERO VERDE
800 821010

ACQUISTI SU

www.henryschein.it



È arrivato

Henry Schein
Rewards
your points | your choice

il nuovo *programma fedeltà*
di Henry Schein Krugg!

Da oggi essere clienti Henry Schein Krugg
è ancora più conveniente!



Più acquisti più punti

Accumuli un punto per ogni euro speso



Più punti più premi

i punti diventano premi o buoni sconto per i prodotti Henry Schein Krugg



Benvenuto esclusivo:

I membri Rewards beneficiano di un budget iniziale di 1.000 punti. Inoltre, hanno diritto a ricevere punti extra su offerte esclusive, sconti riservati e anteprime sui nuovi prodotti.

Partecipare è semplicissimo, basta avere il codice cliente Henry Schein Krugg e aprire un account attraverso il sito www.hsrewards.it
800.821010 - rewards.italy@henryschein.it

 HENRY SCHEIN®
Krugg



Gentile Cliente,


è con grande piacere che le inviamo la nuova edizione del nostro Catalogo dedicato all'Ortodonzia, completamente rinnovato nei contenuti.

Questo catalogo è il risultato del lavoro di un team unico di professionisti che opera in continuo contatto con dei consulenti di settore e in collaborazione con i nostri fornitori. A questo si aggiunge una costante attenzione all'innovazione ed in particolare al mondo digitale, garantita dall'appartenenza al Gruppo Henry Schein, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e servizi ai professionisti della salute orale.

Benvenuti


Nell'ottica di una sempre più attiva collaborazione con gli studi dentistici siamo a sua disposizione per offrirle un servizio sempre migliore e condizioni di acquisto personalizzate. Chiami per avere informazioni il numero 02 45773 422.

Ci auguriamo che continui ad apprezzare il nostro crescente impegno e la invitiamo a provare tutta la nostra gamma d'offerte che include anche grandi attrezzature, hi-tech, consulenze specifiche, assistenza tecnica, riparazioni, servizi finanziari ed attività culturali.



Dino Porello
Amministratore Delegato
Henry Schein Krugg

Chi è Henry Schein Krugg



450

Oltre 450 persone al Vostro servizio

150

Field Sales Consultant, Consulenti di vendita e Specialisti qualificati su materiali di consumo e grandi attrezzature

15 filiali

Su tutto il territorio nazionale

1.000.000

Oltre 1 milione di prodotti sempre disponibili

24h


Consegna in 24-48 ore, con ordine entro le 15.30

Gratis

Trasporto gratuito per un minimo di ordine

39 anni al vostro servizio

- 1980** Primo catalogo Krugg di vendita per corrispondenza, nato dall'idea di proporre ai dentisti i più noti materiali di consumo indicandone il relativo prezzo di vendita, portando finalmente ordine e chiarezza nel mercato. Nel giro di pochi anni, l'azienda cresce sino a diventare il punto di riferimento per prezzi e prodotti in tutto il settore dentale italiano.
- 2000** La decisione di ampliare il raggio d'azione aggiungendo ai cataloghi una rete di vendita rivolta a quella fascia di clientela che preferisce il rapporto diretto con un consulente di vendita, che la consiglia e la segue nella scelta dei materiali e servizi.
- 2004** Krugg entra a far parte del Gruppo Henry Schein, azienda americana leader mondiale nella vendita e distribuzione di prodotti, attrezzature e di servizi nel settore dentale, medicale e veterinario.
- 2006-08** Krugg si espande nel settore Full Service aggiungendo competenze nella vendita ed assistenza di grandi attrezzature.
- 2009** Viene costituita Henry Schein Italia a completamento del progetto Full Service con l'acquisizione di DNA Anthos Impianti che dà una spinta decisiva sia in termini territoriali sia di competenze.
- 2010** Nasce Henry Schein Krugg, un importante passo per esprimere la forza combinata di due realtà orientate alla qualità, affidabili, consolidate e che dimostrano grande sensibilità verso le esigenze del mercato italiano.
- 2011-12** Henry Schein Krugg consolida la sua leadership nel mercato della distribuzione dentale in Italia, arricchendo la sua offerta di prodotti e servizi; in particolare aggiungendo un'ampia gamma di attrezzature Hi-Tech abbinate a workshop formativi, inserendo prodotti innovativi nei settori della Chirurgia e dell'Ortodonzia e promuovendo convenienti Servizi Finanziari.
- 2014** Lancio sul mercato Italiano delle soluzioni ConnectDental: la gamma completa di prodotti, servizi e software per la digitalizzazione dell'attività odontoiatrica e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro digitali tra lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico.
- 2015** Henry Schein Krugg lancia il nuovo sito internet con la sezione dedicata all'e-commerce che permette di acquistare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, così da non sottrarre tempo all'operatività. Pubblica il suo primo catalogo dedicato alle Grandi Attrezzature e all'High-Tech per studio e laboratorio, uno strumento unico nel panorama italiano.
- 2018** Nuova release del sito e-commerce, con grafica ridisegnata e nuove funzionalità:
- intuitivo, anche da mobile o tablet
 - trasparente, prezzi chiari e personalizzati
 - creato per voi, liste dei preferiti e ordini da storico
 - veloce, ordinate in meno di 5 minuti



COME ORDINARE

Se è un nuovo cliente o cerca il modo più diretto per contattarci, un team di oltre 450 persone in 13 città d'Italia è pronto per aiutarla.

Call center

Non sa come iniziare, vuole un consiglio o vuole essere assegnato ad un agente, i nostri call center sono a sua disposizione.

LUN-GIO

8.30 - 18.30 orario continuato

VEN

9.00 - 18.00 orario continuato

Show room Milano

LUN-VEN

9.00 - 12.00

14.00 - 16.30

Il sito Henry Schein Krugg le permette di acquistare direttamente on-line 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Disponibili offerte dedicate ai Clienti registrati.



Fax 02 48 82 706 - vendite@henryschein.it



www.henryschein.it



Assistenza

Se è già cliente e ha bisogno di assistenza o altri tipi di servizi di post vendita chiami il numero verde dedicato

Assistenza ordini e spedizioni

Fax 02 48 83 719

customer.service@henryschein.it



Interventi tecnici e riparazioni



Riparazione manipoli PROREPAIR

pro.repair@henryschein.it



SPECIALISTI DI PRODOTTO

specialist@henryschein.it

specialistimplant@henryschein.it

specialistlabor@henryschein.it



Servizi finanziari PROHEALTH

Cell. 348 0031615



Contabilità Clienti

Fax 02 45 773 378

contabilita.clienti@henryschein.it



Richiesta cataloghi

Fax 02 45 773 483

anagrafica@henryschein.it

www.henryschein.it



Le nostre filiali

Milano Sede

Via dei Lavoratori 7
20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02 45773.1

Torino

Via Sansovino, 228
10151 Torino
Tel. 011 6522603

Udine

Via L'Aquila 1/B
33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432 502941

Padova

Via del Pescarotto, 58
35131 Padova
Tel. 049 7808501

Bologna

Via Fucini, 2
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 572985

Genova

Piazza Brignole, 5/4
16122 Genova
Tel. 010 885998

Terni

Via del Sersimone, 35
05100 Terni
Tel. 0744 300971

Pescara

Torri Camuzzi
Largo Filomena Delli Castelli, 10
65128 Pescara
Tel. 085 4308413

Roma

Via Tiburtina, 1234
00131 Roma
Tel. 06 41290204 / 06 41290195

Sassari

Via Gorizia, 40
07100 Sassari
Tel. 079 298852

Bari

Via Delle Margherite, 4
70026 Modugno (BA) Zona Industriale
Tel. 080 5430938 / 080 5315318

Palermo

Via della Libertà, 97
90143 Palermo
Tel. 091 6889479

Catania

Via Pietra dell'Ova, 396
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. 095 334864

Firenze


Prossima apertura

Lecce

Prossima apertura

Le nostre Filiali sono un punto di riferimento per le attrezzature necessarie alla sua professione, l'assistenza tecnica e l'aggiornamento professionale.

Si rivolga con fiducia al nostro personale qualificato in grado di supportarla su tutto il territorio nazionale.



Informazioni sempre aggiornate su:

www.henryschein.it



Condizioni di vendita

- Per ordini superiori a € 120,00 IVA esclusa e di peso inferiori a Kg 25, trasporto **gratuito**
- Per ordini inferiori a € 120,00 IVA esclusa, trasporto € 8,00 + IVA
- Per ordini di peso maggiore a Kg 25 trasporto € 8,00 + IVA
- Per ordini di prodotti fuori catalogo € 6,00 + IVA oltre alle sopracitate modalità
- Contributo fisso per spese imballo di € 1,80 + IVA per ogni ordine
- Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
- La fornitura di alcuni prodotti particolarmente sensibili ai rialzi termici potrebbe essere sospesa durante i mesi estivi.
- I prodotti offerti e i prezzi pubblicati sono riferiti alla data di pubblicazione del catalogo e sono soggetti a variazione in ogni momento senza preavviso
- Testi, immagini e prezzi riportati nel catalogo sono passibili di errori di stampa e/o di omissioni

Modalità di pagamento

SEPA DD: autorizzazione di addebito in C/C 30 gg. data fattura

RIBA: ricevuta bancaria 30 gg. data fattura

Contrassegno: consegna l'importo della fattura al corriere che le recapita il pacco

Carta di credito: all'atto dell'ordine è necessario comunicare numero, tipo e data di scadenza della carta

Carte accettate:



Procedura resi

- Eventuali resi causati da errato invio e/o quando la qualità del prodotto non corrisponde agli standard della casa produttrice, devono essere preventivamente autorizzati compilando il form sul sito www.henryschein.it nella sezione "Assistenza Clienti", previa registrazione
- Merce mancante o errori di spedizione devono essere comunicati entro 7gg dal ricevimento
- Il reso non avrà costi aggiuntivi se effettuato entro 30 gg dall'acquisto e inviato con l'imballo originale ed integro dopo aver compilato un regolare documento di trasporto della merce
- Ogni reso effettuato dopo i 30 gg e/o in imballo non conforme sarà soggetto ad un costo di ricondizionamento e/o ad un costo di spedizione
- Non si accettano resi di prodotti fuori catalogo e/o personalizzati

Henry Schein Krugg è un'azienda con Sistema Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015

Henry Schein Krugg, al fine di consentire l'attuazione delle Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE concernenti i dispositivi medici, recepite con D.lgs. n° 37 del 25 Gennaio 2010 garantisce la rintracciabilità dei dispositivi medici acquistati e distribuiti, attraverso una procedura che prevede la gestione dei lotti di fabbricazione e dei numeri di matricola delle apparecchiature. Col presente scritto desideriamo quindi, dopo averne sottolineato l'importanza, raccomandare a tutti i nostri clienti di conservare e/o mantenere evidenza dei suddetti riferimenti.

GDPR regolamento generale sulla protezione dei dati disponibile sul sito: www.henryschein.it

Se non desidera più ricevere le nostre comunicazioni promozionali invii una e-mail con la richiesta a: marketing@henryschein.it

SEI IN BUONE MANI

SERVICE

HENRY SCHEIN®
Krugg

Service Attrezzature

800 928860

Vieni a scoprire le
funzionalità del nuovo
sito web Service
www.henryscheinservice.it



COMPETENZA

2.000 ore
di corsi periodici
di formazione tecnica
su tutte le attrezzature
e L'High-Tech
da noi distribuiti

ESPERIENZA

100.000 ore
di contatto diretto sul campo
con i nostri clienti

35.000 interventi
condivisione nel team
delle casistiche di guasto
e risoluzione problemi

EFFICIENZA

5 coordinatori
2 addetti back office
dedicati per un'efficiente e tempestiva
gestione dell'intervento
800 928860 Numero verde
attivo 12 mesi l'anno (incluso agosto)

40.000 articoli
di ricambio a magazzino
Set di ricambi
a disposizione di ogni tecnico

CAPILLARITÀ

49 tecnici
dipendenti sul territorio,
in appoggio alle nostre 15 filiali
8 tecnici High Tech nazionali
10 tecnici High Tech regionali
8 tecnici regionali senior
9 tecnici partner esclusivi



PRO REPAIR
800 915667

5 addetti
al centro riparazione manipoli
5 addetti alla gestione delle
riparazioni di piccole attrezzature

PRO REPAIR

HENRY SCHEIN®
Krugg

**I SERVIZI FINANZIARI
RAPIDI E SICURI
STUDIATI
ESCLUSIVAMENTE
PER LE ESIGENZE
DEGLI ODONTOIATRI:
PIANI FINANZIARI
CON PARTENZA
RITARDATA DEL
PAGAMENTO,
PERSONALIZZATI
E AGEVOLATI**



ProHealth offre ad ogni suo cliente la possibilità di finanziare i propri investimenti in modo veloce, competitivo e personalizzato. Per ricevere offerte finanziarie, informazioni e consulenze chiamate il nostro specialista di servizi finanziari, oppure visitate una delle filiali Henry Schein Krugg, dove troverete i fogli informativi con le condizioni massime applicabili.

Consultateci per conoscere le soluzioni ProHealth e tutto ciò che volete sapere su aspetti finanziari e fiscali.
Per informazioni chiami: 02.45773331 o il 348.0031615

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI FINANZIARI

IL LEASING

Leasing Standard

Tasso fisso

Durata: da 24 a 72 mesi

Piani finanziari:

- Canoni mensili costanti e anticipati
- Canoni mensili anticipati con maxirata del 10%, 15%, 20%

Riscatto 1% - Spese istruttoria 150 €

Spese incasso canoni 4 €

Assicurazione "All risk" compresa nei canoni

Leasing Zero Novanta

Tasso fisso

Durate: 48 e 64 mesi

Piano finanziario:

- Canoni mensili costanti e anticipati con pagamento prima rata differito di 90 giorni

Riscatto 1%

Spese istruttoria 150 €

Spese incasso canoni 4 €

Assicurazione "All risk" compresa nei canoni

LA LOCAZIONE OPERATIVA

Tasso fisso - Durate: da 24 a 60 mesi

Piano finanziario:

- Canoni mensili costanti e anticipati

Spese istruttoria 100 €

Spese incasso canoni 4 €

Assicurazione "All risk" compresa nei canoni

IL FINANZIAMENTO

Standard

Tasso fisso

Durate: da 12 a 36 mesi

Piano finanziario:

- Canoni mensili costanti e posticipati

NO Spese istruttoria

Spese incasso canoni 4 €

Tasso zero

Durate: 12, 18 e 24 mesi

Piano finanziario:

- Canoni mensili costanti e posticipati pari all'importo finanziato diviso per il numero delle rate prescelto

NO Spese istruttoria

Spese incasso canoni 4 €.

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.



A

Accessori bandaggio da 18 a 24

ACCESSORI LINGUALI:

› **Bottoni** 24

› Cleat 24

Acclean Flosser Henry Schein 78

Acetato per tracciati 74

Adesivi per attacchi e bande da 25 a 32

Advanced Power Oral-B Braun 77

Aeroplanini 86

Altimetro per attacchi 64

Anatomico Forestadent 67

Anellini con pietra 89

Animaletti in gomma 87

Anti-Spee OrtoSmail (archi) 34

APRIBOCCA:

› Dry-Field 18

› LIP-Ex H&W 18

› Mirahold H&W 18

› Optragate Ivoclar Vivadent 18

› Ortho Organizers 18

› Spandex H&W 18

Aqualizer 49

Archi ad attivazione termica 35

ARCHI ORTOSMAIL:

› Acciaio intrecciato 37

› Acciaio Super Resiliente 36

› Curvatura Anti-Spee 34

› Estetici in nichel-titanio 34

› Nichel-titanio 34/35

› Termici in nichel-titanio 35

Archi per trazione extraorale OrtoSmail 44

Archi Tensic Termico Dentaureum 35

Arco linguale 3D Wilson RMO 65

ATTACCHI DIRETTI TECNICA ALEXANDER:

› OrtoSmail in metallo 10/11

ATTACCHI DIRETTI TECNICA BIDIMENSIONALE:

› OrtoSmail in metallo 8/9

› OrtoSmail in acrilico 9

ATTACCHI DIRETTI TECNICA EDGEWISE STD:

› **Equilibrium 2 Dentaureum in metallo** 3

› Image Gestenco in composito/fibra 3

› OrtoSmail in acrilico 3

› OrtoSmail in metallo 2

› OrtoSmail nichel free 3

ATTACCHI DIRETTI TECNICA LINGUALE:

› 2D Forestadent 15

ATTACCHI DIRETTI TECNICA MBT:

› Equilibrium 2 Dentaureum in metallo 7

› OrtoSmail in acrilico 7

› OrtoSmail in metallo 7

› Vitrine Gestenco in ceramica 7

ATTACCHI DIRETTI TECNICA RICKETTS STD:

› **Equilibrium 2 Dentaureum in metallo** 14

› Image Gestenco in composito/fibra 14

› OrtoSmail in acrilico 14

› OrtoSmail in metallo 12/13

ATTACCHI DIRETTI TECNICA ROTH:

› **Citizen Gestenco in metallo** 4

› **Equilibrium 2 Dentaureum in metallo** 4

› Image Gestenco in composito/fibra 6

› OrtoSmail in acrilico 6

› OrtoSmail Dmim in metallo 4

› OrtoSmail nichel free 5

› Sprint Forestadent in metallo 5

› Vitrine Gestenco in ceramica 6

Automobiline trasparenti 86

Axia Seal Precision 79

AZ Kids Procter & Gamble 78

B

Bauletti per denti 88

B Form Silent Bart Medical 69

Biglietti per appuntamento Krugg 73

Bioplast Scheu-Dental 69

Biorepair Junior 0-13 anni Coswell 77

Bite da 47 a 49

Bite Bumper Gestenco 24

Bite wax Prodont-Holliger 68

Blugloo Ormco 28

Bottoni con catenella Masel 24

Bottoni / bottoni linguali OrtoSmail 24

Box per pinze 64

Brackets - vedi Attacchi

Braccialetti Smile/Tennis 89

Buste multiuso 44

C

CAD-CAM da A a H

Calibro Ortho Organizer 64

Camici anti RX Nelson X-Ray 84

Cartella clinica ortodontica OrtoSmail 72/73

Cassetta per fotografia 74

Catene elastiche 42

Cefalometria 74

Cello portastrisce LM 19

CEMENTI:

› per attacchi da 25 a 29

› per bande da 30 a 32

› per retainer 28

CEMENTAZIONE ATTACCHI:

› Blugloo Ormco 28

› Fuji Ortho GC.....	25
› Greengloo Ormco	28
› Heliosit Orthodontic Vivadent.....	25
› High-Q-Bond Bracket Cement BJM	26/27
› High-Q-Bond Light Cure Retainer BJM	28
› Kurasper-F Kuraray	26
› Ortho-Choice Oba Pulpdent.....	25
› Porcelain Etch e Silane Ultradent.....	29
› Porcelain Fix BJM	29
› Porcelain Prep Pulpdent	29
› Rely-A-Bond Reliance Orthodontic	25
› Transbond Plus Color Change 3M Unitek	28
› Transbond XT 3M Unitek	26
CEMENTAZIONE BANDE:	
› Fuji Ortho Band GC	32
› High-Q-Bond Band BJM	30/31
› Multi-Cure 3M Unitek	31
› Q-Glass Ortho BJM.....	32
› Transbond Plus 3M Unitek	31
› Ultra Band-Lok Reliance Orthodontic.....	31
Cerapol Super Edenta	22
Cere occlusali preformate.....	68
Cere ortodontiche	85
Cesoia tagliagesso	62
Chiave per espansori/disgiuntori	66
Classe III Estech (trainer)	47
Cleat linguali OrtoSmail	24
Clessidre.....	88
Clinpro Sealant 3M.....	82
Coassiale OrtoSmail (filo).....	37
Colombelle preformate OrtoSmail	40
Color box.....	85
Condizionatore per brackets in plastica	15
Concise 1930 3M	82
Conseal F SDI	82
Construct Kerr	33
Contenitori per pinze	64
Contenitori per trazioni (buste colorate).....	44
Contrangolo Aluminium Orthostrip Ki Accessori	20
Croce per attacchi OrtoSmail	64
Cuffie per trazioni extraorali	46

D

Delton DDS Dentsply Sirona.....	82
Dentifrici per bambini.....	77/78
Digitale	da A a H
Dinamometri di sicurezza per cuffie e trazioni	46
Dischi per termoformazione.....	da 69 a 71
Dischi Softbrush Edenta	22
Dmim (vedi attacchi diretti)	
Direzionatori di legature	62

Disgiuntore rapido Leone	65
Divaricatori labiali.....	18
Dry-Field (apribocca).....	18
Dual laminates B-Form Bart Medical	71
Duran Scheu-Dental	69
Dyract Seal Dentsply Sirona.....	82

E

EasyBite	49
EF1/EF2 Orthoplus (rieducatore).....	48
Elastici in lattice extraorali/intraorali	42
Elgiloy RMO (fili).....	38
Ena Flow Sealant Micerium.....	78
Enamel Plus Hri Biofunction Micerium.....	78
Elmex Junior 6-12 anni.....	78
Embrace Pit & Fissure Sealant Pulpdent.....	79
Erkodur Erkodent	70
Erkoflex Erkodent	70
Erkoform 3D Erkodent	69
Erkoloc-Pro Erkodent	70
Everstick Ortho GC	32
Exa Cerapol Edenta	22

EXTRAORALE:

› Archi OrtoSmail.....	44
› Cuffie.....	46
› Fasce nucaali	46
› Maschere facciali.....	45
› Mentoniera Ortho Organizers.....	44

F

Fasce per trazione cervicale.....	46
Fender Mate Prime Directa	78
Fiber Splint ML Ortho Evolution Polydentia	32

FIBRE IN NASTRO PER SPLINTAGGI:

› Construct Kerr	33
› Everstick Ortho Sticktech	32
› Fiber-Splint Ortho Polydentia	32
› Ribbond THM	33
› Splint-One Precision	33

FILI:

› Australiano Wilcock.....	38
› Acciaio OrtoSmail	37
› Acciaio Remanium Dentaureum	68
› Coassiale OrtoSmail.....	37
› Elgiloy RMO	38
› TMA Ormco.....	38
› Twist intrecciato OrtoSmail	37
Fili per laboratorio	68
Filo elastico.....	43
Filo passivo Forestadent	33

Filo per legature OrtoSmail.....	40
Filo per Splint SRW.....	33
Finition (posizionatore preformato).....	49
Fissurit Voco.....	82
Fitstrip Garrison.....	19
Fogli in acetato per tracciati.....	74
Forbici Ghost Aligner Bart Medical.....	57
Forcelle con filo.....	78
FRESE:	
› Diamantate Edenta.....	23
› Multilame Edenta.....	23
› Per rimozione adesivi Edenta.....	23
Fuji Ortho GC.....	25
Fuji Ortho Band Paste Pak GC.....	32
Fulcro di rotazione.....	43

G

Ganci a palla OrtoSmail.....	39
Ganci per elastici OrtoSmail.....	42
Ghost Aligner Bart Medical.....	71
Giochi per bambini.....	da 86 a 89
Gomme.....	88
Gommini abrasivi e per lucidatura.....	22
Goniometro per tracciati.....	74
Greengloo Ormco.....	28
Guaina protettiva per archi.....	43

H

Helioseal Ivoclar Vivadent.....	79
Heliosit Orthodontic Ivoclar Vivadent.....	25
HIGH-Q-BOND BJM:	
› Band Cement.....	30/31
› Bracket Cement.....	26/27
› Light Cure retainer.....	17/28

I

IPR Strip System Contact EZ.....	20
----------------------------------	----

J

Junior 7+ Gum Sunstar (dentifricio).....	77
--	----

K

Kelly pinzetta Krugg.....	61
Kids 2-6 anni Gum Sunstar (dentifricio).....	77
Kobayashi legature OrtoSmail.....	40
Kurasper-F Kuraray.....	26

L

Lamine Profin Dentatus.....	21
Legatura ON-OFF SL LM.....	63
Legature elastiche Glenroe.....	41
Legature Kobayashi Ortosmail.....	40
Legature metalliche estetiche OrtoSmail.....	40
Legature metalliche OrtoSmail.....	40
Lingual Brackets.....	15
Logo I/Logo II Estech (trainer).....	47

M

Manico specchietto con scala millimetrata LM.....	64
Maschere facciali.....	45
Mascherine di protezione.....	83
Matite per bambini.....	87/88
Mathieu Krugg porta aghi.....	61
Matrici/cunei Fender Mate Prime Directa.....	78
Mentoniera Ortho Organizers.....	44
Mini Bottoni diretti OrtoSmail.....	24
Misuratore a croce Orto Organizer.....	64
Misuratore a stella con mina.....	64
Misuratore LM overjet/overbite.....	64
Misuratore per Finition.....	49
Modello insegnamento igiene orale.....	85
MOLLE APERTE E CHIUSE ORTOSMAIL:	
› in acciaio.....	39
› in nichel-titanio.....	39
Monster Truck.....	86
Mordenzante Q-Etch Ortho BJM.....	32
Mosquito pinzetta Krugg.....	61
Motion Minions Colgate.....	77
Mouthguard B-Form Bart Medical.....	71
Multi-Cure 3M Unitek.....	31
Multi-T RMO.....	48

N**NASTRI PER SPLINTAGGIO:**

› Construct Kerr.....	33
› Everstick Ortho Sticktech.....	32
› Fiber-Splint Ortho Polydentia.....	32
› Filo passivo Forestadent.....	33
› Pad-Retainer Forestadent.....	33
› Ribbond THM.....	33
› Splint-One Precision.....	33
› SRW World Class Tecnology.....	33
Niteguard B-Form Bart Medical.....	71

O

Oba Pulpdent (Ortho-Choice)	25
Optragate Ivoclar Vivadent (apribocca)	18
Orologio da parete	84
Ortho-Choice Oba Pulpdent	25
Orthoflex Edenta	22
Oyster Cap Opener Gestenco	63

P

Pad Retainer Forestadent	33
Palline magiche	86
Paperella dentale	87
Pastiglie rivelatrici di placca	84
Piastre per termoformazione	71
Piega fili distale	63
PINZE KRUGG - ORTHO ORGANIZER - DENTAURUM - BART MEDICAL - DENTRONIX - HU-FRIEDY:	
› Becchi d'uccello	50
› Forma bottoni	57
› Hallow-Chop	56
› Hilgers	55
› How	52
› Mc Kellops	56
› Nance	51/55
› Optical	56
› Per archi	56
› Per attivazioni	57
› Per elastici separatori	56
› Per formare fili	51
› Per ganci	56
› Per rimuovere bande/attacchi	53/54
› Rose	55
› Per Stop	55
› Torretta	51
› 3 Becchi	55
› Taglia bottoni	57
› Tronchese Maun	59
› Tronchesi distali	60
› Tronchesi per fili	59
› Tronchesi per legature	58
› Tweed	50
› Universali	56
› Weingart	51
› Young	56
Pinzette Mosquito/Kelly Krugg	61
Pinzette per attacchi	60
Plastic Conditioner Reliance	15
Plastic Pins Dentatus	21
Platwax Ortosmail	68
Porcelain Etch e Silane Ultradent	29
Porcelain Etch gel Pulpdent	29

Porcelain Fix BJM	29
Porcelain Prep Kit Pulpdent	29
Porta aghi Krugg	61
Porta apparecchi	85
Porta pinze in plexiglass	64
Porta strisce LM	19
Posizionatori preformati	49
Prebite Pelosi Erkodent	49
Primer per ceramica	29
Profin PXD Dentatus	21
Protection 3 Monoart Euronda	83
Punte abrasive Arkansas Edenta	22

Q

Q-Etch Ortho BJM	32
Q-Glass Ortho BJM	32
Q-Seal BJM	81
Quick Seal BJM	80

R

Rely-A-Bond Reliance Orthodontic	25
Remanium Dentaureum (fili)	68
Retainer linguali	33
Retrattori labiali	18
Ribbond THM/Classic	33
Rieducatori funzionali	da 47 a 49


S

Saldatura con Flux Foresta Dental	68
Saldatura in bacchetta Ortho Organizer	68
Saldatura universale PD	68
Salviette Baby Monoart Euronda	83
Salviette Econoback Crosstex	83
Scheda paziente OrtoSmail	72/73
Schermo orale Ulma Dentaureum	48
Separatori elastici	43
Sgabello Molar Set	84
Sigillanti occlusali	da 78 a 82
Silani per porcellana	29
Smaha porta aghi Krugg	61
Smiles Colgate	78
Softbrush Edenta	22
SPAZZOLINI DA DENTI PER BAMBINI:	
› Henry Schein	75
› Oral-B	da 75 a 77
› Colgate	75/77
› Curasept	75
› Gum Sunstar	75/76
› Paro	76

› Tepe	76
Specchi per fotografia intraorale	74
Special Termico OrtoSmail (archi)	35
Spessimetro Contact EZ	20
Spessimetro Ghost Aligner Bart Medical	20
Spingibande	63
Splint SRW Word Class Technology	33
Splint-One Precision	33
Sprint ForestaDent (attacchi Nickel-Free)	5
Standard Estech (trainer)	47
Stoppi Dr. Hinz	48
Stripfix Edenta	19
STRISCE ABRASIVE:	
› Contact EZ	19
› Edenta	19
› Garrison	19
› Henry Schein	19
› Ki Accessori	19
› LM	19
STRUMENTI:	
› Altimetro per attacchi	64
› Calibro	64
› Direzionatori di legature	62
› Legatura On-Off SL LM	63
› Misuratore a croce Ortosmail	64
› Oyster Cap Opener Gestenco	63
› Pinzetta Kelly Krugg	61
› Pinzetta Mosquito Krugg	61
› Pinzette per attacchi	60
› Porta aghi Mathieu Krugg	61
› Porta aghi Smaha Krugg	61
› Spingibande	63
› Strumenti di utilità	62
› Strumento per legature elastiche LM	63
› Strumento per Self-Ligating Gestenco	63
T	
Tecnica CAD-CAM	da A a H
Teethmate F1 Kuraray Noritake	79
Termoformazione	69
Thermo Guard/ Splint Henry Schein	70
TMAOrmco	38
Toys per bambini	da 86 a 89
Trainer	47/48
Transbond Mip 3M Unitek	29
Transbond Plus 3M Unitek	31
Transbond Plus Color Change 3M Unitek	28
Transbond XT 3M Unitek	26
Tray adesivi OrtoSmail per attacchi	24
Trazioni cervicali	46

Trazioni extraorali:	
› Archi OrtoSmail	44
› Cuffie	46
› Maschere facciali	45
› Mentoniera	46
› Trazioni cervicali	46
Tronchese Maun Dentaureum	59
Tronchese Micro Hu-Friedy	60
Tronchesi distali	60
Tronchesi per fili	59
Tronchesi per legature	58
TUBI DIRETTI E DA PUNTARE ORTOSMAIL:	
› Alexander	10/11
› Bidimensionale	8/9
› Edgewise Standard	2
› Mc Laughlin-Bennet-Trevisi	16
› Ricketts Standard	12/13
› Roth	5/16
Tubi linguali da puntare	65
Tubi palatali 3D Wilson RMO	65
Tubo di protezione	43
Tubo elastico OrtoSmail	43
Twist OrtoSmail (fili ed archi)	37
U	
Ulma schermo orale Dentaureum	48
Ultra Band-Lok Blue Reliance Orthodontic	31
Ultraseal XT Hydro/Plus Ultradent	79
Univers medio Estech (trainer)	47
V	
› Vitality Stage Oral-B Braun	77
VITI ORTODONTICHE DENTAURUM:	
› Espansione standard/maxi	66
› Espansione Hyrax II	65
› Plurisettoriali secondo Bertoni	66
VITI ORTODONTICHE FORESTADENT:	
› Anatomico	67
› Disgiunzione	67
› Espansione	67
› Multi settore Bertoni	67
› Multi settore miniaturizzate	67
Y	
Yo-Yo	86

DIGITALE
da pag. A a pag. H



EXTRAORALE
da pag. 44 a pag. 46



BANDAGGIO
da pag. 2 a pag. 16
accessori da pag. 17 a pag. 24




FUNZIONALI
da pag. 47 a pag. 49



ADESIVI
da pag. 25 a pag. 33




STRUMENTARIO
da pag. 50 a pag. 64




ARCHI E FILI
da pag. 34 a pag. 39




LABORATORIO
da pag. 65 a pag. 71



ANALISI DI STUDIO
da pag. 72 a pag. 74




LEGATURE
pagg. 40/41



PEDODONZIA
da pag. 75 a pag. 85



ELASTICI
da pag. 42 a pag. 43



OGGETTISTICA
da pag. 86 a pag. 89




3shape



Impugnatura PENGRIIP
a forma di penna

		TRIOS 4	TRIOS 3	TRIOS 3 Basic
Generazione dello scanner		4 ^a	3 ^a	3 ^a
Funzioni dello scanner	Wireless	✓	✓	N/A
	AI Scan	✓	✓	✓
	Precisione 3Shape	✓	✓	✓
	Colori realistici e rilevazione del colore	✓	✓	✓
	Puntali intelligenti	✓	N/A	N/A
	Opzione per la diagnosi della carie	✓	N/A	N/A
Software ed applicazioni	TRIOS Patient Monitoring	✓	✓	Aggiornamento a TRIOS 3
	TRIOS Treatment Simulator	✓	✓	Aggiornamento a TRIOS 3
	TRIOS Smile Design	✓	✓	Aggiornamento a TRIOS 3
	TRIOS Patient Specific Motion	✓	✓	Aggiornamento a TRIOS 3
	Apparecchi in-house	Applicazione add-on	Applicazione add-on	Applicazione add-on

Software ORTHO TRIOS



Carestream
DENTAL

Distributore Autorizzato

CS 3600

- Nessuna polvere necessaria;
- Sistema Stl aperto;
- USB Plug & Play, lo connetti ed è pronto all'uso;
- Scansione a colori, continua e ad alta velocità;
- Funzione Scan History Check: permette di indietro durante il processo di scansione;
- Flussi di lavoro dedicati per protesi, ortodonzia e impianti.



Le frecce verdi visualizzano in tempo reale la direzione nella quale ri-scansionare per ottenere le informazioni eventualmente mancanti

SOFTWARE

- Flusso di Lavoro di Scansione Hybrid: acquisisce anche le linee di margine più difficili
- Scansioni più rapide fino al 22% con un riduzione dell'utilizzo di CPU del 20-50%
- Regolazione semi-automatizzata del bite: Il software smart ricalcola un bite in base ai punti di contatto selezionati sulla superficie occlusale
- Controllo della preparazione: Permette la sovrapposizione di scansioni pre e post-preparazione per eseguire misurazioni della distanza e verificare che la preparazione rispetti i requisiti dei materiali.
- Acquisizione di bite multipli: acquisisce fino a tre differenti registrazioni del bite: normale, aperto e protruso per assistere nella progettazione e fabbricazione di dispositivi per l'apnea nel sonno e antirussamento
- Strumento Undercut check: rileva i sottosquadri aiutando ad assicurare che l'impronta digitale sia ottimale per la protesi.

CEREC PRIMESCAN

Progettata per performance superiori

- Accuratezza: l'innovativo Sensore Smart Pixel processa più di 1.000.000 di punti 3D al secondo, elaborando dati altamente realistici ed accurati dal dente singolo all'arcata completa
- Semplicità: Grazie all'ampio campo visivo acquisisce aree estese su tutte le superfici dentali, compresi i metalli
- Velocità: processore intelligente per ottimizzare l'interazione con il software
- Nuovo Acquisition Center: Schermo touch orientabile e facilmente disinfettabile



Software CEREC ORTHO

RISPARMIO DI TEMPO

L'innovativa tecnologia a cinque assi con braccio robotico e la determinazione esatta della zona di scansione permettono il posizionamento veloce ed automatico, riducono la quantità di dati e velocizzano di conseguenza il calcolo del modello.

PRECISIONE ELEVATA

La nuova tecnologia di scansione con una precisione eccezionale, profondità di campo e funzione autofocus rappresentano la base giusta per il vostro progetto e la sua realizzazione.

COMPLETAMENTE AUTOMATICO

Il sistema di comandi, unico, è stato concepito per permettere la massima efficienza in tutte le scansioni e si completa grazie alla possibilità della scansione manuale.

STL

OPEN inEos: esportazione dei dati di scansione in formato STL per l'elaborazione in altri sistemi CAD/CAM.

**Dentsply
Sirona**

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™


inEos X5

Preciso: la nuova tecnologia di scansione per una precisione e profondità di campo eccezionale. Insieme alla funzione di messa a fuoco automatica crea la piattaforma perfetta per i vostri progetti.



1. Acquisizione automatica.

Scansione automatica dei modelli e delle impronte, rapido e affidabile.




2. Grande distanza operativa.

Consente il posizionamento degli articolatori più comuni e facilita l'accesso illimitato al modello in modalità manuale.



3. Scansione multiple.

Diversi monconi preparati possono essere acquisiti simultaneamente ed i margini di preparazione chiaramente definiti.



4. Veloce.

La scansione in tempo record. Grazie al campo di scansione di grandi dimensioni, è possibile acquisire automaticamente le superfici di masticazione di un intero modello in circa 10 secondi.



5. Acquisizione manuale.

Rapida ed efficiente per i restauri semplici.

3shape

Scanner da laboratorio 3Shape concepiti per soddisfare ogni esigenza



E1

Scanner base da laboratorio

- 2 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza (ISO 12836 / implant bar): 10 µm/12 µm
- Velocità di scansione (arcata): 40 sec
- Velocità di scansione (moncone): 25 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 130 sec
- Superficie: n/a



E2

Media produttività tutte le lavorazioni

- 2 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza (ISO 12836 / implant bar): 10 µm/12 µm
- Velocità di scansione (arcata): 30 sec
- Velocità di scansione (moncone): 20 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 90 sec
- Superficie: Bianco e Nero



E3

Alta produttività ideale per impianti

- 2 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza (ISO 12836/ implant bar): 7 µm/10 µm
- Velocità di scansione (arcata): 24 sec
- Velocità di scansione (moncone): 18 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 80 sec
- Superficie: Colori



E4

Alta velocità e accuratezza

- 4 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza: 4 µm
- Velocità di scansione (arcata): 35 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 20 sec
- Superficie: Colori
- Strategia di Scansione: modello e moncone in simultanea



R2000

Alta produttività più modelli in simultanea

- 4 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza: 5 µm
- Velocità di scansione (arcata): 23 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 50 sec
- Superficie: Colori


3shape

Software ORTHO 3Shape



Ortho System Add-on CAD modules

Descrizione
Ortho Analyzer Add-on
Study Model Builder Add-on to Ortho Analyzer
Ortho Planner Add-on to Ortho Analyzer
Bracket Placement Add-on to Ortho Planner
Planning Model Builder Add-on to Ortho Planner
Appliance Designer Add-on
Bracket Transfer Add-on to Appliance Designer
3rd Party Scan import Add-on





open technologies

FARO

Scanner da laboratorio  **neWay**

NEWAY

- Nuovo sistema di scansione a luce strutturata, ultra veloce, con sistema di precisione garantita da ISO 12836
- Completamente automatico e con sistemi guidati per la protesi fissa, protesi rimovibile e strutture avvitate su impianti
- Il software di scansione 4.0 Optical RevEng sempre aggiornato, senza compromessi e escludendo costi di attivazione o upgrade.



- New Design
- Brand-new components
- Higher scanning speed
- Flexible and easy to use
- Accurate
- Parallel mesh generation
- Expert Mode
- Automatic alignment
- Customizable
- Mouse 3D ready
- Integration with main CAD software
- Open Files Format
- Online Wiki Manual
- Faster projects

formlabs 

STAMPANTE 3D

La stampante 3D a stereolitografia laser Form 2 per applicazioni odontoiatriche, garantisce un elevato grado di dettaglio, in alta risoluzione con una qualità di superficie omogenea e accurata. L'innovativo sistema automatico di rimescolamento della resina introdotto nella stampante, evita la formazione di particelle e residui che possono creare problemi durante il processo di stampa. La tanica contenente la resina è riscaldata a 35°C. per garantire un ambiente stabile e idoneo ad ottenere stampe 3D di ottima qualità. Il nuovo schermo touch permette di vedere l'anteprima dei modelli da stampare. La stampante è dotata di connessione senza fili Wi-Fi e il processo di stampa 3D può essere monitorato in tempo reale attraverso l'applicazione Dashboard anche DA PC E/O smartphone.

Ogni applicazione professionale può contare su una vasta scelta di resine: standard, trasparenti, opache, resistenti ad alte temperature, flessibili, biocompatibili, calcinabili, per implantologia e protesi (guide chirurgiche, modelli, monconi sfilabili, bite, scheletrati, protesi provvisori). Caratteristiche tecniche: dimensioni stampante cm 35X33X52 – Il volume di stampa arriva a 145x145x175 mm, con una risoluzione layers di 25 micron sull' asse Z, ed è dotata di laser a 250 mW. Alimentazione: 100-240 V, 1,5 A 50/60 Hz, 65 W.

Confezione contenente: 1 stampante 3D Form 2, 1 Sw per installare il controllo Dashboard, 1 Finish Kit, 1 vasca contenimento resina, 1 piattaforma Build Platform, 1 cartuccia di resina Dental Model..




DWS STAMPANTE 3D XFAB 2500 PD

Rappresenta la soluzione ideale per laboratori dentali di piccole e medie dimensioni che necessitano di qualità premium.


- Stampante stereolitografica ad alta velocità e precisione
- Sistema plug and play
- Materiali sviluppati e prodotti da DWS espressamente per il settore dentale
- Completa libertà nell'ottimizzazione dei valori per la stampa dei modelli.
- TTT System (Tank Translation Technology): ottimizza il consumo della vasca della resina

APPLICAZIONI: Restauri certificati Classe IIa, modelli dentali, modelli con monconi sfilabili, modelli per impianti con analoghi, modelli per la termoformatura di allineatori, guide chirurgiche, modelli calcinabili, scheletrati calcinabili, medical Imaging, modelli mascherine gengivali / tessuti molli.




TECNICA EDGEWISE STANDARD
Attacchi e tubi Mini Mim - Diretti

Questi attacchi sono realizzati senza valori angolari, seguendo la tecnica Edgewise. Prodotti con avanzate tecniche di fusione MIM in un pezzo unico, consentono di eliminare imperfezioni e spigoli vivi, offrendo così al paziente il massimo dell'estetica e del comfort.


Confezioni


		Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola	20 pz.	41 31234	41 31227	€ 47,90
Attacchi e tubi (ricambi)	bustina da 10 pz.			

Arcata completa

		Slot .018"	Slot .022"	Prezzo (conf. 10 pz.)	
1 1	Attacco gemellare	41 31235	41 31228	€ 25,90	 T. 0° A. 0°
2 1 2	Attacco gemellare con alette occlusali smussate	41 31239	41 31233	€ 25,90	
2 2	Attacco gemellare	41 31236	41 31229	€ 25,90	 T. 0° A. 0°
3 3 3 3	Attacco gemellare	41 31237	41 31230	€ 25,90	 T. 0° A. 0°
5 4 4 5 5 4 4 5	Attacco gemellare	41 31238	41 31232	€ 25,90	 T. 0° A. 0°
6 6 6 6	Tubo singolo con gancio LANCER	DX. 41 31346 SX. 41 31347	41 31348 41 31349	€ 93,90 € 93,90	 T. 0° DO. 0°
7 7 7 7	Tubo singolo con gancio	DX. 41 30035 SX. 41 30036	41 30048 41 30049	€ 89,90 € 89,90	 T. 0° DO. 0°


BANDAGGIO
TECNICA EDGEWISE STANDARD nichel free
Attacchi - Diretti

Realizzati con una nuova lega **priva di nichel**, resistente agli attacchi dei liquidi orali, nel tipo gemellare con alette arrotondate molto ritenitive per qualsiasi tipo di legatura. La particolare forma anatomica della base con ritenzione meccanica rende questi attacchi molto stabili sul dente, riducendo il rischio che si stacchino. Indicati per pazienti affetti da allergia al nichel che quindi non possono sopportare le normali apparecchiature.



Confezione 20 pz.	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola (senza tubi)	41 33980	41 33982	€ 59,90


**TECNICA EDGEWISE STANDARD
EQUILIBRIUM 2 DENTAURUM**
new
Attacchi - Diretti

Attacchi in metallo monoblocco con assenza di saldature. Ottima ritenzione e semplice debonding grazie alla base strutturata al laser. La speciale geometria delle alette offre un ampio sottosquadro per accogliere legature multiple. Facilità di riconoscimento grazie alla simbologia FDI alla base: marcatura indelebile al laser biotollerabile.




Confezione 20 pz.	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola	41 30487	41 30488	€ 49,90


**TECNICA EDGEWISE STANDARD
ORTOSMAIL - in acrilico**

Realizzati con un materiale più duro rispetto alla tradizionale "fibra", offrono all'ortodontista una valida alternativa agli attacchi in ceramica.

Vantaggi: più resistenti alle fratture rispetto agli attacchi in ceramica (meno fragili); più duri rispetto agli attacchi in fibra (non si deformano se sottoposti a forze consistenti Torque/Angolazione); non tendono a cambiare colore; dispongono di una ritenzione meccanica; non necessitano di primer particolari per la cementazione (si usano come un attacco in metallo); possono essere applicati sull'arcata inferiore (incisivi) senza correre il rischio di abrasione dello smalto degli antagonisti, tipica degli attacchi in ceramica.




Confezione 20 pz.	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola	41 31865	41 31866	€ 119,00

ACRILICO

**TECNICA EDGEWISE STANDARD
IMAGE GESTENCO - in composito/fibra**

Realizzati in composito rinforzato con particelle in fibra di vetro. Grazie alle caratteristiche del materiale, pur mantenendo un'ottima estetica, riducono notevolmente i rischi di fratture. Disponibili in versione gemellare.




Confezioni	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola 3x3 12 pz.	-	41 31758	€ 63,90
Bocca singola 5x5 20 pz.	41 31753	41 31759	€ 99,90

COMPOSITO/FIBRA



BANDAGGIO
TECNICA ROTH
Attacchi Dmim - Diretti


Realizzati secondo i valori angolari (tip e torque) della tecnica di Roth. Prodotti con la più recente tecnologia di fusione del metallo, i nuovi attacchi Dmim si distinguono per la forma delle alette molto ritentive, per il gancio di dimensioni contenute e la forma romboidale che rende il bracket molto pratico per l'utilizzatore e confortevole per il paziente. Un codice colore gengi-distale, semplifica l'identificazione dell'attacco e ne facilita il posizionamento.



Confezioni		Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola con gancio sui canini superiori	20 pz.	41 33595	41 33663	€ 59,90
Bocca singola con gancio su canini e premolari superiori e inferiori	20 pz.	41 33597	41 33665	€ 59,90


TECNICA ROTH
EQUILIBRIUM 2 DENTAURUM
Attacchi - Diretti


Attacchi in metallo monoblocco con assenza di saldature. Ottima ritenzione e semplice debonding grazie alla base strutturata al laser. La speciale geometria delle alette offre un ampio sottosquadro per accogliere legature multiple. Facilità di riconoscimento grazie alla simbologia FDI alla base: marcatura indelebile al laser biotollerabile.



Confezioni		Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola con gancio sui canini	20 pz.	41 30482	41 30484	€ 59,90
Bocca singola con gancio su canini e premolari	20 pz.	41 30483	41 30485	€ 69,90


**TECNICA ROTH
CITIZEN GESTENCO**
Attacchi Medium e Mini - Diretti

Design dal profilo basso per minime interferenze occlusali; taglio più profondo delle alette per una migliore ritenzione delle legature, forma romboidale e base anatomica sagomata per una forte adesione. La codifica colore semplifica l'identificazione dell'attacco e ne facilita il posizionamento.




Confezioni	20 pz.	Slot .022"	Prezzo
Medium Bocca singola		41 30406	€ 43,00
Medium Bocca singola con gancio sui canini		41 30407	€ 43,00



Confezioni	20 pz.	Slot .022"	Prezzo
Mini Bocca singola		41 30408	€ 43,00
Mini Bocca singola con gancio sui canini		41 30409	€ 43,00


RICAMBI BOCCHE DISPONIBILI SU RICHIESTA




BANDAGGIO

TECNICA ROTH nichel free

Attacchi e tubi - Diretti

Realizzati con una nuova lega **priva di nichel**, resistente agli attacchi dei liquidi orali, nel tipo gemellare con alette arrotondate molto ritentive per qualsiasi tipo di legatura. La particolare forma anatomica della base con ritenzione meccanica rende questi attacchi molto stabili sul dente, riducendo il rischio che si stacchino. Indicati per pazienti affetti da allergia al nichel che quindi non possono sopportare le normali apparecchiature.

NICHEL FREE



Confezioni

Bocca singola con gancio sui canini superiori (senza tubi per molari)
Tubi (ricambi)

20 pz.
bustina da 10 pz.

Slot .018"

41 33988

Slot .022"

41 33990

Prezzo

€ 64,90



Arcata superiore

Slot .018"

Slot .022"

Prezzo (conf. 10 pz.)

6 6

DX 41 33992

41 33994

€ 81,90

Tubo singolo con gancio

SX 41 33993

41 33995

€ 81,90

Arcata inferiore

6 6

DX 41 33996

41 33998

€ 81,90

Tubo singolo con gancio

SX 41 33997

41 33999

€ 81,90



T. -10° D.O. 10°



T. -25° D.O. 4°

TECNICA ROTH nichel free SPRINT FORESTADENT

Attacchi - Diretti

Realizzati con tecnica di iniezione del metallo senza alcuna saldatura; la lega impiegata è inattaccabile dai liquidi orali garantendo la lucidità iniziale. Grazie all'assenza totale di nichel non vi è alcun rischio di allergia.

Caratteristiche:

- Dimensioni ridotte e minima frizione nello slot
- La base ad aculei bidirezionali offre una ritenzione superiore rispetto alle basi tradizionali
- Numero del dente impresso a laser su ogni bracket per facilitarne l'identificazione



Confezioni

Bocca singola con gancio sui canini (senza tubi per molari)

20 pz

Slot .022"

41 33864

Prezzo

€ 119,00



Aculei bidirezionali

RICAMBI BOCCHIE DISPONIBILI SU RICHIESTA



BANDAGGIO

TECNICA ROTH

ORTOSMAIL - in acrilico

Attacchi in acrilico realizzati in un nuovo materiale più duro rispetto alla tradizionale "fibra", offrono all'ortodontista una valida alternativa agli attacchi in ceramica.

Vantaggi: più resistenti alle fratture rispetto agli attacchi in ceramica (meno fragili); più duri rispetto agli attacchi in fibra (non si deformano se sottoposti a forze consistenti Torque/Angolazione); non tendono a cambiare colore; dispongono di una ritenzione meccanica; non necessitano di primer particolari per la cementazione (si usano come un attacco in metallo); possono essere applicati sull'arcata inferiore (incisivi) senza correre il rischio di abrasione dello smalto, degli antagonisti, tipica degli attacchi in ceramica.

ACRILICO



Confezione	20 pz.	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola		41 33938	41 33939	€ 132,00




TECNICA ROTH

IMAGE GESTENCO - in composito/fibra

Realizzati in composito rinforzato con particelle in fibra di vetro. Grazie alle caratteristiche del materiale, pur mantenendo un'ottima estetica, riducono notevolmente i rischi di fratture. Disponibili in versione gemellare.

COMPOSITO/FIBRA



Confezioni		Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola 3x3	12 pz.	41 31637	41 31782	€ 65,90
Bocca singola 5x5	20 pz.	41 31638	41 31783	€ 105,00




TECNICA ROTH

VITRINE GESTENCO - in ceramica

Realizzati in ceramica purissima policristallina rispettando i valori angolari (tip e torque) della tecnica Roth; la superficie non porosa offre al paziente igiene e confort, abbinando il massimo risultato estetico ad un'ottima funzionalità. Ritenzione meccanica.

CERAMICA




Confezioni		Slot .022"	Prezzo
Bocca singola con gancio su canini e premolari superiori e inferiori	20 pz.	41 31975	€ 179,90



RICAMBI BOCCHIE DISPONIBILI SU RICHIESTA


BANDAGGIO
TECNICA MC LAUGHLIN-BENNET-TREVISI
Attacchi - Diretti


Realizzati secondo i valori angolari (tip e torque) della tecnica M.B.T., sono prodotti con nuovissime tecniche di costruzione che permettono di creare un corpo unico tra brackets e base ritentiva creata ad 80 Mesh. Inoltre consentono di eliminare imperfezioni e spigoli vivi, offrendo così al paziente il massimo dell'estetica e del confort. Disponibili con e senza gancio.



Confezioni		Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola senza ganci	20 pz.	-	41 34191	€ 79,00
Bocca singola con gancio su canini e premolari superiori e inferiori	20 pz.	41 34166	41 34192	€ 79,00


**TECNICA MC LAUGHLIN-BENNET-TREVISI
EQUILIBRIUM 2 - DENTAURUM**
Attacchi - Diretti

Attacchi in metallo monoblocco con assenza di saldature. Ottima ritenzione e semplice debonding grazie alla base strutturata al laser. La speciale geometria delle alette offre un ampio sottosquadro per accogliere legature multiple. Facilità di riconoscimento grazie alla simbologia FDI alla base: marcatura indelebile al laser biotollerabile.



Confezioni		Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola con gancio su canini	20 pz.	41 30477	41 30479	€ 59,90
Bocca singola con gancio su canini e premolari superiori e inferiori	20 pz.	41 30478	41 30480	€ 69,90


**TECNICA MC LAUGHLIN-BENNET-TREVISI
ORTOSMAIL - in acrilico**

Realizzati in un nuovo materiale più duro rispetto alla tradizionale "fibra", offrono all'ortodontista una valida alternativa agli attacchi in ceramica.

Vantaggi: più resistenti alle fratture rispetto agli attacchi in ceramica (meno fragili); più duri rispetto agli attacchi in fibra (non si deformano se sottoposti a forze consistenti Torque/Angolazione); non tendono a cambiare colore; dispongono di una ritenzione meccanica; non necessitano di primer particolari per la cementazione (si usano come un attacco in metallo); possono essere applicati sull'arcata inferiore (incisivi) senza correre il rischio di abrasione dello smalto, degli antagonisti, tipica degli attacchi in ceramica.




Confezioni	20 pz.	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola senza ganci		41 34270	€ 132,00
Bocca singola con gancio su canini superiori e inferiori		41 34271	€ 132,00

ACRILICO

**TECNICA MC LAUGHLIN-BENNET-TREVISI
VITRINE GESTENCO - in ceramica**

Realizzati in ceramica purissima policristallina rispettano i valori angolari (tip e torque) della tecnica MBT; la superficie non porosa offre al paziente igiene e confort, abbinando il massimo risultato estetico ad un'ottima funzionalità.



Confezione	20 pz.	Slot .022"	Prezzo
Bocca singola con gancio su canini e premolari superiori ed inferiori		41 32028	€ 179,90

CERAMICA

RICAMBI BOCHE DISPONIBILI SU RICHIESTA



TECNICA BIDIMENSIONALE

Attacchi e tubi con slot verticale - Diretti

Rispecchiano le più recenti indicazioni delle scuole che adottano questa metodica.

Prodotti con nuovissime tecniche di fusione, hanno lo slot verticale del diametro .020"x .020", che consentono all'operatore un facile utilizzo di tutta una serie di accessori (es.: molle di uprighthing, power pin, molle di rotazione, ecc...). Disponibili con gancio sui canini superiori ed inferiori.



Confezioni

Slot .018" / Slot .022"

Prezzo

Bocca singola con gancio sui canini superiori	20 pz.	-	41 30144	€ 95,90
Attacchi e tubi (ricambi)	bustina da 10 pz.			

Arcata superiore

Slot .018"

Slot .022"

Prezzo (conf. 10 pz.)

1 1					
	DX. 41 30145			€ 46,90	T. 12° A. 5°
Attacco gemellare	SX. 41 30146			€ 46,90	
2 2					
	DX. 41 30147			€ 46,90	T. 8° A. 9°
Attacco gemellare	SX. 41 30148			€ 46,90	
3 3					
		c/gancio DX. 41 30149		€ 46,90	T. 0° A. 11°
Attacco gemellare		c/gancio SX. 41 30150		€ 46,90	
5 4 4 5					
Attacco gemellare		DX./SX. 41 30151		€ 46,90	T. 0° A. 0°
6 6					
		DX. 41 30352		€ 79,90	T. 0° D.O. 0°
Tubo doppio con gancio e foro rotondo gengivale Ø .045"		SX. 41 30353		€ 79,90	
7 7					
		DX. 41 30357		€ 89,90	T. 0° D.O. 0°
Tubo singolo con gancio		SX. 41 30358		€ 89,90	



TECNICA BIDIMENSIONALE

Attacchi e tubi con slot verticale - Diretti



Confezioni

Attacchi e tubi (ricambi)

bustina da 10 pz.

Arcata inferiore

Slot .018"

Slot .022"

Prezzo (conf. 10 pz.)

Arcata inferiore	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo (conf. 10 pz.)	
2 1 2				
Attacco gemellare	DX./SX. 41 30152		€ 46,90	T. 0° A. 0°
3 3				
Attacco gemellare		c/gancio DX. 41 30153 c/gancio SX. 41 30154	€ 46,90 € 46,90	T. - 11° A. 5°
5 4 4 5				
Attacco gemellare		DX./SX. 41 30151	€ 46,90	T. 0° A. 0°
6 6				
Tubo doppio con gancio, e foro rotondo gengivale Ø .045"		DX. 41 30353 SX. 41 30352	€ 79,90 € 79,90	T. 0° D.O.0°
7 7				
Tubo singolo con gancio		DX. 41 30358 SX. 41 30357	€ 89,90 € 89,90	T. 0° D.O.0°

TECNICA BIDIMENSIONALE ORTOSMAIL- in acrilico

Realizzati con un materiale più duro rispetto alla tradizionale "fibra", offrono all'ortodontista una valida alternativa agli attacchi in ceramica.

Vantaggi: più resistenti alle fratture rispetto agli attacchi in ceramica (meno fragili); più duri rispetto agli attacchi in fibra (non si deformano se sottoposti a forze consistenti Torque/Angolazione); non tendono a cambiare colore; dispongono di una ritenzione meccanica; non necessitano di primer particolari per la cementazione (si usano come un attacco in metallo); possono essere applicati sull'arcata inferiore (incisivi) senza correre il rischio di abrasione dello smalto degli antagonisti, tipica degli attacchi in ceramica.



Confezione 20 pz.

Bocca completa

Slot .018" / Slot .022"

41 34267

Prezzo

€ **132,00**

ACRILICO




TECNICA ALEXANDER
Attacchi e tubi - Diretti

Realizzati secondo i valori angolari (tip e torque) della tecnica di Alexander. Prodotti con la più recente tecnologia di fusione del metallo, questi nuovi attacchi si distinguono per la particolare forma delle alette e per il gancio di dimensioni contenute che rende il bracket molto pratico per l'utilizzatore e confortevole per il paziente.

Un codice colore gengi-distale semplifica l'identificazione dell'attacco ne facilita il posizionamento.

Base con retina ad 80 Mesh.


Confezioni
Slot .018"x .025"
Prezzo

 Bocca singola con gancio su laterali
e canini superiori e inferiori

20 pz.

41 30361


€ 92,90

Attacchi e tubi (ricambi)

bustina da 10 pz.

Arcata superiore
Slot .018"x .025"
Prezzo (conf. 10 pz.)

1 1				
	DX. 41 30363	€	46,90	T. 15° A. 5°
Attacco gemellare	SX. 41 30364	€	46,90	
2 2				
	c/gancio DX. 41 30366	€	46,90	T. 8° A. 8°
Attacco gemellare	c/gancio SX. 41 30367	€	46,90	
3 3				
	c/gancio DX. 41 30368	€	46,90	T. -2° A. 11°
Attacco singolo	c/gancio SX. 41 30369	€	46,90	
5 4 4 5				
Attacco singolo	DX./SX. 41 30371	€	46,90	T. -7° A. 0°
6 6				
Tubo doppio convertibile con gancio, foro rotondo occlusale Ø.045"	DX. 41 30381	€	93,90	T. -10° D.O.8°
	SX. 41 30382	€	93,90	
7 7				
	DX. 41 30383	€	93,90	T. -10° D.O.8°
Tubo singolo con gancio	SX. 41 30384	€	93,90	



Confezioni

Attacchi e tubi (ricambi)

bustina da 10 pz.

Arcata inferiore

Slot .018"x .025"

Prezzo (conf. 10 pz.)

1 1					T. -4° A. 0°
Attacco singolo	s/gancio DX./SX. 4l 30373	€	46,90		
2 2					T. -4° A. 0°
Attacco singolo	c/gancio DX./SX. 4l 30377	€	46,90		
3 3					T. -7° A. 6°
Attacco singolo	c/gancio DX. 4l 30378	€	46,90		
Attacco singolo	c/gancio SX. 4l 30379	€	46,90		
4 4					T. -11 A. 0°
Attacco singolo	DX./SX. 4l 30386	€	46,90		
5 5					T. -17° A. 0°
Attacco singolo	DX./SX. 4l 30387	€	46,90		
6 6					T. -25° D.O. 5°
Attacco convertibile con gancio	DX. 4l 30396	€	93,90		
	SX. 4l 30397	€	93,90		
7 7					T. -25° D. O. 8°
Tubo singolo con gancio	DX. 4l 30398	€	93,90		
	SX. 4l 30399	€	93,90		


TECNICA RICKETTS STANDARD
Attacchi e tubi mini control - Diretti

Realizzati rispettando i valori angolari (tip e torque) della tecnica di Ricketts Standard. Prodotti con nuovissime tecniche di costruzione MIM che consentono di eliminare imperfezioni e spigoli vivi; si distinguono per l'altezza gengivo/occlusale simile ad un bracket mini, mentre la larghezza mesio/distale risulta essere uguale ad un normale attacco offrendo così al paziente il massimo dell'estetica e del comfort.

Disponibili con gancio sui canini superiori e inferiori


Confezioni
Slot .0185"x .030"
Prezzo

Bocca singola senza gancio	20 pz.	41 32137	€ 59,90
Bocca singola con gancio su canini superiori e inferiori	20 pz.	41 32139	€ 59,90
Attacchi e tubi mini control (ricambi)	bustina da 10 pz.		

Arcata superiore
Slot .0185"x .030"
Prezzo (conf. 10 pz.)

1 1				
	DX. 41 32141	€	29,90	T. 22° A. 5°
Attacco gemellare (mm 4,0)	SX. 41 32142	€	29,90	
2 2				
	DX. 41 32143	€	29,90	T. 14° A. 8°
Attacco gemellare (mm 3,2)	SX. 41 32144	€	29,90	
3 3				
	DX. 41 32145	€	29,90	T. 7° A. 10°
	SX. 41 32146	€	29,90	
Attacco gemellare (mm 3,5)	c/gancio DX. 41 32147	€	29,90	
	c/gancio SX. 41 32148	€	29,90	
5 4 4 5				
Attacco gemellare (mm 3,3)	DX./SX. 41 32149	€	29,90	T. 0° A. 0°
6 6				
	DX. 41 30495	€	93,90	T. 0° D.O.0°
Tubo triplo con gancio, foro rotondo gengivale Ø .045"	SX. 41 30496	€	93,90	
7 7				
	DX. 41 30497	€	89,90	T. 0° D.O.0°
Tubo singolo con gancio	SX. 41 30498	€	89,90	



TECNICA RICKETTS STANDARD

Attacchi e tubi mini control - Diretti




Confezioni

Attacchi e tubi mini control (ricambi) bustina da 10 pz.

Arcata inferiore	Slot .0185"x .030"	Prezzo (conf. 10 pz.)	
2 1 2			
Attacco gemellare	DX./SX. 4I 32150	€ 29,90	T. 0° A. 0°
3 3			
Attacco gemellare	DX. 4I 32151	€ 29,90	T. 0° D.O. 0°
	SX. 4I 32152	€ 29,90	
	c/gancio DX. 4I 32153	€ 29,90	
	c/gancio SX. 4I 32154	€ 29,90	
5 4 4 5			
Attacco gemellare	DX./SX. 4I 32149	€ 29,90	T. 0° D.O. 0°
6 6			
Tubo doppio con gancio a palla	DX./SX. 4I 30532	€ 83,50	T. 0° D.O. 0°
6 6			
Tubo doppio con gancio ad uncino	DX. 4I 30533	€ 93,90	T. 0° A. 0°
	SX. 4I 30534	€ 93,90	
7 7			
Tubo singolo con gancio	DX. 4I 30498	€ 89,90	T. 0° A. 0°
	SX. 4I 30497	€ 89,90	


**TECNICA RICKETTS STANDARD
EQUILIBRIUM 2 DENTAURUM**
new
Attacchi - Diretti

Attacchi in metallo monoblocco con assenza di saldature. Ottima ritenzione e semplice debonding grazie alla base strutturata al laser. La speciale geometria delle alette offre un ampio sottosquadro per accogliere legature multiple. Facilità di riconoscimento grazie alla simbologia FDI alla base: marcatura indelebile al laser biotollerabile.


Confezioni

Bocca singola senza gancio 20 pz.

Slot .018"


41 30486

Prezzo
€ 53,90

**TECNICA RICKETTS STANDARD
ORTOSMAIL - in acrilico**

Realizzati in un nuovo materiale più duro rispetto alla tradizionale "fibra", offrono all'ortodontista una valida alternativa agli attacchi in ceramica.

Vantaggi: più resistenti alle fratture rispetto agli attacchi in ceramica (meno fragili); più duri rispetto agli attacchi in fibra (non si deformano se sottoposti a forze consistenti Torque/Angolazione); non tendono a cambiare colore; dispongono di una ritenzione meccanica; non necessitano di primer particolari per la cementazione (si usano come un attacco in metallo); possono essere applicati sull'arcata inferiore (incisivi) senza correre il rischio di abrasione dello smalto, degli antagonisti, tipica degli attacchi in ceramica.


Confezione

Bocca singola 20 pz.

Slot .018"


41 33940

Prezzo
€ 132,00

ACRILICO

**TECNICA RICKETTS STANDARD
IMAGE GESTENCO - in composito/fibra**

Realizzati in composito rinforzato con particelle in fibra di vetro. Grazie alle caratteristiche del materiale, pur mantenendo un'ottima estetica, riducono notevolmente i rischi di fratture. Disponibili in versione gemellare.


Confezioni

Bocca singola 3x3 12 pz.

Bocca singola 5x5 20 pz.

Slot .018"

41 31825

41 31826

Prezzo
€ 65,90
€ 105,00
COMPOSITO/FIBRA

RICAMBI BOCCHE DISPONIBILI SU RICHIESTA




**TECNICA LINGUALE
2D FORESTADENT**

Attacchi - Diretti

Attacchi **linguali autoleganti di seconda generazione** (approvati dal Dr. Philippe). Caratterizzati dal profilo estremamente basso e da dimensioni ridotte, risultano confortevoli per il paziente. La forma dell'estremità della clip facilita e velocizza l'inserimento dell'arco migliorando la distribuzione delle forze; la nuova angolazione della clip, rispetto alla prima generazione di attacchi Philippe, facilita l'inserzione del filo. La base è stata modificata per migliorarne l'adesione.

ATTACCHI LINGUALI

	Confezioni			Prezzo
	Attacco misura medium 2 alette	10 pz.	4I 34255	€ 151,90
	Attacco misura large 2 alette	10 pz.	4I 34280	€ 151,90
	Attacco misura narrow 1 aletta	10 pz.	4I 34281	€ 151,90
	Attacco misura medium 2 alette c/gancio	10 pz.	4I 34282	€ 151,90



**Attacco medium
2 alette
4I 34255**




**Attacco large
2 alette
4I 34280**



**Attacco narrow
1 aletta
4I 34281**



**Attacco medium
2 alette c/gancio
4I 34282**



La versione della tecnica Lingualenon vuole essere la copia di altre versioni ne si intende che l'ideatore l'abbia convalidata

Ricordiamo che ...

Gli attacchi in composito possono essere cementati con qualsiasi tipo di adesivo autopolimerizzante. Quando invece si utilizzano compositi fotopolimerizzabili è indispensabile l'uso di un primer per attacchi in plastica o in composito per ottenere un'efficace cementazione. Inoltre è importante non toccare con le mani la base dell'attacco prima della cementazione.

PLASTIC CONDITIONER RELIANCE 

Condizionatore che crea un legame chimico tra i brackets in plastica o in acrilico e qualsiasi adesivo, sigillante o cemento.

Flacone da 10 ml

Codice
4I 31351

€ 36,90*




BANDAGGIO

Confezioni

Tubi singoli

bustina da 10 pz.

TECNICA MC LAUGHLIN-BENNET-TREVISI
new

Da puntare	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
6 6			
Tubo singolo da puntare con gancio	DX. 4I 31302	4I 31303	€ 74,90
	SX. 4I 31304	4I 31306	€ 74,90
6 6			
Tubo singolo da puntare con gancio	DX. 4I 31307	4I 31308	€ 74,90
	SX. 4I 31311	4I 31314	€ 74,90



Diretto	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
6 6			
Tubo singolo diretto con gancio	DX. 4I 31352	4I 31321	€ 99,00
	SX. 4I 31322	4I 31336	€ 99,00
6 6			
Tubo singolo diretto con gancio	DX. 4I 31337	4I 31338	€ 99,00
	SX. 4I 31343	4I 31344	€ 99,00


TECNICA ROTH
new

Da puntare	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
6 6			
Tubo singolo da puntare con gancio	DX. 4I 31275	4I 31276	€ 74,90
	SX. 4I 31277	4I 31278	€ 74,90
6 6			
Tubo singolo da puntare con gancio	DX. 4I 31279	4I 31281	€ 74,90
	SX. 4I 31282	4I 31285	€ 74,90
Diretto	Slot .018"	Slot .022"	Prezzo
6 6			
Tubo singolo diretto con gancio	DX. 4I 31286	4I 31287	€ 99,00
	SX. 4I 31294	4I 31296	€ 99,00
6 6			
Tubo singolo diretto con gancio	DX. 4I 31297	4I 31298	€ 99,00
	SX. 4I 31299	4I 31301	€ 99,00



HIGH Q BOND RETAINER™

Adesivo fotopolimerizzabile per retainer e contenzioni

INDICAZIONI

- Adesivo per retainer e contenzioni ortodontiche linguali.

PROPRIETÀ

- Viscosità ideale per un preciso posizionamento.
- Facile identificazione (colore arancione).
- Fotocromatico: dopo la polimerizzazione cambia colore da arancio a bianco.
- Rilascia fluoro.
- Contiene il monomero 4-Meta per un'adesione chimica forte e duratura.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. "Adhesive fixing technique lingual retainers", M. Redlich, Y. Abed, I. Gillis, U. Baumert, I. Golan, D. Mussig, "Kieferarthop", n. 19, pp. 43-44, 2005.
2. "Adhesive fixing technique lingual retainers", M. Redlich, Y. Abed, I. Gillis, U. Baumert, I. Golan, D. Mussig, "Cathedra", n. 41, pp.52-55, 2012.

CONFEZIONAMENTO

Cod. 04 28695

€ 54,00*

2 Siringhe da 1,2 ml cad. High Q Bond Retainer
2 Siringhe da 1,2 ml cad. Q-Etch Ortho 37%
8 aghi applicatori (4x18 G, 4x25 G)

DATI TECNICI

Adesione allo smalto mordenzato	> 30 MPa
Adesione alle Contenzioni	> 40 MPa
Spessore della pellicola	15 µm
Cambio dimensionale con polimerizzazione	2 %
Tempo di lavorazione (temp. e luce ambiente)	2 - 3 min.
Tempo di indurimento	10 - 20 sec.
Compatibilità con lampade alogene	SI
Compatibilità con lampade al plasma	SI
Compatibilità con lampade LED	SI
Durata del prodotto	2 anni

PRODOTTI CORRELATI



Q-Etch Ortho



Porcelain Fix



18 G

25 G

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg

APRIBOCCA DRY-FIELD

Apribocca completo di aspirasaliva e scudo per la lingua, che consente di intervenire nel cavo orale eliminando la presenza di saliva. Indicato per tutte quelle fasi operative (cementazione brackets, sigillature ed eventuali ricostruzioni) dove sia indispensabile lavorare in campo asciutto.

Completo di tubi e raccordi per il collegamento al sistema di aspirazione.

Autoclavabile.

- Per **adulto (bianco)**
- Per **bambino (rosso)**

Codice		
41 34040	€	110,90*
41 34041	€	110,90*


APRIBOCCA OPTRAGATE EXTRASOFT IVOCLAR VIVADENT

Retrattore labiale monouso, mantiene retratte labbra e guance delicatamente e circolarmente, dai frontali ai molari, coprendo completamente e quindi proteggendo le labbra stesse. Grazie alla sua struttura flessibile tridimensionale è particolarmente confortevole per il paziente. Senza lattice.

- **Confezione assortita:**
40 misura **regular** e 40 misura **small**

Codice		
10 27893	€	119,50*

Ricambio da 80 pz.:

- misura **regular**
- misura **small**
- misura **junior**

10 28863	€	119,50*
10 28864	€	119,50*
10 29171	€	119,50*


APRIBOCCA LIP-EX HAGER & WERKEN

Apribocca **verticale** realizzato in plastica morbida, sterilizzabile a freddo. Indicato per lavori sui bordi gengivali dei denti frontali superiori ed inferiori; può essere utilizzato per l'aggiustamento delle bande.

- **Kit: 4** apribocca (2 per **bambino** e 2 per **adulto**)

Codice		
10 26777	€	21,90*


DIVARICATORI LABIALI HAGER & WERKEN

In plastica (istruzioni sulla confezione).

- **SPANDEX** bambino - 2 pz.
- **SPANDEX** adulto - 2 pz.
- **MIRAHOLD** bambino - 2 pz.
- **MIRAHOLD** adulto - 2 pz.

Codice		
10 16200	€	12,90*
10 16210	€	12,90*
10 16180	€	11,90*
10 16190	€	11,90*


APRIBOCCA REGOLABILE ORTHO ORGANIZERS

Particolarmente confortevole per il paziente, in quanto l'arco può essere regolato secondo le varie necessità. Per alleggerire la tensione dell'arco è sufficiente incurvarlo in modo di avvicinare i divaricatori; viceversa per aumentarne la tensione.

Realizzato con una speciale plastica, può essere **disinfettato a freddo** e **sterilizzabile in autoclave o a secco**.

Codice		
41 30129	€	41,50*





STRISCE DIAMANTATE LM INSTRUMENTS E PORTASTRISCE

STRISCE diamantate LM per porta-strisce Cello

• Strisce (60 µm) con spazio vuoto - 50 pz.	Codice	
H mm 2 - un lato abrasivo	06 24715	€ 29,10*
H mm 3 - un lato abrasivo	06 24716	€ 31,10*
H mm 3 - doppio lato abrasivo	06 24717	€ 49,90*
• Strisce (60 µm) senza spazio vuoto - 50 pz.		
H mm 2 - un lato abrasivo	06 24718	€ 29,10*
H mm 3 - un lato abrasivo	06 24719	€ 31,10*
H mm 3 - doppio lato abrasivo	06 24720	€ 49,90*

PORTA-STRISCE CELLO LM

Strumento porta-strisce in alluminio anodizzato.	06 24714	€ 58,70*
--	----------	----------



STRISCE ABRASIVE HENRY SCHEIN



Strisce in poliestere per finitura e lucidatura; un solo lato abrasivo con sezione centrale in sottile poliestere non abrasivo facilita l'inserzione nello spazio interprossimale.

• Grana media (ossido di alluminio) per restauri e profilassi - 100 strisce	Codice	
	06 32373	€ 23,40*
• Grana media/fine (1 lato abrasivo 2 grane: media/ossido di alluminio, fine/silicato di zirconio) per tutti i restauri - 150 strisce	06 32372	€ 23,40*
• Grana fine (silicato di zirconio) per profilassi - 100 strisce	06 32374	€ 23,40*



FITSTRIP GARRISON new

Strisce diamantate abrasive interprossimali con comodo manico rimovibile. Il cilindro colorato regola la curvatura delle strisce e le blocca automaticamente in posizione. Autoclavabili e riutilizzabili più volte.

• Kit contenente: 2 manici, 2 strisce seghettate, 4 strisce monolaterali (15-30-46-90µ) e 4 strisce bilaterali (15-30-46-90µ)	Codice	
	06 42288	€ 163,10*



STRIPFIX EDENTA new

Strisce diamantate abrasive interprossimali montate, con pratica impugnatura. Il supporto girevole può essere fissato in 4 posizioni e orientato nella posizione ottimale per un facile accesso nei settori anteriori e posteriori.

• Kit contenente: 1 impugnatura e 4 strisce (SF-M grana media blu, SF-F grana fina/rossa, SF-SF grana superfine/gialla, SF-SS dentatura a sega/bianca)	Codice	
	06 45051	€ 71,50*
• SF-M grana media/blu (45 µm/0.13 mm), diamantatura monolaterale - 10 pz.	06 45052	€ 75,50*
• SF-F grana fina/rossa (30 µm/0.10 mm), diamantatura monolaterale - 10 pz.	06 45053	€ 75,50*
• SF-SF grana superfina/gialla (15 µm/0.08 mm), diamantatura monolaterale - 10 pz.	06 45054	€ 75,50*
• SF-SS dentatura a sega/bianca (0.04 mm), senza diamante - 10 pz.	06 45055	€ 75,50*



* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg

ACCESSORI BANDAGGIO
IPR STRIP SYSTEM CONTACTEZ
new

Sistema di stripping manuale sicuro e accurato per la preparazione degli spazi interprossimali dello smalto, senza creare spigoli o sporgenze subgengivali. **Ideali per Invisalign o altri allineatori ortodontici**, queste strisce diamantate, classificate per colore/grana, sono dotate di una speciale flessibilità che è in grado di seguire in modo atraumatico le curvature anatomiche dei denti rispettandone i contorni. **Caratteristiche:** • Per anteriori e posteriori • Apertura centrale per un'ottima visuale • Autoclavabili (fino a 141 C°) e riutilizzabili (da 3 a 5 volte)

- **Kit assortito** da 32 strisce (8 per colore)
- **Ricambio** da 8 strisce per tipo

Codice
06 41835 € 239,70*

grana/spessore	x-fine (0,06 mm) diam. su 1 lato	media (0,12 mm) diam. su 2 lati	grossa (0,15 mm) diam. su 2 lati	grossa (0,20 mm) diam. su 2 lati
passaggio	1°	2°	3°	4°
codice	06 41836	06 41837	06 41838	06 41839
prezzo	€ 70,40	€ 78,50	€ 78,50	€ 78,50


SPESSIMETRO CONTACTEZ
new

Spessimetro in acciaio inox nelle misure 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 mm per misurare lo spazio interprossimale prima e dopo lo stripping, ideale complemento delle metodiche di riduzione dello smalto nelle zone interprossimali.

Kit assortito in 6 misure

Codice
06 41840 € 50,90*


SPESSIMETRO GHOST ALIGNER BART MEDICAL
new

Strumento necessario per la misurazione degli spazi interdentali prima e dopo lo stripping. Disponibili in tre misure: 0,10 mm, 0,20 mm e 0,30 mm. Sovrapponibili per combinare spessori maggiori. Realizzati in acciaio inox autoclavabile.

Kit assortito in 3 misure

Codice
41 31258 € 24,40*


CONTRANGOLO ALUMINIUM 4:I ORTHOSTRIP KI ACCESSORI
new

Sistema professionale per lo stripping interprossimale per una rapida apertura dei contatti interdentali stretti. Senza luce, corpo e cuscinetti in acciaio, bloccaggio fresa a pressione, oscillazione 20.000 giri/min. Garanzia 12 mesi. Autoclavabile a 135°C. Ideale per tutti i sistemi di allineatori estetici.

Contrangolo 4:I Orthostrip

Codice
99 43581 **Prezzo a richiesta**


STRIPS DIAMANTATE KI ACCESSORI
new

Strisce metalliche con doppio lato diamantato indicate per le procedure di stripping interprossimale, per una rapida apertura dei contatti interdentali serrati.

Confezione da 1 pz.

€ 22,00*

grana/spessore	15 µm	20 µm	25 µm	30 µm
codice	06 43611	06 43612	06 43613	06 43614
grana/spessore	40 µm	60 µm	90 µm	005 µm
codice	06 43615	06 43616	06 43617	06 43618



PROFIN PDX DENTATUS contrangolo new

Contrangolo con movimento alternato della punta da 1,2 mm, per finitura e lucidatura di tutti i materiali da ricostruzione e dello smalto. Utilizzabile in prossimità della gengiva e nelle aree difficili da raggiungere. Velocità max 10.000 rpm. Ideale per tutti i sistemi di allineatori estetici.

- **Starter kit:** 1 contrangolo Profin PDX, 4 inserti a lamina diamatati: LTA 30, LTA 150, LTA S50, LTA S100, 1 inserto Wolfram in tungsteno e 30 inserti in plastica (20 universal, 10 thin) **Codice**
06 42855 **Prezzo a richiesta**
- **Contrangolo Profin PDX** **Codice**
06 43472 **Prezzo a richiesta**



PROFIN PDH DENTATUS strumento manuale new

Strumento di alta qualità con un'ampia gamma di lamine intercambiabili, per una finitura sicura e precisa anche nelle aree più inaccessibili sia anteriori che posteriori.

- **Starter kit :** 1 strumento a mano Profin PDH **Codice**
06 43469
+ 2 lamine LTA 150 e LTA S75 **€ 115,80***



LAMINE PROFIN DENTATUS new

Lamine per Profin PDX e Profin PDH

Ricambio lamine diamantate Standard Thin Spatula - 2 pz. **€ 56,60***

DENTATUS No	LTA 15/2	LTA 30/2	LTA 50/2	LTA 75/2	LTA 100/2	LTA 150/2	LTA 39/2
Grana	15 µm (viola)	30 µm (bianco)	50 µm (giallo)	75 µm (oro)	100 µm (verde)	150 µm (rosso)	wolfram tung.(nero)
Codice	06 43458	06 43459	06 42856	06 42857	06 42858	06 43460	06 43461

Ricambio lamine diamantate Knife Edge Short - 2 pz. **€ 56,60***

DENTATUS No	LTA S15/2	LTA S30/2	LTA S50/2	LTA S75/2	LTA S100/2	LTA S150/2	LTA S36/2
Grana	15 µm (viola)	30 µm (bianco)	50 µm (giallo)	75 µm (oro)	100 µm (verde)	150 µm (rosso)	wolfram tung.(nero)
Codice	06 43462	06 43463	06 43464	06 43465	06 43466	06 43467	06 43468



PLASTIC PINS DENTATUS new

Inserti in plastica per lucidatura. Confezione da 100 pz.

- **Universal** (forma a cuneo) **Codice**
06 42860 **€ 44,80***
- **Thin** (forma a spatola) **Codice**
06 42861 **€ 44,80***



PUNTE ABRASIVE ARKANSAS EDENTA new

Punte Arkansas bianche a base di ossido di alluminio e a grana x-fine per la finitura di compositi, ceramica e smalto.

- **Kit assortito** per CA - 12 pz. (2 x fiamma, punta, conica, cilindrica, coppetta e pallina):

Codice
06 33601

€ 23,00*

- **Ricambio** da 12 pz.

€ 23,00*

FORMA			
attacco FG	06 33604	06 33603	06 44067
attacco CA	06 33606	06 33605	06 44066


CERAPOL SUPER / EXA CERAPOL EDENTA new

Gommini specifici per la lucidatura dello smalto, dopo la rimozione dell'adesivo. Sistema di lucidatura trifasico 1° passaggio rifinitura - 2° passaggio lucidatura - 3° passaggio lucidatura a specchio.

Attacco CA (204) - **Confezione** da 12 pz.

Codice

- **CERAPOL SUPER** (verde 1° passaggio)
- **EXA CERAPOL** (grigia 2° passaggio)
- **EXA CERAPOL** (rosa 3° passaggio)

06 44068

€ 23,40*

06 30375

€ 21,90*

06 30377

€ 21,90*


ORTHOFLEX EDENTA new

Lucidante per eliminare i residui di **adesivo** dopo lo scollamento dei brackets. Rimozione sicura, senza danneggiare lo smalto, grazie alla speciale granulometria.

Attacco CA (204) - **Confezione** da 6 pz.

€ 42,70*

		
misura Ø	050	030
Codice	06 40466	06 40467


DISCHI SOFTBRUSH EDENTA new

Ottimi sostituti della carta abrasiva nella lavorazione di materiali termoplastici. Le spazzole a pori aperti riducono il pericolo di surriscaldamento dell'oggetto, evitando così la deformazione del materiale. Utilizzo: lavorazione della superficie di ribasature con materiale morbido, paradenti, bite, fogli termoplastici, portaimpronte individuali, protesi di resina e corone in composito.

Attacco HP (104)

Codice

- **Grana grossa** - 5 pz.

06 44076

€ 13,80*

- **Grana media** - 5 pz.

06 44077

€ 13,80*

- **Grana fine** - 5 pz.

06 44078

€ 13,80*



FRESE DIAMANTATE EDENTA

new

- Grana media (107-126 µm)
- Grana x-fine (20 µm) anello giallo (C)
- Grana fine (40 µm) anello rosso (F)

Attacco FG standard (314) - **Confezione** da 5 frese

	ISO 166 010	ISO 166 010	ISO 166 010	
EU.NR. 859	media	x-fine	fine	PREZZO
CODICE	06 37378	06 43501	06 37385	€ 20,90*

	ISO 466 018	ISO 466 021	ISO 466 031		ISO 465 016	
EU.NR. 833	media	media	media	EU.NR. 392	media	PREZZO
CODICE	06 44070	06 44071	06 44072	Codice	06 44069	€ 26,00*



FRESE MULTILAME SERIE S EDENTA

new

Frese in tungsteno da rifinitura ad altissima precisione. La dentatura con elicoidali a taglio trasversale, ottimizzano la capacità di taglio. Indicate per la rifinitura di tutti i materiali compositi anche di ultima generazione. Con un'unica fresa, utilizzando minime diverse pressioni sullo strumento, si riesce a rifinire e a lisciare la superficie del restauro senza utilizzare i classici 2 PASSAGGI anello rosso e anello giallo.

Attacco FG standard (314) - **Blister** da 5 frese

EU.NR.	nr. ISO	CODICE	PREZZO	12 LAME (Fiamma lunga)
TC48LS (073)	249 012	06 42608	€ 42,80	

EU.NR.	nr. ISO	CODICE	PREZZO	12 LAME (Fiamma)
TC390S (073)	274 018	06 42612	€ 42,80	

EU.NR.	nr. ISO	CODICE	PREZZO	8 LAME (Punta lunga)
TC135S (072)	166 014	06 42610	€ 37,90	

EU.NR.	nr. ISO	CODICE	PREZZO	12 LAME (Ovale)
TC379S (073)	277 023	06 42611	€ 42,80	

EU.NR.	nr. ISO	CODICE	PREZZO	8 LAME (Punta media)
TC134S (072)	164 014	06 42609	€ 37,90	



FRESE PER RIMOZIONE ADESIVI EDENTA

C22 in tungsteno

Frese con sezione a chamfer per non rigare lo smalto e testa arrotondata per la protezione della gengiva. Indicate per la rimozione dei residui di adesivi e per la lucidatura dello smalto dopo la rimozione dei brackets.

Confezione da 5 frese **€ 55,10***


	ISO	FG (314)	CA (204)	FG long (314)	CA long (204)
	006 016	06 42189	06 42190	06 44073 new	06 44075 new
	001 016	06 44074 new			

T21XR in tungsteno

Fresa per la rimozione di residui adesivi dopo l'asportazione degli attacchi ortodontici. Il rivestimento in TiN previene il surriscaldamento della fresa durante la lavorazione.

Attacco CA (204) - **Confezione** da 5 frese

T21XR (137 012) **Codice** 06 42605 **€ 35,60***



* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg


ACCESSORI BANDAGGIO
BOTTONI ORTOSMAIL
DIRETTI - Confezione da **10 pz.**

- Base **piatta**
- Base **curva**

Codice		
41 30680		€ 32,90
41 30681		€ 32,90


CLEAT ORTOSMAIL
DIRETTI - Confezione da **10 pz.**

- Per **premolari**

Codice		
41 30684		€ 47,90


BOTTONI LINGUALI MINI ORTOSMAIL

Con dimensioni ridotte rispetto ai bottoni comunemente utilizzati, sono particolarmente indicati per l'estrusione di denti inclusi.

DIRETTI - Confezione da **10 pz.**

- Base **piatta**

Codice		
41 83473		€ 29,90


BOTTONI CON CATENELLA MASEL
new

Con catenella dorata, ideale per denti inclusi.

DIRETTI - Confezione da **5 pz.**

- Base **piatta**

Codice		
41 30080		€ 122,90


BITE BUMPER ESTETICI GESTENCO

Sistema per deep bite e/o avanzamento della mandibola, da cementare direttamente nella zona linguale dei 2 centrali superiori

Confezione da 10 pz

Codice		
41 32001		€ 56,00


**COMPOSITO
FIBRA**

TRAY ADESIVI PER ATTACCHI ORTODONTICI Ad Esaurimento

Pratici tray adesivi per la preparazione delle serie complete di attacchi prima del posizionamento, così da velocizzare la fase di identificazione dei brackets. I tray sono sterilizzabili a freddo.

Confezione da 25 pz.

- Colore **blu**

Codice		
41 32422		€ 29,90



**CEMENTI ORTODONTICI
AUTOPOLIMERIZZANTI E FOTOPOLIMERIZZANTI**
RELY-A-BOND Reliance Orthodontic (No Mix)

Sistema adesivo monocomponente, autopolimerizzante, per il fissaggio di brackets in metallo e ceramica, sia con metodo diretto che indiretto.

• Kit siringhe: 4 siringhe di pasta da 3,5 g cad. (14 g), I Primer da 16 cc, I Etching Gel da 9 g ed accessori	Codice 41 31289	€ 177,90*
• Ricambio siringa: I siringa da 3,5 g	04 45021	€ 23,90*
• Kit compules: 34 compules (0,4 g cad.) (14 g), I Primer da 16 cc, I Etching Gel da 9 g ed accessori	41 31291	€ 177,90*
• Ricambio compules: 34 compules (0,4 g cad.) (14 g)	41 31292	€ 105,90*
• Ricambio Primer: I flaconcino da 16 cc	04 45022	€ 84,50*


FUJI ORTHO GC

Cemento vetroionomero rinforzato con resina Hema, a rilascio continuo di fluoro, per il fissaggio di tutti i tipi di brackets ortodontici. Elevata resistenza alla forza, non danneggia lo smalto ed è di facile rimozione.

FUJI ORTHO LC FOTOPOLIMERIZZABILE

• Intro-pack: I polvere da 15 g, I liquido da 6,8 ml (8 g) ed accessori	Codice 41 31525	€ 126,50*
• Ricambio polvere da 40 g	41 31526	€ 145,80*
• Ricambio liquido da 6,8 ml (8 g)	41 31527	€ 54,10*


FUJI ORTHO LC CAPSULE PREDOSATE

Confezione: 50 capsule

41 32089 € 167,20*

FUJI ORTHO AUTOPOLIMERIZZANTE

• Intro-pack: I polvere da 40 g, 2 liquidi da 6,8 ml cad. (8 g cad.) ed accessori	Codice 41 31576	€ 231,50*
---	---------------------------	-----------


DISPENSER APPLIER III GC

autoclavabile a max 134°C da 3 a 15 minuti

41 32090 € 34,60*

HELIOSIT ORTHODONTIC IVOCLAR VIVADENT

Cemento monocomponente trasparente fotopolimerizzabile per il bonding diretto di brackets in metallo e in ceramica. E' caratterizzato da una consistenza densa che facilita il posizionamento degli attacchi; a questo si aggiunge la possibilità di disporre di un tempo illimitato per il posizionamento dell'attacco prima della polimerizzazione.


Kit 3 siringhe da 2.5 g cad.

Codice
41 31575 € 87,20*


ORTHO-CHOICE OBA PULPDENT

Sistema adesivo fotopolimerizzabile per il fissaggio di brackets in metallo, in ceramica e in plastica; unisce al vantaggio di un rapido indurimento, il rilascio a lungo termine di ioni di fluoro. La consistenza densa facilita il posizionamento degli attacchi.

Kit: 2 siringhe di Bracket Adhesive da 4 g cad., I Bonding Resin flaconcino da 5 ml, I Semi-Gel flaconcino da 18 g (acido fosforico al 35%), I Etch-Rite siringa da 6 ml / 7,7 g (acido fosforico al 38%) ed accessori	Codice 14 13230	€ 94,80*
---	---------------------------	----------





HIGH Q BOND BRACKET CEMENT BJM

Sistema adesivo monocomponente, fotopolimerizzabile, a rilascio di fluoro per brackets in metallo e in ceramica. Il posizionamento definitivo del bracket deve essere effettuato prima che l'adesivo inizi a polimerizzare con la luce ambientale, circa 60 sec. Contiene il monomero 4-Meta per una adesione chimica forte al dente e alle superfici in metallo e in porcellana.

<ul style="list-style-type: none"> • Confezione da 16 g: 4 siringhe di Resina Adesiva da 4 g cad. (16 g), 1 Primer da 6 ml, 2 siringhe Q-Etch Ortho da 1,2 ml cad., 20 aghi applicatori ed accessori 	Codice	
	04 35168	€ 125,40*
<ul style="list-style-type: none"> • Ricambio Primer 1 flacone da 6 ml 	04 35735	€ 31,10*



TRANSBOND XT 3M UNITEK

Sistema adesivo fotopolimerizzabile per il fissaggio di brackets in metallo e in ceramica. Sono sufficienti spot con la lampada di solo 10 secondi per gli attacchi in ceramica e di 20 secondi per gli attacchi in metallo.

TRANSBOND IN SIRINGA <ul style="list-style-type: none"> • Kit 2 siringhe da 4 g cad., 1 Primer da 6 ml ed accessori 	Codice	
	41 31840	€ 207,90*
<ul style="list-style-type: none"> • Ricambio 4 siringhe da 4 g cad. • Ricambio Primer 1 flacone da 6 ml 	41 32429	€ 272,90*
	41 31842	€ 102,90*



TRANSBOND IN CAPSULE <ul style="list-style-type: none"> • Ricambio 25 capsule predosate da 0,2 g cad. 	41 32432	€ 182,50*
--	----------	------------------



TRANSBOND PLUS COLOR CHANGE 3M UNITEK a pag. 28

KURASPER-F KURARAY

Sistema adesivo fotopolimerizzabile a rilascio continuo di fluoro, per il fissaggio di tutti i tipi di brackets ortodontici; garantisce un'ottima tenuta ed una facile lavorazione. Grazie al continuo rilascio di fluoro si riduce la formazione di macchie da demineralizzazione (white-spots) sulla superficie dello smalto. Il bond contiene Bis-GMA, G3, Hema, NaF ed il copolimero MF-MMA; la pasta è un composito ibrido ad alta resistenza meccanica.

<ul style="list-style-type: none"> • Kit: 1 Kurasper-F Bond siringa da 2 ml, 1 Kurasper-F Pasta siringa da 2 ml (4 g) e 1 flacone da 6 ml di mordenzante 	Codice	
	41 32196	€ 180,00*
<ul style="list-style-type: none"> • Ricambio Bond: 1 siringa da 2 ml new • Ricambio siringa: 1 siringa pasta da 2 ml (4 g) new 	04 39464	€ 76,40*
	04 39465	€ 76,40*



HIGH Q BOND BRACKET™

Light cure bracket adhesive kit



INDICAZIONI

Adesivo per brackets in metallo e ceramica

PROPRIETÀ

- Pasta fotopolimerizzabile con caratteristiche di adesione e viscosità ottimale per i brackets ortodontici
- Aderisce chimicamente e meccanicamente grazie ad una perfetta distribuzione tra le maglie del bracket
- Rilascia Fluoro

DATI TECNICI

Adesione allo smalto mordenzato	> 30 MPa
Adesione ai brackets	> 40 MPa
Assorbimento d'acqua	30 µg/mm ³
Solubilità	7 µg/mm ³
Spessore della pellicola	15 µm
Variabile dimensionale dopo polimerizzazione	2%
Tempo di lavorazione temperatura e luce ambiente	2-3 min.
Tempo di indurimento	10-20 sec.
Compatibilità con lampade alogene	SI
Compatibilità con lampade al plasma	SI
Compatibilità con lampade LED	SI
Durata del prodotto	2 anni

CONFEZIONAMENTO

Kit: Cod. 04 35168

€ 125,40*

4 Siringhe da 4 g cad. Adesivo

1 flacone da 6 ml Primer

2 Siringhe da 1,2 ml cad. Q -Etch Ortho

20 aghi applicatori 25 G

20 microbrush

1 blocchetto per impasti

Rcambio Primer: Cod. 04 35735

€ 31,10*

1 flacone da 6 ml

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. The effect of different porcelain conditioning techniques on shear bond strength of stainless steel brackets, I. Gillis, M. Redlich, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, p. 387-392, October 1998.
2. A new multipurpose dental adhesive for orthodontic use: an in vitro bond-strength study, D. Harari, E. Aunni, I. Gillis, M. Redlich, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, p. 307-310, September 2000.
3. Clinical research: Ideal bracket adhesive system, Hadassah School of Dental Medicine, Hebrew University, 2003.
4. An in-vitro investigation into the use of a single component self-etching primer adhesive system for orthodontic bonding: a pilot study, K. House, J. Ireland, Journal of Orthodontics, Volume 33, No. 2, p. 116-124, June 2006.
5. Antibacterial orthodontic adhesive incorporating polyethyleneimine nanoparticles, N. Zalstman, D. Kesler Shvero, M. Perez Davidi, E. Weiss, N. Beyth, Hadassah School of Dental Medicine, Hebrew University, IADR Israeli Division Meeting, Israel, 2011.
6. Bond Strength and ARI Evaluation of Anti-Cariogenic Bonding Materials, M.C. King, Y. Fan, J.L. Hagan, P.C. Armbruster, R.W. Ballard, Program Number 1004, AADR Meeting, Tampa, USA, March 2012.
7. Bisphenol-A free alternatives for orthodontic adhesive systems, K. Lizenboim, I. Suvorov, H. Dodiuk, B. Zalsman, Program Number 118, PER-IADR Congress, Helsinki, Finland, 2012.
8. Bisphenol-A free dental polymeric materials, K. Lizenboim, H. Dodiuk, N. Iuster, T. Kidan, I. Suvorov, S. Kenig, B. Zalsman, Journal of Adhesion Science and Technology, Taylor & Francis, p. 1-17, iFirst article, September 2012.



TRANSBOND™ PLUS COLOR CHANGE 3M UNITEK

Sistema adesivo fotopolimerizzabile a rilascio continuo di fluoro, per il fissaggio di brackets in metallo e in ceramica; con variazione cromatica da rosa a trasparente.

- **Kit:** 2 siringhe da 4 g cad.
- **Ricambio:** 4 siringhe da 4 g cad.

Codice		
04 38486	€	181,50*
04 38487	€	346,00*



BLUGLOO FOTOCROMATICO ORMCO

Sistema adesivo fotopolimerizzabile con variazione cromatica specifico per brackets estetici, efficace anche con brackets in metallo. Il contrasto cromatico durante la fase di bonding consente un posizionamento veloce e preciso dei brackets e facilita la rimozione di eccessi indesiderati. Quando Blugloo si scalda e arriva alla temperatura corporea, la colorazione scompare e resta trasparente per tutto il trattamento.

Al momento del debondaggio, è sufficiente applicare un rapido getto d'aria o d'acqua fredda per abbassare la temperatura della superficie del punto di bonding; Blugloo ritorna di colore blu per consentire una pulizia facile ed accurata.

- Kit:** 2 siringhe da 4 g cad. I Ortho Solo Primer da 5 ml,
I Etching solution da 10 ml ed accessori

Codice		
41 83450	€	174,90*




GREENGLOO FOTOCROMATICO ORMCO

Sistema adesivo fotopolimerizzabile con variazione cromatica specifico per brackets in **metallo** con le stesse caratteristiche del Blugloo.

- Kit:** 2 siringhe da 4 g cad., I Ortho Solo Primer da 5 ml,
I Etching solution da 10 ml ed accessori

Codice		
41 83466	€	174,90*



HIGH-Q-BOND LIGHT CURE RETAINER BJM

Sistema adesivo fotopolimerizzabile, indicato per l'adesione di contenzioni e **retainer** alle superfici linguali dei denti.

Fotocromatico (dopo la fotopolimerizzazione cambia colore da arancione a bianco), **a rilascio di fluoro**. Contiene il monomero 4-Meta per un'adesione chimica forte e duratura alle superfici del dente naturale e alle superfici in metallo e in porcellana

Confezione:

- 2 siringhe HQB Retainer da 1,2 ml cad.,
- 2 siringhe Q-Etch (acido fosforico al 37%) da 1,2 ml cad.
- e 8 aghi applicatori (4x18G e 4x25G)

Codice		
04 28695	€	54,00*



HENRY SCHEIN®
Krugg

Distributore esclusivo per l'Italia



PORCELAIN FIX BJM

Sistema per la mordenzatura di veneers in ceramica, inlays e ceramiche fratturate, costituito da 2 componenti:

Porcelain Etch acido idrofluoridrico tamponato all'8%, viscoso, in grado di aggredire ogni tipo di ceramica, rendendone microporosa la superficie e creando così un'ottimale ritenzione meccanica con i materiali compositi

Porcelain Silane silano monocomponente che aumenta la capacità adesiva

- **Kit completo:** 2 siringhe di Porcelain Etch da 1,2 ml cad., 2 flaconcini di Porcelain Silane da 2 ml cad., 2 siringhe vuote, 4 aghi direzionali e 4 puntali con terminale spugnoso

	Codice	
	04 27129	€ 33,20*
- **Porcelain Etch:** 2 siringhe da 1,2 ml cad. e 4 puntali applicatori Ø 0,7 mm (22 G)

	Codice	
	04 24948	€ 19,60*
- **Porcelain Silane:** 2 flaconcini da 2 ml cad., 2 siringhe vuote e 4 puntali applicatori Ø 0,7 mm (22 G)

	Codice	
	04 27130	€ 19,60*



PORCELAIN PREP KIT PULPDENT

Sistema completo per la mordenzatura di inlays, veneers in porcellana e restauri di superfici in porcellane fratturate.

- **Kit:** 1 Porcelain-Etch gel siringa da 1,2 ml (acido fluoridrico), 1 Silane Bond Enhancer siringa da 1,2 ml (agente silanizzante), 1 siringa Dry-Rite da 1,2 ml (agente essiccante), 1 Kook Dam siringa e 8 aghi applicatori

	Codice	
	03 34142	€ 51,50*



PORCELAIN ETCH GEL PULPDENT

Acido fluoridrico al 9,6% in gel giallo, tissotropico, per la mordenzatura delle superfici in ceramica vetrosa.

- **Confezione:** 4 siringhe da 1,2 ml cad. + 8 aghi applicatori

	Codice	
	03 29582	€ 51,50*



PORCELAIN ETCH E SILANE ULTRADENT

Sistema per la mordenzatura della ceramica con **Porcelain Etch** e successiva silanizzazione con **Silane**.

- **UP 405 Kit:** 2 siringhe di Porcelain Etch da 1,2 ml cad. 2 siringhe di Silane da 1,2 ml cad., 20 punte Blue Micro, 20 punte a pennello InSpiral

	Codice	
	03 28894	€ 92,70*
- **Porcelain Etch** - Gel di acido fluoridrico tamponato al 9% per la mordenzatura della ceramica. Colore giallo
UP 406 - 2 siringhe da 1,2 ml cad.

	Codice	
	03 28895	€ 34,50*
- **Silane** - Soluzione di silano per creare un forte legame tra ceramica e composito
UP 410 - 2 siringhe da 1,2 ml cad.

	Codice	
	03 28896	€ 27,50*



TRANSBOND MIP 3M UNITEK

Primer insensibile all'umidità, indicato per tutte le cementazioni in campo umido con compositi auto e fotopolimerizzabili.

- Primer da 6 ml

	Codice	
	41 33489	€ 171,90*



* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg

HIGH Q BOND BAND™

Light cure band cement



PRODOTTI CORRELATI



Porcelain Fix



Q-Etch Ortho

INDICAZIONI

Cementazione di bande ortodontiche in metallo e ceramica

PROPRIETÀ

- La fotopolimerizzazione consente un accurato posizionamento della banda grazie al tempo di lavorazione prolungato
- Adesione chimica e meccanica alla banda e alla struttura del dente
- Eccellente fluidità per un ottimale riempimento degli spazi tra banda e dente
- Rilascia Fluoro
- Colore blu per una facile identificazione

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. "Clinical report for composite test material for Hight-Q-Bond Band Cement", dottor Alvaro Bedoya Quintero, specialista ortodontico, docente degli Orthodontics European Masters, Università Alfonso X el Sabio Madrid, ottobre 2015.
2. "Clinical evaluation report for Hight-Q-Bond Band Cement", dottor Cesar Ventureira, docente Master di Otodonzia e Ortopedia Dento maxillare presso l'Università CEU- San Pablo di Madrid, ottobre 2015.

CONFEZIONAMENTO

Cod. 04 35169

€ 99,90*

4 Siringhe da 4 g cad. (16 g)

DATI TECNICI

Adesione allo smalto mordenzato	> 30 MPa
Adesione alle bande	> 40 MPa
Assorbimento d'acqua	30 µg/mm ³
Solubilità	7 µg/mm ³
Spessore della pellicola	15 µm
Variazione dimensionale dopo polimerizzazione	2%
Tempo di lavorazione (temperatura e luce ambiente)	2-3 min.
Compatibilità con lampade alogene	SI
Compatibilità con lampade al plasma	SI
Compatibilità con lampade LED	SI
Durata del prodotto	2 anni


CEMENTI PER BANDE ORTODONTICHE
HIGH-Q-BOND BAND CEMENT BJM

Cemento composito per bande, a rilascio di fluoro, fotopolimerizzabile. Utilizza la tecnologia della fotopolimerizzazione adesiva per garantire un maggiore tempo di lavoro in modo da assicurare il posizionamento preciso della banda che deve essere effettuato prima che il cemento inizi a polimerizzare con la luce ambientale, circa 60 sec. Contiene il monomero 4-Meta per un'adesione chimica forte e sicura al dente e alle superfici in metallo e in porcellana.

La **colorazione blu** facilita la rimozione degli eccessi di cemento.

- | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|
| • Confezione: | Codice | |
| 4 siringhe da 4 g cad. (16 g) | 04 35169 | € 99,90* |


TRANSBOND PLUS 3M UNITEK

Cemento vetroionomero monocomponente fotopolimerizzabile, a continuo rilascio di fluoro; la colorazione blu facilita la rimozione degli eccessi di cemento.

- | | | |
|--|---------------|-----------|
| • (712-080) Confezione: | Codice | |
| 5 siringhe da 4 g cad. (20 g) e 50 puntali | 41 33328 | € 294,90* |


ULTRA BAND-LOK BLUE RELIANCE ORTHODONTIC

Cemento vetroionomero monocomponente fotopolimerizzabile, per bande, attacchi in metallo, retainer linguali e apparecchiature in acrilico; la **colorazione blu** facilita la rimozione degli eccessi di cemento.

- | | | |
|----------------------|---------------|----------|
| • Confezione: | Codice | |
| 1 siringa da 5 g | 04 45023 | € 36,90* |


MULTI-CURE 3M UNITEK

Cemento vetroionomero per bande autopolimerizzante e fotopolimerizzabile a rilascio di fluoro, al gradevole sapore di ciliegia.

La **colorazione blu** facilita la rimozione degli eccessi di cemento.

- | | | |
|---|---------------|-----------|
| Kit: polvere da 35 g, liquido da 25 g ed accessori | Codice | |
| | 04 38488 | € 202,90* |
| Ricambio liquido da 25 g | 04 38490 | € 95,50* |





Q-GLASS ORTHO BJM

Cemento vetroionomero per bande, a rilascio di fluoro. Biocompatibile, presenta un'adesione chimica forte ed affidabile alle superfici dentali, al metallo e alla porcellana; ha una bassa sensibilità all'umidità; previene la formazione di carie e protegge dalle decalcificazioni. La **colorazione blu** facilita la rimozione degli eccessi di cemento.

Confezione: polvere da 16 g,
liquido da 12 g ed accessori

Codice
41 34052 € **75,00***

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesione allo smalto	10 MPa
Resistenza alla compressione dopo 24 ore	70 MPa
Tempo di lavorazione a 23°C	2 - 3 min.
Tempo di indurimento a 37°C	3 - 4 min.
Durata del prodotto	2 anni



HENRY SCHEIN®
Krugg
Distributore esclusivo per l'Italia

FUJI ORTHO BAND PASTE PAK GC

Cemento vetroionomero ibrido pasta/pasta per bande, nella versione autopolimerizzante e fotopolimerizzabile, a rilascio di fluoro, in cartuccia Paste Pak.
La **colorazione blu** facilita la rimozione degli eccessi di cemento, non richiede mordenzatura e aderisce perfettamente in ambiente bagnato.

FUJI ORTHO BAND - Autopolimerizzante

• **Confezione:** 2 cartucce 13,3 g cad. (26,6 g cad.)

Codice
04 26094 € **187,20***

FUJI ORTHO BAND LC - Fotopolimerizzabile new

• **Confezione:** 2 cartucce 12,9 g cad. (25,8 g cad.)

Codice
04 36757 € **181,60***

• **Dispenser Paste Pak** (autoclavabile)

04 22788 € **96,40***



Q-ETCH ORTHO BJM

Acido fosforico al 37% in gel verde tissotropico, a media viscosità, privo di silice, indicato per l'utilizzo con i sistemi adesivi per il fissaggio di bracket.

Confezione: 4 siringhe da 1,2 ml cad. +
8 puntali applicatori (25 G)

Codice
03 35175 € **21,60***



HENRY SCHEIN®
Krugg
Distributore esclusivo per l'Italia

EVERSTICK ORTHO GC

Fibre di vetro immerse in una matrice resinosa-polimerica; la preimpregnazione rende il prodotto pronto all'uso e particolarmente facile da lavorare, senza effetto memoria. Per retainer ortodontici estetici. Diametro nastro mm 0,6; lunghezza cm 12

Confezione da 2 fibre

Codice
03 32893 € **193,30***



FIBER SPLINT ML ORTHO EVOLUTION POLYDENTIA

Nastro in fibra di vetro biocompatibile a 3 strati sovrapposti per contenzione post-ortodontica. Costituisce una valida alternativa all'uso del retainer metallico permettendo di realizzare contenzioni ad alto valore estetico.

Rotolo dispenser: nastro lunghezza 60 cm. h 2 mm,
+ 5 clip di fissaggio

Codice
03 36949 € **93,70***





RIBBOND THM (Thinner Higher Modulus)

Nastro in fibra di polietilene ad elevato peso molecolare, biocompatibile, traslucente e non colorato; lunghezza cm 68 spessore (0,18 mm)

€ 459,50*

Altezza	1 mm	2 mm	3 mm
Codice	03 26993	03 27002	03 27003



CONSTRUCT KERR

Fibra polietilenica ad alta resistenza, pretrattata a freddo con gas allo stato di plasma e pre-silanzata con resine non riempite. Ideale per creare gabbie di contenzione ortodontica, splintaggi, rialzi occlusali e rinforzi di protesi mobili; si può manipolare prima di essere impregnata

Nastro - Lunghezza 90 cm

€ 115,20*

Altezza	1 mm	2 mm	3 mm
Codice	30 05347	30 05348	30 05349



SPLINT-ONE PRECISION

Fibre di vetro intrecciate, silanizzate e preimpregnate, fotopolimerizzabili; la preimpregnazione rende il prodotto pronto all'uso e particolarmente facile da lavorare. Modulo elastico molto simile a quello della dentina; Splint-One è indicato per splintaggi ortodontici e parodontali in composito. Spessore nastro mm 0,2; altezza mm 2; lunghezza cm 8,5

Confezione da 3 fibre

Codice 03 32906 € 148,80*



FILO PASSIVO E PAD-RETAINER FORESTADENT

FILO PASSIVO metallico polifunzionale modellabile e flessibile; per splintaggi diretti (interni ed esterni), per problemi parodontali o traumi e per contenzioni ortodontiche. Lunghezza filo cm 35,5 (Ø. 016").

• 261-4040 - Confezione da 10 fili

Codice 41 33866 € 53,90*

PAD-RETAINER ritentori metallici piatti che vengono posizionati lingualmente come protezione del filo passivo.

• 760-0070 - Confezione da 10 pz.

Codice 41 33867 € 40,50*



FILO SPLINT SRW WORLD CLASS TECHNOLOGY

Realizzato con un filo metallico intrecciato appiattito che lo rende molto più facile da modellare. Compatibile con tutti i tipi di adesivi, è completamente passivo ed è indicato per tutti i tipi di retainer e splintaggi. Estremamente sottile, aderisce facilmente alla superficie dei denti con un ingombro minimo, prevenendo il distacco causato dalle forze di masticazione. Spessore filo mm 0,20, altezza mm 0,75

Rocchetto da 1,70 metri

Codice 41 30052 € 81,50*



* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg

ARCHI ANTI-SPEE / SUPERELASTICI
ANTI-SPEE ORTOSMAIL
Archi in nichel-titanio super elastico a curva inversa

Realizzati in nichel-titanio super elastico di cui ne mantengono le caratteristiche, sono indicati per prevenire o modificare gli eccessi della curva Spee.

• Sezione tonda - Confezione da 10 archi € 39,90

Misura	Superiore	Inferiore
.012"	4I 30779	4I 30783
.014"	4I 30780	4I 30784
.016"	4I 30781	4I 30785
.018"	4I 30782	4I 30786

• Sezione quadrata - Confezione da 10 archi € 39,90

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x.016"	4I 30787	4I 30788

• Sezione rettangolare - Confezione da 10 archi € 39,90

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x.022"	4I 30789	4I 30793
.017"x.025"	4I 30790	4I 30794
.019"x.025"	4I 30791	4I 30795


Confezione colore argento
SUPER ELASTICO ORTOSMAIL
Archi in nichel-titanio super elastico

Uniscono alle usuali caratteristiche di memoria elastica del titanio anche la possibilità di effettuare pieghe sul filo stesso; sono realizzati in **forma ovoidale** e marcati nel punto mediano.

• Sezione tonda - Confezione da 10 archi € 19,90

Misura	Superiore	Inferiore
.012"	4I 30688	4I 30693
.014"	4I 30689	4I 30694
.016"	4I 30690	4I 30695
.018"	4I 30691	4I 30696
.020"	4I 30692	4I 30697

• Sezione quadrata - Confezione da 10 archi € 19,90

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x .016"	4I 30698	4I 30699

• Sezione rettangolare - Confezione da 10 archi € 19,90

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x .022"	4I 30725	4I 30730
.017"x .025"	4I 30726	4I 30731
.018"x .025"	4I 30727	4I 30732
.019"x .025"	4I 30728	4I 30733
.021"x .025"	4I 30729	4I 30734


Confezione colore argento


ARCHI ATTIVAZIONE TERMICA

Eccellenti per la fase iniziale di livellamento ed allineamento, possono essere piegati permanentemente con la pinza a temperatura ambiente e, una volta posizionati in bocca a 37° iniziano a sprigionare forze leggere e continue ritornando alla loro forma iniziale. Questa caratteristica facilita il posizionamento degli archi negli slot anche molto disallineati, diminuendo il trauma del paziente.

SPECIAL TERMICO ORTOSMAIL
Forma Oval III

• **Sezione tonda** - Confezione da 10 archi € **62,90**

Misura	Superiore	Inferiore
.014"	41 83487	41 83490
.016"	41 83488	41 83491
.018"	41 83489	41 83492

• **Sezione rettangolare** - Confezione da 10 archi € **62,90**

Misura	Superiore	Inferiore
.014"x.025"	41 83495	41 83500
.016"x.022"	41 83496	41 83501
.016"x.025"	41 83497	41 83502
.017"x.025"	41 83498	41 83503
.019"x.025"	41 83499	41 83504


Forma Ovoidale

• **Sezione tonda** - Confezione da 10 archi € **62,90**

Misura	Superiore	Inferiore
.014"	41 83505	41 83508
.016"	41 83506	41 83509
.018"	41 83507	41 83510

• **Sezione quadrata** - Confezione da 10 archi € **62,90**

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x.016"	41 83511	41 83512

• **Sezione rettangolare** - Confezione da 10 archi € **62,90**

Misura	Superiore	Inferiore
.014"x.025"	41 30139	-
.016"x.022"	41 83514	41 83519
.016"x.025"	41 83515	41 83520
.017"x.025"	41 83516	41 83521
.019"x.025"	41 83517	41 83522


TENSIC TERMICO DENTAURUM


• **Sezione tonda** - Confezione da 10 archi € **29,90**

Misura	Superiore	Inferiore
.012"	41 30446	41 30452
.014"	41 30447	41 30453
.016"	41 30448	41 30454
.018"	41 30449	41 30455

• **Sezione rettangolare** - Confezione da 10 archi € **29,90**

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x.016"	41 30934	41 31033
.016"x.022"	41 30935	41 31034
.017"x.025"	41 30936	41 31035
.018"x.025"	41 30937	41 31036
.019"x.025"	41 30938	41 31037
.021"x.025"	41 30939	41 31038



ARCHI IN ACCIAIO ORTOSMAIL

Arco in acciaio inossidabile ad elevata resilienza con eccellenti caratteristiche di rilascio della forza e di resistenza alla frattura; trafilato mediante apparecchiature estremamente sofisticate che permettono di ottenere sempre una dimensione costante del filo ed una perfetta rifinitura. Disponibili a sezione tonda, quadrata e rettangolare in forma standard ed in forma ovoidale. Tutti gli archi sono marcati nel punto mediano.

Forma standard

• **Sezione tonda** - Confezione da **50 archi** € 24,90

Misura	Superiore	Inferiore
.014"	41 30941	41 30946
.016"	41 30942	41 30947
.020"	41 30944	41 30949

• **Sezione quadrata** - Confezione da **10 archi** € 10,90

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x .016"	41 30964	41 30965

• **Sezione rettangolare** - Confezione da **10 archi** € 10,90

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x .022"	41 30950	41 30957
.017"x .025"	41 30952	41 30959
.018"x .025"	41 30954	41 30961
.019"x .025"	41 30955	41 30962
.021"x .025"	41 30956	41 30963



Forma ovoidale

• **Sezione tonda** - Confezione da **50 archi** € 24,90

Misura	Superiore	Inferiore
.014"	41 30967	41 30972
.016"	41 30968	41 30973
.018"	41 30969	41 30974
.020"	41 30970	41 30975

• **Sezione quadrata** - Confezione da **10 archi** € 10,90

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x .016"	41 30976	41 30977

• **Sezione rettangolare** - Confezione da **10 archi** € 10,90

Misura	Superiore	Inferiore
.016"x .022"	41 30978	41 30985
.017"x .025"	41 30980	41 30987
.018"x .025"	41 30982	41 30989
.019"x .025"	41 30983	41 30990



SUPER RESILIENTE
FILO IN ACCIAIO ORTOSMAIL

Filo in acciaio inossidabile ad elevata resilienza con eccellenti caratteristiche di rilascio della forza e di resistenza alla frattura; trafilato mediante apparecchiature estremamente sofisticate che permettono di ottenere sempre una dimensione costante del filo ed una perfetta rifinitura.

• Sezione tonda

Confezione da **20 fili**, lunghezza cm 35,5 **€ 15,90**

Misura	Codice
.012"	41 30887
.014"	41 30888
.016"	41 30889
.018"	41 30890

• Sezione quadrata

Confezione da **10 fili**, lunghezza cm 35,5 **€ 15,90**

Misura	Codice
.016"x .016"	41 30926

• Sezione rettangolare

Confezione da **10 fili**, lunghezza cm 35,5 **€ 15,90**

Misura	Codice
.016"x .022"	41 30927
.017"x .025"	41 30929
.018"x .025"	41 30931
.019"x .025"	41 30932
.021"x .025"	41 30933


TWIST ORTOSMAIL

In acciaio temperato intrecciato. E' il più rigido tra i prodotti di questo tipo, formato da 3 fili intrecciati fra loro, per un livellamento graduale nelle prime fasi di trattamento: sopporta una grande deformazione prima che sia raggiunto il suo limite elastico. Tutti gli archi sono marcati nel punto mediano.

FILI

• Sezione tonda - Confezione da **20 fili**, lunghezza cm 35,5 **€ 31,90**

Misura	Codice
.0155"	41 30843
.0175"	41 30844
.0195"	41 30845

ARCHI FORMA OVOIDALE

• Sezione tonda - Confezione da **20 archi** **€ 36,90**

Misura	Superiore	Inferiore
.0155"	41 30067	41 30070
.0175"	41 30068	41 30071


FILO COASSIALE ORTOSMAIL

In acciaio temperato intrecciato. È il più elastico tra i fili intrecciati. È costituito da un'anima centrale sulla quale si intrecciano 6 fili dello stesso diametro, con conseguente rilascio della forza in modo graduale e duraturo.

• Sezione tonda - Confezione da **10 fili**, lunghezza cm 35,5 **€ 39,90**

Misura	Codice
.0155"	41 30865
.0175"	41 30866



FILO TMA, ELGILOY E AUSTRALIANO
FILO TMA ORMCO

Filo in lega di titanio-molibdeno, con un'elevata memoria elastica abbinata alla possibilità di modellazione. Può sostituire gli archi in acciaio durante tutte le fasi della terapia.

- Rilascio di un quantitativo totale di forza maggiore rispetto agli acciai, con minori tempi di terapia
- Possibilità di modellazione del TMA con le normali pinze ortodontiche senza rischio di frattura.
- Possibilità di saldare accessori sul filo (hooks e tie-backs)

• **Sezione tonda** - Confezione da **10 fili**, lunghezza cm 35,5

Misura	Codice	
.016"	41 31072	€ 106,00
.018"	41 31073	€ 106,00
.032"	41 31074	€ 144,00
.036"	41 31075	€ 144,00

• **Sezione rettangolare** - Confezione da **10 fili**, lunghezza cm 35,5

Misura	Codice	
.016"x .022"	41 31077	€ 109,00
.017"x .025"	41 31078	€ 109,00
.019"x .025"	41 31079	€ 109,00


FILO ELGILOY ROCKY MOUNTAIN

Filo di particolare composizione con eccezionali caratteristiche di modellabilità e resilienza; l'Elgiloy può essere utilizzato nel suo stato originale oppure temperato per aumentarne la durezza. Filo diritto blu (morbido).

• **Sezione tonda** - Lunghezza cm 35,5

Misura	Blu	Q.tà	
.016"	41 31047	30 pz.	€ 36,90
.036"	41 31054	10 pz.	
.045"	41 31056	6 pz.	

• **Sezione quadrata** - Lunghezza cm 35,5

Misura	Blu	Q.tà	
.016"x .016"	41 31057	10 pz.	€ 64,90

• **Sezione rettangolare** - Lunghezza cm 35,5

Misura	Blu	Q.tà	
.016"x .022"	41 31060	10 pz.	€ 64,90



FILO AUSTRALIANO WILCOCK

Filo ad alta resistenza alla flessione: indurisce durante le fasi di piegatura (indurimento col lavoro), non necessita di trattamento termico. Disponibile in diversi diametri e gradi di resilienza.

Regular Bobina da m 7,5

A basso grado di resilienza, è indicato per formare ausiliari.


Misura	Codice	
.012" (Art. 229-000)	41 32195	€ 29,90
.014" (Art. 230-100)	41 30992	
.016" (Art. 231-300)	41 30993	
.018" (Art. 232-400)	41 30994	
.020" (Art. 233-500)	41 30995	



Regular Plus Bobina da m 7,5

Più resiliente del Regular, è indicato per ausiliari e per archi quando sia richiesta una maggiore resistenza alla deformazione.

Misura	Codice	
.014" (Art. 230-110)	41 30996	€ 29,90
.016" (Art. 231-310)	41 30997	
.018" (Art. 232-410)	41 30998	
.020" (Art. 233-510)	41 30999	



MOLLE IN ACCIAIO ORTOSMAIL

Realizzate in acciaio temperato di particolare resistenza, sopportano elevate sollecitazioni prima della deformazione permanente. Disponibili in diversi diametri con forze variabili sia aperte sia chiuse.

• **Molla aperta** - Rocchetto da 1 metro **€ 14,90**

Misura	Codice
.010"x.028"	41 31083
.010"x.030"	41 31084
.010"x.036"	41 31085

• **Molla chiusa** - Rocchetto da 1 metro **€ 15,90**

Misura	Codice
.010"x.030"	41 30391



MOLLE IN NICHEL-TITANIO ORTOSMAIL APERTE

Realizzate in nichel-titanio super elastico che, grazie alle sue particolari caratteristiche di altissima resilienza, offre un'attivazione progressiva. Utilizzate sul filo e compresse fra due attacchi mantengono attiva per lungo tempo la loro azione. Disponibili in 4 forze.

• **Molla aperta** - Rocchetto da cm 36 **€ 39,90**

Ø filo della molla	Ø filo accettato	forza	Codice
.009"	.030"	x-light	41 30125
.010"	.030"	light	41 30126
.012"	.030"	medium	41 30127
.014"	.036"	heavy	41 30128



MOLLE IN NICHEL-TITANIO ORTOSMAIL CHIUSE

Realizzate in nichel-titanio super elastico che, grazie alle sue particolari caratteristiche di altissima resilienza, offre un'attivazione progressiva. Ideali per chiudere spazi, disponibili in 2 lunghezze ed in 3 differenti forze.

• **Molla chiusa** - Confezione da 5 pz. **€ 30,90**

forza	lunghezza 9 mm	lunghezza 12 mm
light 150 g	41 31092	41 31095
medium 200 g	41 31093	41 31096
heavy 250 g	41 31094	41 31097




GANCI A PALLA ORTOSMAIL

Gancio fuso con estrema precisione molto pratico quando occorre realizzare un punto di presa direttamente sull'arco senza dover rimuovere l'arco stesso. Particolarmente confortevole per il paziente grazie all'estremità arrotondata.

Codice	€
41 34450	48,00

Confezione da 10 pz.





LEGATURE METALLICHE ORTOSMAIL

PREFORMATE - Realizzate in acciaio particolarmente morbido così da consentire un facile impiego.

Confezioni da **1000 pz.** € **32,90**

Misura	Codice
.012"	41 31126
.011"	41 31127
.012"	41 31128

PREFORMATE CORTE - Preformate e pretagliate, riducono i tempi di lavoro dell'operatore.

Confezione da **500 pz.** € **39,90**

Misura	Codice
.010"	41 31129



LEGATURE KOBAYASHI ORTOSMAIL

PREFORMATE - In acciaio inossidabile, ideali quando, oltre alla legatura metallica, sia necessario un punto di ancoraggio.

Confezioni da **100 pz.** € **24,90**

Misura	Codice
.012"	41 31130
.014"	41 31131

PREFORMATE CORTE - Preformate e pretagliate, riducono i tempi di lavoro dell'operatore.

Confezione da **100 pz.** € **44,90**

Misura	Codice
.014"	41 31132



LEGATURE METALLICHE ESTETICHE ORTOSMAIL

PREFORMATE - Realizzate in acciaio particolarmente morbido di colore avorio.

Confezione da **100 pz.** € **39,90**

Misura	Codice
.012"	41 31497




FILO PER LEGATURE ORTOSMAIL

Matassa di filo in acciaio morbido. Disponibile in 3 diametri.

Confezione da **450 g** € **59,90**

Misura	Codice
.010"	41 31133
.011"	41 31134






Realizzate negli U.S.A. da uno dei maggiori produttori mondiali di materiale elastico. La materia prima utilizzata, particolarmente elastica, consente di ottenere un prodotto di facile applicazione che garantisce un'ottima ritenzione del filo nello slot; le avanzate tecnologie di produzione permettono la realizzazione di elastici perfettamente lisci e pertanto molto confortevoli per il paziente. Disponibili in 2 diametri (Ø .110" e Ø .120").

DISPENSER INDIVIDUALE GLENROE

Confezione da **990 pz.**

€ 19,90

Colore	Ø .110"	Ø .120"
assortiti	4l 32246	4l 32256
grigio	4l 32243	4l 32253
trasparente	4l 32244	4l 32254
blu	-	4l 32257
rosa	-	4l 32262



Gli assortimenti delle legature oltre a contenere i colori fotografati potrebbero contenere anche i seguenti colori: viola metallizzato, argento, grigio, oro, verde acido, verde acqua, giallo e azzurro trasparenti.

DISPENSER CIRCOLARE GLENROE

Confezione da **1000 pz.**

€ 19,90

Colore	Ø .120"
assortiti	4l 32266
grigio	4l 32263
trasparente	4l 32264



L'assortimento delle legature oltre a contenere i colori fotografati potrebbe contenere anche i seguenti colori: oro, viola, azzurro e nero.



ELASTICI IN LATTICE GLENROE

Realizzati negli U.S.A. da uno dei maggiori produttori mondiali di materiale elastico. Sono ricavati da tubi tagliati con tecniche sofisticate così da garantire spessore costante e assenza di imperfezioni, assicurando precisione nelle forze ottimizzando la durata del prodotto.

ELASTICI INTRAORALI

Confezione da 50 bustine da 100 elastici cad. (5000 pz.) **€ 38,90**

Misura	Light (2,5 oz.)	Medium (3,5 oz.)	heavy (4,5 oz.)	X-heavy (6 oz.)
Ø 1/8" (mm 3,1)	41 31136	41 31142	41 31147	41 31153
Ø 3/16" (mm 4,7)	41 31137	41 31143	41 31148	41 31154
Ø 1/4" (mm 6,3)	41 31138	41 31144	41 31149	41 31155
Ø 5/16" (mm 7,9)	41 31139	41 31145	41 31151	41 31156
Ø 3/8" (mm 9,5)	41 31141	41 31146	41 31152	41 31157



ELASTICI EXTRAORALI

Confezione da 20 bustine da 50 elastici cad. (1000 pz.) **€ 28,90**

Misura	Forza	Codice
Ø 1/4" (mm 6,3)	16 oz.	41 33870
Ø 5/16" (mm 7,9)	16 oz.	41 33871
Ø 3/8" (mm 9,5)	16 oz.	41 33872
Ø 1/2" (cm 1,27)	16 oz.	41 33873



GANCI PER ELASTICI GLENROE

Semplificano le operazioni di posizionamento e rimozione degli elastici intraorali.

	Codice	
• Confezione da 100 pz.	41 31280	€ 14,90




CATENELLE ELASTICHE GLENROE

Prodotte in materiale elastomerico di qualità superiore, ad elevata resilienza: mantengono nel cavo orale le loro caratteristiche di colore ed elasticità per lungo tempo.

• Rocchetto da 4,5 metri **€ 18,90**

Colore	Continua	Spaziata	Spaziata lunga
grigio	41 32282	41 32291	41 32303
trasparente	41 32283	41 32292	41 32304



CATENELLE ELASTICHE RMO MORITA

Mantengono la forza elastica molto più a lungo rispetto alle catenelle tradizionali e non scoloriscono.

Colore trasparente grigio	Continua 41 31243 41 31244	Rocchetto da 4 m	€ 81,00
Colore trasparente grigio	Spaziata 41 31245 41 31246	Rocchetto da 4,7 m	€ 81,00
Colore trasparente	Spaziata lunga 41 31247	Rocchetto da 4,7 m	€ 81,00





FILO ELASTICO ORTOSMAIL

Ideale per estrarre o allineare denti fuori posizione, per rotazioni e disinclusioni; esercita una forza costante nel tempo. La struttura piena e le superfici lisce lo rendono particolarmente igienico.

Rocchetto da **7,5 metri** € **5,90**

colore	Ø .025"	Ø .030"
trasparente	41 32339	41 32341



TUBO ELASTICO ORTOSMAIL

Con le stesse caratteristiche del filo elastico, ma vuoto all'interno: facilita le operazioni di legatura nel cavo orale (ottima tenuta del nodo).

Rocchetto da **7,5 metri** € **5,90**

colore	regular Ø .025"	heavy Ø .030"
trasparente	41 32344	41 32346



TUBO DI PROTEZIONE ORTHO ORGANIZERS

Realizzato allo scopo di proteggere le mucose dai traumatismi del filo; di facile impiego, viene calzato sul filo (può alloggiare fili fino al Ø .027").

Rocchetto da **3 metri** € **16,50**


Colore	Codice
trasparente	41 32052



SEPARATORI ELASTICI

Facilitano il posizionamento delle bande, trasmettono una forza costante e risultano atraumatici per il paziente durante le fasi di separazione.


• Radiopachi blu pretagliati - 1000 pz.	Codice 41 31283	€ 23,90
• Ortho Organizers grigio stampati in dispenser circolare - 760 pz.	41 31284	€ 21,90



FULCRO DI ROTAZIONE

Cuneo realizzato in materiale elastico, da inserire sulle alette degli attacchi gemellari in modo da indurre, sotto la pressione del filo, dopo l'attivazione della legatura, la rotazione del dente. Colore grigio.

Confezione da 100 pz.	Codice 41 33437	€ 19,90
------------------------------	---------------------------	----------------





ARCHI EXTRAORALI ORTOSMAIL

Realizzati in acciaio temperato: l'arco esterno del Ø .072", grazie al materiale utilizzato, rimane inalterato nel tempo, pur consentendo un facile adattamento alle caratteristiche del paziente; l'arco interno presenta le stesse caratteristiche con un Ø .045". I due archi sono solidarizzati tramite saldatura che conferisce rigidità e resistenza alla struttura, eliminando le possibilità di rottura. Disponibile in tre modelli.

Standard con omega da stop preformate

Disponibile in 5 misure, in confezione da 1 pz.

Misura	Lunghezza	Codice
1	83 mm	4I 31393
2	90 mm	4I 31394
3	97 mm	4I 31396
4	104 mm	4I 31397
5	111 mm	4I 31398

€ 8,90

Standard senza omega - 1 pz.

4I 31399

€ 8,90

Standard senza omega con bite - 1 pz.

4I 31401

€ 24,90



MENTONIERA ORTHO ORGANIZERS

Mentoniera per trazioni in plastica rigida con morbido rivestimento interno in feltro e ganci per facilitare l'applicazione di forze elastiche.


Da utilizzare con high-pull e vertical-pull.

Confezione da 1 pz.

Misura media

Codice
4I 33302

€ 39,90



BUSTE MULTIUSO new

Busta in tessuto di nylon con chiusura in velcro, per comporre kit personalizzati e/o per contenere archi. Formato cm 23,8 x 12.

Confezione da 10 pz. assortiti in 5 colori

(2 x colore rosso, giallo, verde, arancione, blu notte)

Codice
08 40877

€ 31,10*





MASCHERA FACCIALE STANDARD

Trazione extraorale postero-anteriore

Presenta una struttura portante in acciaio inossidabile con appoggio frontale e mentoniera; gli appoggi sono realizzati in materiale plastico atossico, rivestito con confortevole materiale anti-allergico.

Misura small	Codice 41 34489	€ 47,50
Misura medium	41 31409	€ 47,50



MASCHERA FACCIALE REGOLABILE

Trazione extraorale postero-anteriore

Presenta una struttura portante in acciaio inossidabile con appoggio frontale e mentoniera; gli appoggi sono realizzati in materiale plastico atossico, rivestito con confortevole materiale anti-allergico. Disponibile nel modello regolabile (la regolazione avviene mediante viti e brugole che permettono di adattarla a ogni conformazione del viso).

Modello regolabile	Codice 41 31411	€ 55,00
---------------------------	---------------------------	----------------



MASCHERA DINAMICA

Maschera facciale adattabile ideata per assicurare il massimo comfort al paziente.

Consente di effettuare molteplici regolazioni che permettono di adattarla ad ogni conformazione: l'appoggio frontale e la mentoniera sono regolabili verticalmente sulla struttura assiale centrale. Inoltre le fasi di comunicazione verbale del paziente sono facilitate dall'assenza di appoggi zigomatici. La mentoniera e l'appoggio frontale sono rivestiti internamente con una confortevole imbottitura intercambiabile.

Colore bianco e 2 imbottiture di ricambio	Codice 41 33490	€ 87,00
---	---------------------------	----------------




EXTRAORALE

CUFFIA / MENTONIERA DENTAURUM (High Pull)

Cuffia con mentoniera elastica per terapia ortopedica
Misura unica regolabile, adattabile a qualsiasi paziente.

744-705-00 - Confezione singola	Codice 4I 34397	€	49,90
--	---------------------------	---	--------------



CUFFIA REGOLABILE PER TRAZIONE

Cuffia a 3 posizioni, con dinamometro e sistema di sicurezza
Il sistema si attiva quando si applicano forze superiori ai 600 g per lato.

• Cuffie in nylon senza dinamometro - 5 pz.	Codice 4I 30131	€ 9,38 cad.	€	46,90
• Dinamometro di sicurezza 600 g Confezione da 10 pz.	4I 30249	€ 3,89 cad.	€	38,90



TRAZIONE CERVICALE

Con dinamometro e sistema di sicurezza in metallo
Il sistema si attiva quando si applicano forze superiori ai 600 g per lato.
Fornita di cuscinetto con doppia imbottitura nella misura standard.

Ricambi:	Codice			
• Trazioni senza dinamometro - 5 pz.	4I 30273	€ 5,69 cad.	€	37,90
• Dinamometro di sicurezza 600 g Confezione da 10 pz.	4I 30249	€ 3,89 cad.	€	38,90





UNIVERS MEDIO ESTECH new

Ideale come primo dispositivo nei pazienti adulti in classe I e II, decomprime l'ATM, rilassa la muscolatura oro-facciale, agisce su tutte le disfunzionalità orali (respiratorie, postura linguale, deglutizione, iperattività muscolare periorale). E' utile come paradenti sportivo (per sport non di contatto), favorevole nei pazienti russatori e con apnee notturne lievi e medie, consente il riequilibrio masticatorio in associazione ad esercizi dedicati e resiste al bruxismo di grado lieve e moderato (versione Hard). Distanza cuspidi palatine (14 e 24) da 28 a 31 mm

- **Soft trasparente**
- **Hard azzurro**

Codice		
08 43222	€	66,30*
08 43223	€	66,30*



STANDARD ESTECH new

Dispositivo dedicato ai pazienti in classe I e II di ogni età (dentizione primaria, mista e permanente) contribuisce efficacemente a correggere le disfunzionalità (respiratorie, deglutizione, postura linguale e attività muscolare periorale, espandere le arcate ed allineare i denti, correggere problemi di masticazione e di bruxismo (lieve e moderato) e chiudere i morsi aperti frontali e laterali da malposizionamento e interposizione linguale.

STANDARD PICCOLO Distanza cuspidi palatine (14 e 24) da 23 a 27 mm

- **Soft verde acqua**
- **Hard arancione**

Codice		
08 43224	€	66,30*
08 43225	€	66,30*



STANDARD MEDIO Distanza cuspidi palatine (14 e 24) da 28 a 31 mm

- **Soft verde acqua**
- **Hard arancione**

Codice		
08 43226	€	66,30*
08 43227	€	66,30*

CLASSE III ESTECH new

Dispositivo caratterizzato da uno scudo vestibolare inferiore lungo e a spessore differenziato per opporsi all'avanzamento eccessivo della mandibola. Grazie agli scudi vestibolari superiori, stimola lo sviluppo del mascellare in senso trasversale e sagittale, si adatta ad arcate inferiori anche di forma squadrata. La rampa linguale è accentuata per stimolare al massimo il riposizionamento linguale sullo spot palatino. Distanza cuspidi palatine (14 e 24) da 28 a 31 mm

- **Soft verde acqua**

Codice		
08 43228	€	66,30*



LOGO I ESTECH new

Al posto del ciuccio-succhietto, indirizza la suzione non nutritiva su un dispositivo non ingoiabile che non apre il morso, riposiziona la lingua verso lo spot palatino, promuove respirazione nasale e deglutizione fisiologica. Inoltre, permette di essere mordicchiato a piacere quando indossato, previene la suzione del pollice o di altri oggetti dannosi.

- **Soft azzurro** misura unica

Codice		
08 43230	€	50,90*



LOGO II ESTECH new

Ideale per favorire l'abbandono del ciuccio fra i 24 ed i 36 mesi.

Il dispositivo è affine a LOGO I ma adatto a bambini più grandi perchè molto meno simile ad un ciuccio -succhietto e richiede maggiore autonomia da parte del piccolo paziente. Come LOGO I è ideale per contrastare gli effetti del digrignamento fisiologico in dentizione primaria.

- **Soft azzurro** misura unica

Codice		
08 43229	€	50,90*



* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg



MULTI-T RMO

Dispositivo ideato per correggere disfunzioni, malposizioni dentarie, problemi di deglutizione, abitudini viziate come la suzione del pollice, cattiva posizione della lingua, disfunzione labiale e problemi respiratori. Misura unica.

Caratteristiche: • appoggio linguale per il riposizionamento della lingua nel palato • rampa di propulsione per liberare la crescita mandibolare

Indicazioni: • correzione della mediana per il controllo dell'allineamento dentale
• in dentizione leggera per ottenere un pre-allineamento dentale
• bumper vestibolare per ridurre le forze muscolari applicate alla mandibola

Multi -T	Codice 41 34454	€ 66,90*
-----------------	---------------------------	-----------------



EF1/EF2 ORTHO PLUS

Preposizionatori ideati per correggere le abitudini viziate come la suzione del pollice; EF1 ed EF2 condizionano la posizione delle labbra e della lingua, favorendo la respirazione nasale. Gli schermi frontali e laterali, proteggono i denti dalle contrazioni muscolari indesiderate. Ideali nei casi di "iper over-jet" quando altri dispositivi non possono essere indossati.

Confezione da 1 pz. completa di porta apparecchio

EF 2 small (8 - 12 anni)	Codice 41 34408	€ 72,50*
EF 1 large (dai 12 anni)	41 34409	€ 72,50*



SCHERMO ORALE ULMA DENTAURUM

Realizzato in materiale elastico trasparente, estremamente confortevole, favorisce la correzione di abitudini viziate come la spinta linguale, la suzione o il mordersi delle labbra, dita e unghie. Indicato per pazienti che presentano una muscolatura particolarmente debole e per i respiratori orali.

Disponibile piccolo per età prescolare e grande per età scolare e adulta.

074-000 misura 1 piccolo	Codice 14 12952	€ 8,90*
074-001 misura 2 grande	14 12953	€ 8,90*



STOPPI DR. HINZ

Realizzato in silicone corregge le cattive abitudini (suzione del ciuccio, del biberon e del pollice) **nei bambini dai 2 anni di età**. Previene la malposizione dei denti e delle arcate. Deve essere utilizzato al posto del ciuccio e del pollice almeno 3/4 ore nell'arco della giornata.

Confezione da 1 pz.	Codice 41 34451	€ 41,50*
---------------------	---------------------------	-----------------





AQUALIZER

Splint immediato per l'articolazione temporo-mandibolare; è una guida oclusale caricata d'acqua che rilassa la muscolatura senza forzare la posizione oclusale, adattandosi al movimento impresso dalla muscolatura stessa. Il tipo "Ultra" ha un profilo anteriore più basso, l' "Ultra Mini" di dimensioni ridotte è indicato per bambini e adulti con bocca piccola.

Confezione da 1 pz. (colore trasparente)

Misura	bassa	media	alta	
Ultra	41 33861	41 33442	41 33862	€ 33,20*
Ultra Mini	41 34444	41 34445	41 34446	€ 33,20*



PREBITE PELOSI ERKODENT new

Bite immediato (pronto in 5 minuti), placca oclusale temporanea per la riduzione immediata del dolore e per prova funzionale.

Confezione da 20 pz. (colore trasparente) **Codice** 41 39458 **€ 41,30***



EASYBITE dispositivo per la rilevazione dell'occlusione

Ideato per consentire la deprogrammazione muscolare dell'articolazione temporo-mandibolare in presenza di alterazioni dovute ad anomalie oclusali, articolari, muscolari e/o posturali e per consentire la rilevazione oclusale immediata. Indispensabile per eseguire bite o apparecchiature funzionali, utile anche in protesi fissa e rimovibile. La rapida polimerizzazione intraorale di Easy Bite consente un'agevole determinazione della dimensione verticale e della posizione mandibolare.

- **Kit 3 dispositivi:** 3 Easybite in busta singola, 1 siringa di resina da 5 g, 1 pinzetta per chiusura, 3 aghi ed accessori **Codice** 08 2777 **€ 58,70***
- **Kit 12 dispositivi:** 12 Easybite in busta singola, 4 siringhe di resina da 5 g cad., 1 pinzetta per chiusura e 12 aghi ed accessori **Codice** 08 2778 **€ 196,80***



FINITION



Posizionatore preformato indicato per mantenere il risultato di una terapia ortodontica e ottenere piccoli aggiustamenti. che viene posizionato subito dopo la rimozione dei brackets. È possibile sterilizzarlo nel caso in cui la scelta della misura non fosse corretta. Disponibile nelle versioni senza estrazioni (in 17 misure); con estrazione dei due premolari (in 11 misure); con estrazione dei quattro premolari (in 15 misure).

- **Kit da 5 pz.** (senza estrazioni misure dalla 49 alla 53) completo di misuratore **Codice** 41 33444 **€ 207,00***
- **Finition misure singole** **€ 41,70***

Senza estrazione

Mis. mm	44	45	46	47	48	49
Codice	41 33445	41 33446	41 33447	41 33448	41 33449	41 33450
Mis. mm	50	51	52	53	54	55
Codice	41 33451	41 33452	41 33453	41 33454	41 33455	41 33456
Mis. mm	56	57	58	59	60	-
Codice	41 33457	41 33458	41 33459	41 33460	41 33461	-

- **Misuratore per Finition** 99 92105 **€ 0,90***



BECCHI D'UCCELLO KRUGG

In acciaio inox, per piegare fili fino a Ø .030"

Cod. 14 37290

€ 61,10*


BECCHI D'UCCELLO ORTHO ORGANIZER

In acciaio inox, con punte corte
levigate al diamante; piega fili fino al Ø .030"

Cod. 41 33874

€ 122,30*


BECCHI D'UCCELLO HU-FRIEDY (678-304)

In acciaio inox, con scanalatura,
piega fili fino a Ø .030"

Cod. 41 33543

€ 166,80*


TWEED KRUGG

Ideali per piegare e inserire il torque nei fili quadrati e rettangolari.
Presentano il parallelismo dei becchi ad un'apertura di .02" (mm 0,51).

In acciaio inox, a becchi corti

Cod. 14 17993

€ 61,10*


TWEED HU-FRIEDY (678-308)

Ideali per piegare e inserire il torque nei fili quadrati e rettangolari.
Presentano il parallelismo dei becchi ad un'apertura di .02" (mm 0,51).

In acciaio inox; spessore lama mm 1,78;
piega fili fino a .022"x.028"

Cod. 41 33942

€ 166,80*



NANCE A 4 GRADINI KRUGG

Con punte a 4 gradini per formare anse su fili tondi e rettangolari max Ø .028"

Cod. 14 10504
€ 61,10*

TORRETTA HU-FRIEDY (678-311)

Indicate per piegare e realizzare anse su fili rettangolari. Presentano una punta cilindrica di diversi diametri contrapposta ad un becco concavo. Pinza a torretta tipo O'Brian per anse, realizzata con manifattura artigianale in un unico blocco di acciaio inox satinato. Le torrette estremamente precise rendono questa pinza unica per realizzare omega senza dare torque al filo.

Piega fili fino a .022"x.028"

Cod. 41 33943
€ 166,80*

WEINGART ORTHO ORGANIZER

Con punte zigrinate antiscivolo

Cod. 41 33876
€ 122,30*

WEINGART HU-FRIEDY (678-201)

Con punte zigrinate antiscivolo

Cod. 41 33500
€ 166,80*

WEINGART HU-FRIEDY (678-202)

Con punte sottili zigrinate antiscivolo

Cod. 41 33537
€ 166,80*


HOW DRITTA KRUGG

In acciaio inox, con punte sottili, arrotondate e zigrinate antiscivolo

• **Diritta** **Cod. 14 37250** € **61,10***



HOW CURVA KRUGG

In acciaio inox, con punte sottili, arrotondate e zigrinate antiscivolo

• **Curva** **Cod. 14 37260** € **61,10***



HOW DRITTA ORTHO ORGANIZER

In acciaio inox, con punte sottili, arrotondate e zigrinate antiscivolo

• **Diritta** **Cod. 41 33877** € **122,30***



HOW CURVA ORTHO ORGANIZER

In acciaio inox, con punte sottili, arrotondate e zigrinate antiscivolo

• **Curva, angolata a 45°** **Cod. 41 33878** € **122,30***



RIMUOVI BANDE ORTHO ORGANIZER - Lunga

In acciaio inox con punto di appoggio occlusale (piattello Ø 4,7 mm) intercambiabile in teflon e **lama lunga**.

Cod. 4I 33880 € 122,30*

Ricambi - Confezione da 3 pz.

- Piattelli in teflon Ø 4,7 mm
- Piattelli in teflon Ø 6,3 mm

Cod. 4I 33952

Cod. 4I 33953

€ 17,20*

RIMUOVI BANDE ORTHO ORGANIZER - Corta

In acciaio inox con punto di appoggio occlusale (piattello Ø 4,7 mm) intercambiabile in teflon e **lama corta**.

Cod. 4I 33879 € 122,30*

Ricambi - Confezione da 3 pz.

- Piattelli in teflon Ø 4,7 mm
- Piattelli in teflon Ø 6,3 mm

Cod. 4I 33952

Cod. 4I 33953

€ 17,20*

RIMUOVI BANDE HU-FRIEDY (678-207) - Lunga

In acciaio inox con punto di appoggio occlusale (piattello) intercambiabile in teflon e **lama lunga**. Fornita con due piattelli di ricambio di misure differenti (Ø 4,8 mm e Ø 6,3 mm)

Cod. 4I 33538 € 166,80*

Ricambi piattelli in teflon da 6 pz.

- (678-036) - Ø 4,8 mm
- (678-014) - Ø 6,3 mm

Cod. 4I 33539

Cod. 4I 33540

€ 17,90*

€ 17,90*

RIMUOVI BANDE HU-FRIEDY (678-208) - Corta

In acciaio inox con punto di appoggio occlusale (piattello) intercambiabile in teflon e **lama corta**. Fornita con due piattelli di ricambio di misure differenti (Ø 4,8 mm e Ø 6,3 mm)

Cod. 4I 33541 € 166,80*

Ricambi piattelli in teflon da 6 pz.

- (678-036) - Ø 4,8 mm
- (678-014) - Ø 6,3 mm

Cod. 4I 33539

Cod. 4I 33540

€ 17,90*

€ 17,90*



RIMUOVI ATTACCHI KRUGG

In acciaio inox, con punte larghe
per anteriori

- **Diritta** **Cod. 14 10505** **€ 61,10***


RIMUOVI ATTACCHI ORTHO ORGANIZER

In acciaio inox con punte larghe
per anteriori

- **Diritta** **Cod. 41 33881** **€ 122,30***


RIMUOVI ATTACCHI ORTHO ORGANIZER

In acciaio inox con punte larghe
per posteriori

- **Curva, angolata a 45°** **Cod. 41 33882** **€ 122,30***


RIMUOVI ATTACCHI ORTHO ORGANIZER

In acciaio inox autoclavabile con battuta in teflon e lama
in tungsteno intercambiabili,
per anteriori e posteriori.

Ricambi:

- **1 lama in tungsteno** **Cod. 41 31872** **€ 20,50***
- **Piattello in teflon Ø mm 4,7 - 3 pz.** **Cod. 41 33952** **€ 17,20***



3 BECCHI KRUGG

In acciaio inox, per fili duri (max Ø .036") **Cod. 14 37330** € **61,10***



3 BECCHI HU-FRIEDY (678-302)

In acciaio inox, per fili duri (max .030") **Cod. 41 33542** € **166,80***



NANCE KRUGG


Per realizzare ganci di Adams, piega fili fino a Ø 0.28" (mm 0,7) **Cod. 13 25320** € **37,60***



PINZA DI ROSE ORTHO ORGANIZER per torque selettivo

Pinza realizzata per inserire il torque in una specifica sezione dell'arco (per esempio sul singolo dente) senza applicare distorsioni nelle altri sezioni dell'arco. E' indispensabile l'utilizzo della chiave per applicare il torque in ogni singola sezione.

Pinza completa di chiave per fili .018x.022 **Cod. 41 34457** € **122,30***



PINZA PER STOP ORTHO ORGANIZER

Pinza per realizzare stop a "V" sull'arco, anche direttamente nel cavo orale **Cod. 41 34403** € **122,30***



PINZA HILGERS ORTHO ORGANIZER

Pinza a testa di martello per pieghe intraorali a baionetta destre e sinistre .75 mm, max. fili .019x.025 **Cod. 41 34458** € **122,30***



PINZA HILGERS HU-FRIEDY (678-327)

Pinza a testa di martello per pieghe intraorali a baionetta .75 mm, max fili .025" NI-TI Bender **Cod. 41 34459** € **166,80***



HALLOW-CHOP

ORTHO ORGANIZER: Con punta concavo/convessa per formare archi, per fili max. .022"x.028" **Cod. 41 33886** € **122,30***

HU-FRIEDY (678-310): Con punta concavo/convessa per formare archi, per fili di tutte le misure **Cod. 41 33545** € **166,80***


PINZA MC KELLOPS KRUGG

Concavo/convessa **Cod. 13 25330** € **42,30***


OPTICAL KRUGG

Con punta concavo-convessa per realizzare anse uniformi **Cod. 14 49270** € **61,10***


PINZA PER ARCHI HU-FRIEDY (678-309)

Pinza per archi linguali e palatini, indicata per realizzare doppie e triple pieghe sulla parte terminale degli archi per l'inserimento nei tubi linguali.
Per fili Ø .030" e Ø .036" **Cod. 41 33544** € **166,80***


PINZA DI YOUNG KRUGG

Ideale per modellare anse su trazioni extraorali lip bumper, piega fili max Ø 1,1 mm **Cod. 14 37310** € **61,10***


PINZE UNIVERSALI KRUGG

In acciaio inox, per fili max Ø 1 mm; lunghezza cm 17 **Cod. 13 25290** € **42,30***

In acciaio inox con punte riportate al tungsteno, per fili max Ø 1 mm; lunghezza cm 15, **Cod. 10 16771** € **81,10***


PINZA PER ELASTICI ORTHO ORGANIZER


Con punte angolate per elastici separatori **Cod. 41 33885** € **122,30***



FORMA BOTTONI BART MEDICAL

Pinza in acciaio inox, caratterizzata dalla punta circolare di dimensioni generose, con la quale si possono formare i cilindri e successivamente creare i bottoni con la pinza taglia bottoni. Consigliamo di scaldare la pinza con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale.


Lunghezza totale 13 cm **Cod. 4131252** € **142,80***



TAGLIA BOTTONI BART MEDICAL

Pinza in acciaio inox che permette di formare dei bottoni sulla mascherina, dopo aver creato i cilindri con la pinza forma bottoni, per ottimizzare la ritenzione di eventuali ausiliari. Consigliamo di scaldare la pinza con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale.


Lunghezza totale 13 cm **Cod. 41 31253** € **142,80***



PER ATTIVAZIONI BART MEDICAL con punta sottile

Pinza in acciaio inox che permette di creare attivazioni per il controllo di rotazioni, asse, traslazioni, ecc. La punta, molto sottile, permette attivazioni di circa 1 mm. Consigliamo di scaldare la pinza con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale.


Lunghezza totale 13,5 cm. **Cod. 41 31255** € **142,80***



PER ATTIVAZIONI BART MEDICAL con punta standard

Pinza in acciaio inox con punta sottile e allungata che permette di creare degli uncini per l'utilizzo di trazioni elastiche oppure può essere usata per attivazioni importanti. Consigliamo di scaldare la pinza con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale.

Lunghezza totale 13,5 cm. **Cod. 41 31254** € **142,80***



FORBICI BART MEDICAL

Forbice a punta curva in acciaio inox. La lama seghettata su un lato offre una capacità di taglio non scivolosa.

Lunghezza totale 11,5 cm.

• **Diritta** **Cod. 41 31257** € **18,40***

• **Curva** **Cod. 41 31256** € **18,40***



KRUGG

Tronchese per legature,
per fili non temperati max Ø .014"

Cod. 14 37340
€ 61,10*

ORTHO ORGANIZER

Tronchese per pins e legature,
per fili non temperati max Ø .015",
angolato 7°

Cod. 41 33887
€ 122,30*

ORTHO ORGANIZER

Tronchese per pins, legature ed elastici, con punte sottili levigate al diamante,
per fili non temperati max Ø .015",
angolato 15°

Cod. 41 33888
€ 122,30*

ORTHO ORGANIZER

Micro-tronchese per legature ed elastici, con punte particolarmente sottili
e vite da stop per evitare il danneggiamento
delle lame durante le operazioni di taglio;
per fili non temperati max Ø .012"

Cod. 41 33889
€ 122,30*

HU-FRIEDY (678-105)

Tronchese per pins e legature,
con punte riportate al tungsteno;
per fili non temperati max Ø .015"

Cod. 41 33498
€ 185,10*

HU FRIEDY (678-106)

Tronchese per mini-pins e legature, con punte di piccole dimensioni
riportate al tungsteno;
per fili non temperati max Ø .012"

Cod. 41 33499
€ 185,10*


ORTHO ORGANIZER

Tronchese per fili pesanti, con punte diritte riportate al tungsteno; taglia fili max .022"x .028"

Cod. 4I 33865
€ 122,30*

ORTHO ORGANIZER

Tronchese per fili pesanti, con punte riportate al tungsteno, angolate a 15°; taglia fili max .022"x .028"

Cod. 4I 34406
€ 122,30*

HU-FRIEDY (678-104)

Tronchese per fili pesanti, con punte diritte riportate al tungsteno; taglia fili max .022"x .028"

Cod. 4I 33497
€ 185,10*

HU-FRIEDY (678-103)

Tronchese per fili pesanti, con punte angolate a 15° riportate al tungsteno; taglia fili max .022"x .028"

Cod. 4I 33496
€ 185,10*

MAUN DENTAURUM (044-177)

Tronchese angolato per fili duri max Ø .051" (mm 1,3)

Cod. 14 29040
€ 44,50**


ORTHO ORGANIZER

Tronchese con punte riportate al tungsteno levigate al diamante; per fili max .022"x.028"

Cod. 4I 33890

€ 122,30*



ORTHO ORGANIZER - Lunga

Tronchese con punte di piccole dimensioni riportate al tungsteno e levigate al diamante, manici lunghi per accedere alle zone posteriori del cavo orale; per fili max .022"x.028"

Cod. 4I 33891

€ 122,30*




HU-FRIEDY (678-101)

Tronchese distale universale, con punte riportate al tungsteno; per fili max .021"x.025"

Cod. 4I 33494

€ 185,10*



TRONCHESE MICRO HU-FRIEDY (678-109)

Tronchese micro-mini con punte angolate a 15° e riportate al tungsteno; per legature e fili max .012".

E caratterizzato da un profilo sottile per facilitare il lavoro nelle zone di difficile accesso

Cod. 4I 34553

€ 185,10*




HU-FRIEDY (678-101L)

Tronchese distale universale, con punte piccole riportate al tungsteno e manici lunghi per accedere alle zone posteriori del cavo orale. Con ritenzione di sicurezza, l'estremità distale del filo dopo il taglio, viene trattenuta dalla pinza.

Per fili max .021"x.025"

Cod. 4I 33495

€ 185,10*



PINZETTA PER ATTACCHI

In acciaio inox, per posizionare attacchi, con punte diritte.

- Diritta
- Curva

Cod. 14 10510

€ 16,20*

Cod. 4I 30247

€ 21,90*



PORTA AGHI MATHIEU KRUGG

Porta aghi diritto (14 cm)
Cod. 10 30657

€ 42,30*



PORTA AGHI SMAHA KRUGG

Porta aghi diritto (14 cm)
Cod. 10 13727

€ 42,30*



Porta aghi curvo (14 cm)
Cod. 10 13728

€ 42,30*

PINZETTE MOSQUITO KRUGG

Pinzetta diritta (12 cm)
Cod. 10 16860

€ 20,90*



Pinzetta curva (12 cm)
Cod. 10 16850

€ 20,90*

PINZETTE KELLY KRUGG

Pinzetta diritta (14 cm)
Cod. 10 37670

€ 20,90*



Pinzetta curva (14 cm)
Cod. 10 37680

€ 20,90*

STRUMENTI DI UTILITÀ


In acciaio inox, dotati di un'estremità zigrinata per adattare le bande e una tagliente per rimuovere eccessi di cemento o composito.

KRUGG

Cod. 14 10511 € 11,90

DENTAURUM (027-349)

Cod. 14 28870 € 24,50



DIREZIONATORI DI LEGATURE

Direzionatori di fili e legature a 2 punte, una diritta e l'altra curva. Particolarmente indicati per il posizionamento dei fili negli slot.

KRUGG - In acciaio inox

Cod. 14 10512 € 11,90

LM (414-415)

Pressalegatura in acciaio inox, con manico rivestito

Cod. 41 33947 manico **ErgoNorm** € 26,00*

HU-FRIEDY (FE/LD)

In acciaio inox, con una estremità a specchio e l'altra a incavo.

Cod. 41 33949 € 43,90



CESOIA TAGLIAGESSO

Per sgrossare modelli prima della squadratura

Cod. 13 25360 € 23,50**




SPINGIBANDE IN ACCIAIO MEDESY

Spingibande da laboratorio.

Con punta zigrinata di estrema precisione. Indicato per l'utilizzo sui modelli.

Spingibande **Cod. 41 31484 € 25,40***




SPINGIBANDE IN PLASTICA KRUGG

Realizzato in materiale plastico, presenta un puntale metallico di forma triangolare, zigrinato in superficie, che permette di esercitare una corretta azione meccanica per l'inserimento e l'adattamento della banda alla corona dentale.

Spingibande sterilizzabile, fino a 120°C

Colore verde **Cod. 41 32326 € 20,50***


Colore blu **Cod. 41 32324 € 20,50***



PIEGA FILI DISTALE

Strumento doppio in acciaio inox con estremità forata Ø .018"/Ø .030"

Piega fili **Cod. 41 34045 € 26,50**



OYSTER CAP OPENER GESTENCO

Doppio strumento progettato appositamente da un lato per aprire gli attacchi Self-Ligating, dall'altro con scala millimetrata, come direzionatore di filo.

Strumento inox **Cod. 41 32002 € 44,90***



LEGATURA ON-OFF SL LM (414-17CLXSI)

L'estremità esplorativa dello strumento può essere utilizzata sia per l'applicazione che per la rimozione delle legature. L'estremità biforcuta è adatta per accompagnare un anello di legatura.

Cod. 10 37033 manico ErgoMax € 29,10*



MISURATORE A STELLA CON MINA new

Facile da utilizzare, permette di segnare (con mina) la posizione corretta dei brackets sia sul modello che direttamente nel cavo orale

Cod. 41 31259 € **119,00***



MISURATORE A CROCE
ORTHO ORGANIZER

Permette un facile rilevamento della distanza tra lo slot ed il margine incisale del dente.
Con 4 punte ad altezze variabili (3,5-4-4,5-5 mm).

Cod. 41 31478 € **43,80***



MANICO SPECCHIETTO CON SCALA
MILLIMETRATA LM (25-26 XSI)

Bausch-Verbiest - Manico in gomma antiscivolo: un lato con scala millimetrata (lunghezza totale mm 25), in acciaio inox, per la misurazione dell'overjet sagittale e dell'overbite verticale, dall'altro lato per l'inserzione dello specchietto.

Cod. 41 33950 manico ErgoMax € **38,30***



CALIBRO ORTHO ORGANIZER

Per misurare diametri e spazi interdentali.
Lunghezza 14 cm

Cod. 41 31479 € **71,90***



PORTAPINZE IN PLEXIGLASS

A triangolo per max 10 pinze, da tavolo, in plexiglass trasparente (spessore mm 10), con estremità bloccapinza, ad inserzione verticale; le pinze vengono posizionate verticalmente con le punte rivolte verso l'alto.

Misura mm 158x110x120 h

Cod. 41 33549 € **31,50***



VITI HYRAX II AD ESPANSIONE RAPIDA DENTAURUM

Viti secondo Biedermann - Indicate per l'apertura della sutura palatina; i bracci ritentivi saldati al laser vengono a loro volta saldati alle bande, evitando l'uso di resine acriliche.

Con chiavetta di sicurezza.


Art. 602-801-10 - bracci piegati	Codice	
Espansione ◀ 7 mm ▶ (○ 0,8 mm) - 1 pz.	41 33433	€ 22,50
Art. 602-808-10 new - bracci diritti	Codice	
Espansione ◀ 10 mm ▶ (○ 0,8 mm) - 1 pz.	41 30196	€ 22,50
Art. 602-811-10 new - bracci diritti	Codice	
Espansione ◀ 12 mm ▶ (○ 0,8 mm) - 1 pz.	41 30198	€ 22,50
Art. 602-812-10 new - bracci piegati	Codice	
Espansione ◀ 12 mm ▶ (○ 0,8 mm) - 1 pz.	41 30201	€ 22,50



DISGIUNTORE RAPIDO LEONE

In acciaio inossidabile perfettamente rifinito e arrotondato con indicazione dell'espansione massima in millimetri marcata con laser sul disgiuntore stesso.

Confezione da 1 pz.		€ 23,90
Art. A0620-08 Espansione ◀ 8 mm ▶ (○ 0,8 mm)	Codice	
	41 33957	
Art. A0620-09 Espansione ◀ 9 mm ▶ (○ 0,8 mm)	Codice	
	41 33958	
Art. A0620-11 Espansione ◀ 11 mm ▶ (○ 0,8 mm)	Codice	
	41 33959	



TUBI LINGUALI

Tubi linguali ad inserzione orizzontale, da saldare alle bande, per l'impiego di Quad-Helix, barre di Gosgarian e altri dispositivi removibili.

Confezione da 10 pz.

	Codice	
Tubo linguale con gancio dx.	41 34447	€ 79,90
Tubo linguale con gancio sx.	41 34448	€ 79,90



ATTACCO 3D WILSON RMO

I tubi 3D ad inserzione verticale consentono il massimo controllo sugli elementi a cui sono applicati. Da puntare alle bande.

Confezione da 10 pz.

	Codice	
(RMO A-4315) Senza gancio	41 32347	€ 58,90



VITI AD ESPANSIONE PLURISSETTORIALE DENTAURUM

Viti secondo Bertoni

Art. 602-605 Con 3 bracci indipendenti e perni guida a sezione quadrata.

Espansione ◀4 mm▶ (∅ 0,35 mm)

Confezione da 1 pz.

Codice

14 26430

€ 27,90

Art. 602-606 Combinazione di viti ad espansione trasversale e

sagittale con perni guida a sezione quadrata

Espansione ◀4 mm▶ (∅ 0,35 mm)

Confezione da 1 pz.

Codice

14 26440

€ 19,90



VITI AD ESPANSIONE STANDARD DENTAURUM

new

In acciaio inox, tipo scheletrico, corpo munito di fori trasversali per un' ottima ritenzione nella resina, blocco di fine corsa al raggiungimento dell'espansione massima. Con chiavetta standard diritta, piccola

Art. 600-300-30 - Vite standard S per distalzzazioni ed espansioni trasversali dell'arcata

inferiore, nonché per palati particolarmente stretti

Espansione ◀6,5 mm▶ (∅ 0,7 mm)

Confezione da 10 pz.

Codice

41 30132

€ 37,90

Art. 600-301-30 - Vite standard M per espansioni trasversali e distalzzazioni del palato e dell'arcata inferiore.

Espansione ◀7,5 mm▶ (∅ 0,8 mm)

Confezione da 10 pz.

Codice

41 30133

€ 37,90

Art. 600-302-30 - Vite standard L per espansioni trasversali del palato

Espansione ◀7,5 mm▶ (∅ 0,8 mm)

Confezione da 10 pz.

Codice

41 30134

€ 37,90



VITE AD ESPANSIONE STANDARD MAXI DENTAURUM

Completamente in acciaio inox indicata per espansioni trasversali del palato e per la realizzazione di apparecchi ortodontici bimascellari.

Confezione da 10 pz.

Art. 600-3033 Espansione ◀11 mm▶ (∅ 0,8 mm)

Codice

14 19135

€ 37,90



CHIAVE PER ESPANSORI/DISGIUNTORI

Art. 100 - 0009 - Chiave per disgiuntori - 1 pz.

Codice

41 31562

€ 6,90



VITI MULTI SETTORE MINIATURIZZATE FORESTADENT

Viti Bertoni anatomiche in acciaio V2A

Combinata trasversali e di protrusione; non necessitano di inceratura.

Art. 165 - 1312

Per placche a 3 vie con 3 viti che lavorano in modo indipendente tra loro; ogni settore della placca può essere attivato singolarmente.

Espansione ▲3 mm (○0,4 mm) - ◀3 mm 3 ▶ (○0,4 mm) Dimensione ◀13 mm ▶

Confezione da 5 pz.

Codice
41 34053 € **169,90**



VITI AD ESPANSIONE FORESTADENT

In acciaio inossidabile universal V2A

Con doppia guida, per il mascellare superiore ed inferiore; garantiscono una stabilità perfetta contro la torsione. L'ancoraggio è assicurato anche quando la vite è aperta.

Art. 100 - 2000

Uso universale (per mascellari superiori ed inferiori), per espansioni trasversali e distali. Espansione ◀7 mm ▶ (○0,8 mm) - ritenzione circolare 2

Confezione da 10 pz.

Codice
41 31542 € **56,90**



Art. 130 - 2000

Per mascellari superiori ed inferiori, indicati anche come viti di un solo settore. Espansione ◀5 mm ▶ (○0,7 mm) - ritenzione circolare 2

Confezione da 10 pz.

Codice
41 31543 € **56,90**



Art. 150 - 2000 - Per placche superiori ed adattatori.

Espansione ◀7 mm ▶ (○0,8 mm) - ritenzione circolare 2

Confezione da 10 pz.

Codice
41 31544 € **56,90**

VITI PER LA DISGIUNZIONE FORESTADENT

Viti di disgiunzione della sutura palatale secondo Dr. Elbel

Art. 167 - 1323

Lunghezza del corpo di 13 mm - Espansione massima ◀10 mm ▶ (○0,8)

Confezione da 5 pz.

Codice
41 34055 € **149,00**


Art. 167 - 1326

Con le stesse caratteristiche dell'art. 167-1323, ma con **braccia inclinate**

Espansione massima ◀10 mm ▶ (○0,8)

Confezione da 5 pz.

Codice
41 34056 € **135,00**



ANATOMICO FORESTADENT

Espansore rapido con minimo ingombro; il design ergonomico ne permette il posizionamento molto vicino alla sutura palatina. Espansione massima ◀10 mm ▶

Art. A167 - 1326 - Confezione da 5 pz.

Codice
41 34057 € **125,00**




SALDATURA IN BACCHETTA ORTHO ORGANIZER

In lega a base di argento a basso punto di fusione, circa 600°C sottoforma di bacchette del Ø .028 (0,71 mm), lunghezza 25 cm.

Confezione da 10 bacchette (10 g ca.)

Codice
41 33897 € **39,50****



SALDATURA UNIVERSALE PD

Bacchette cave, con Ø 1 mm e lunghe 15 cm; contengono all'interno uno speciale flux adatte ad ogni tipo di metallo. Punto di fusione 600°C.

Confezione da 12 bacchette (7 g ca.)
Colore **argento**

Codice
13 26090 € **57,50****



FILI IN ACCIAIO REMANIUM DENTAURUM

Fili in acciaio a base di nichel-cromo; si distinguono per la loro assoluta inalterabilità, resistenza ed elasticità. Matassa da laboratorio, a sezione tonda nel tipo elastico.

521-040	523-050	523-060	523-070	523-080	523-090	523-100	523-110	523-120
Ø 0,40 mm .016"	Ø 0,50 mm .020"	Ø 0,60 mm .024"	Ø 0,70 mm .028"	Ø 0,80 mm .032"	Ø 0,90 mm .036"	Ø 1,0 mm .040"	Ø 1,10 mm .043"	Ø 1,20 mm .047"
30 g	50 m	40 m	30 m	20 m	10 m	10 m	10 m	10 m
14 12893	14 13002	14 13003	13 25870	13 25880	13 25890	13 25900	30 10106	30 10107
€ 20,90**	€ 20,90**	€ 21,90**	€ 21,90**					




CERA OCCLUSALE PREFORMATA HENRY SCHEIN

Ideale per la registrazione dei rapporti intermassellari, sia in relazione centrica che in occlusione centrica

- **ROSA** 2 mm - 24 pz. (g 150)
- **BLU** 4 mm, con separatore in alluminio -10 pz. (g 130)

Codice
09 15590 € **10,10***
09 15990 € **18,30***



PLATEWAX ORTOSMAIL

Cera morbida in placche di colore giallo, con supporto metallico, per la rilevazione della occlusione centrica. Spessore 3,4 mm, punto di fusione 60° C.

Confezione da 24 pz.

- Per **adulto**
- Per **bambino**

Codice
41 31529 € **36,60***
41 31530 € **31,10***



BITE WAX PRODONT-HOLLIGER new

Cera preformata a U, adatta all'arcata dentale, aromatizzata, elastica e facilmente modellabile con acqua tiepida. La cera aromatizzata previene i riflessi della nausea durante la registrazione occlusale.

Confezione da 50 pz.

- Aroma **fruttato**
- Aroma **bubble gum**

Codice
02 44847 € **26,50***
02 44848 € **26,50***



ERKOFORM 3D + ERKODENT

Termoformatrice digitale con vuoto senza l'ausilio di aria compressa, con controllo della temperatura senza contatto per il rilevamento preciso della temperatura effettiva del materiale di termoformazione. Non occorre preriscaldamento, pretensionamento: la formatura è a movimento verticale per uno spessore uniforme dei dischi. 3D Touchpanel è il programma che contiene i dati di tutti i materiali di termoformazione Erkodent, con indicazioni sul processo di formatura e segnalazione delle singole fasi operative con possibilità di selezionare materiali e spessore desiderato. Possibilità di montaggio dell'occlusore Occluform 3. Utilizzabile con dischi termoplastici con spessore fino a mm 5.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI			
• Alimentazione	230V- 50 Hz	• Vuoto max	0,8 bar
• Potenza	340 W	• Dimensioni (LxPxH)	cm 35x37x31.5
		• Peso	kg 11.9

Confezione contenente: piastra portamodelli e granulato in acciaio magnetico

Cod. 30 07700 **Prezzo a richiesta**



B FORM SILENT BART MEDICAL

Termoformatrice manuale con pompa per il vuoto, potente e silenziosa e pozzetto di perline molto ampio grazie al quale è possibile effettuare la termoformazione a modelli in gesso che presentano sottosquadri. La resistenza ad infrarossi al quarzo evita il preriscaldamento ed il calore viene irraggiato uniformemente in direzione del foglio da scaldare. Spazio sufficiente per modelli alti con accessibilità al modello durante la fase di riscaldamento. Utilizzabile con ogni tipo di fogli termoplastici: quadrati cm 12,5x12,5 e tondi Ø cm 12 e 12,5 con spessore fino a mm 5.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI			
• Alimentazione	230V- 50 Hz	• Standby automatico	dopo 10 minuti
• Potenza	325 W	• Dimensioni (LxPxH)	cm 24x28x33
		• Peso	kg 5.5

Confezione contenente: piastra forata in alluminio e sfere inox per pozzetto

Cod. 30 08505 **Prezzo a richiesta**



BIOPLAST SCHEU-DENTAL

Disco morbido in materiale trasparente, non aderisce alle resine. Per parodonti professionali per atleti, posizionatori notturni, duplicazione di modelli.

Confezione da 10 dischi Ø cm 12,5

	Codice	
• Spessore mm 1,5	41 31952	€ 20,50**
• Spessore mm 2	41 31953	€ 23,90**
• Spessore mm 3	41 31954	€ 29,90**
• Spessore mm 3 in 10 colori assortiti	30 00030	€ 30,50**



DURAN SCHEU-DENTAL

In materiale duro-elastico compatibile con le resine acriliche. Per slint periodontali, protezioni notturne, retainers invisibili, docce ortodontiche e di ritenzione, mascherine per sbiancamento.

Confezione da 10 dischi Ø cm 12,5

	Codice	
• Spessore mm 0,5	30 07608	€ 13,50**
• Spessore mm 0,75	30 07607	€ 15,50**
• Spessore mm 1,0	30 00027	€ 17,90**
• Spessore mm 1,5	30 00028	€ 19,90**
• Spessore mm 2,0	30 00029	€ 23,90**



THERMO SPLINT HENRY SCHEIN

Dischi termoplastici in materiale **trasparente duro**, elastico, indicati per lo stampaggio di placche linguali di splintaggio, splint di contenzione e di protezione. Compatibili con le resine acriliche.

Confezione da 10 dischi Ø cm 12

	Codice	
• Spessore mm 0,5	30 04894	€ 8,50**
• Spessore mm 0,75	30 04895	€ 10,50**
• Spessore mm 1	30 04896	€ 13,90**
• Spessore mm 1,5	30 04897	€ 15,50**
• Spessore mm 2	30 04898	€ 17,90**



THERMO GUARD HENRY SCHEIN

Dischi termoplastici in materiale **trasparente soffice**, elastico, indicati per la realizzazione di docce di protezione per sportivi, placche notturne di protezione, stampi per duplicazione, splintaggi di bracket. Il materiale non è compatibile con le resine acriliche.

Confezione da 10 dischi Ø cm 12

	Codice	
• Spessore mm 1	30 04899	€ 13,90**
• Spessore mm 1,5	30 04900	€ 14,50**
• Spessore mm 2	30 04901	€ 17,90**
• Spessore mm 3	30 04902	€ 21,90**
• Spessore mm 4	30 04903	€ 29,90**



ERKOFLEX ERKODENT

Disco **EVA trasparente**, elastico e flessibile, per docce di trasferimento brackets, strato di base per protezioni dentali Playsafe, posizionatori, duplicazione di modelli, strato di copertura per protezioni dentali Playsafe.

	Codice	
• Spessore mm 1 - 20 dischi	30 05328	€ 28,50**
• Spessore mm 1,5 - 10 dischi	30 05329	€ 19,50**
• Spessore mm 2 - 10 dischi	30 05331	€ 26,50**
• Spessore mm 3 - 10 dischi	30 05332	€ 34,50**
• Spessore mm 4 - 10 dischi	30 05333	€ 42,50**



ERKODUR ERKODENT

Si unisce alle resine acriliche; per docce Miniplast, docce per bruxismo di foratura, orientamento e misura, bite occlusali, impacchi parodontali.

Erkodur trasparente chiaro

	Codice	
• Spessore mm 1 - 20 dischi	30 05334	€ 36,50**
• Spessore mm 1,5 - 10 dischi	30 05335	€ 25,50**
• Spessore mm 2 - 10 dischi	30 05336	€ 31,90**



ERKOLOC-PRO ERKODENT

Doppio strato duro/morbido (1 mm); bite occlusali e docce Miniplast confortevoli, protezione antirussamento, placche di ritenzione con azione correttiva.

	Codice	
• Spessore mm 1 - 20 dischi	30 06533	€ 70,90**
• Spessore mm 1,5 - 10 dischi	30 05337	€ 40,90**
• Spessore mm 2 - 10 dischi	30 05338	€ 49,50**



CARTELLA ORTODONTICA

ORTOSMAIL®

Per un'archiviazione ergonomica delle analisi di studio

In cartoncino con 6 facciate; la capiente tasca interna può contenere radiografie (ortopantomografie e teleradiografie max cm 24x30), fogli di diapositive e tracciati (descrizione completa a lato).

Confezione da 10 cartelle
Cod. 41 31935 € 24,50 *

Cartella chiusa
Dimensioni cm 25x31

Tasca interna

The form is divided into several functional areas:

- Top Section:** Patient identification (Cognome, Nome, Indirizzo, Via, Tel., Professione del padre, Indirizzo del padre, Indirizzo corrente, Recettore economico).
- Diagnosis Section:** Diagnosi dentale, Sviluppo e crescita, Grado di collaborazione richiesta, Interventi collaterali alla terapia, Piano di trattamento discusso.
- Analysis Section:** A large table for 'ANALISI ORTODONTICA' with columns for 'Valore', 'Standard', 'Deviaz.', 'I', 'M', 'D', 'Filo cura', and 'Controllo'. Below this is a section for 'Strutture dentali con un paio di foto' with diagrams of teeth.
- Internal Pocket:** A large area labeled 'Pacchetto costi' containing a table for 'Costi' and 'Importo' with columns for 'Data', 'N° Fattura', and 'Importo'. It also includes a 'Nota' field and a disclaimer: 'Nonostante il parere contrario del medico curante, assumendomi ogni responsabilità, decido di sospendere in data odierna il trattamento ortodontico.'

Cartella aperta - parte interna

The open form reveals the following sections:


- Measurement Scale:** A scale from 16 to 35 for 'Misura arcata'.
- Treatment Progress Table:** A table with columns for 'Data', 'Esercizi', 'TED', 'Prestitazioni eseguite', and 'Da eseguire'.
- External Form Sections:** Identical to the closed form, including patient data, diagnosis, analysis table, and cost breakdown.

Cartella aperta - parte esterna

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg

CARTELLA ORTODONTICA ORTOSMAIL

In cartoncino, a 6 facciate, all'interno una capiente tasca può contenere sia radiografie (ortopantomografie e telera-diografie max cm 24x30), sia fogli di diapositive e tracciati. La **prima facciata** è dedicata alla raccolta dei dati anamnestici; gli altri spazi presenti in questa pagina sono stati organizzati per permettere al medico di avere, in modo rapido e sintetico, un quadro generale del paziente. Sono infatti raccolti dati riguardanti diagnosi, prognosi, tipo di terapia e di apparecchiature utilizzate, durata della terapia, schema dentale ed eventuali richieste di estrazioni. Delle **pagine interne**, due sono dedicate alla raccolta dei dati ricavati dall'esame obiettivo: si passa dall'esame extraorale (riguardante tipologia facciale, profilo, naso, labbra), a quello intraorale (con particolare attenzione allo stato di igiene, alle gengive, alla lingua ed ai rapporti dentali); si è posta particolare attenzione alle eventuali abitudini, alla funzionalità dell'ATM, alla sua patologia, se presente, ed alla postura. Inoltre, troverete uno spazio dedicato alla raccolta dei dati forniti dall'analisi cefalometrica ed uno schema nel quale evidenziare gli spostamenti dentali ed ortopedici necessari per la risoluzione della patologia. Nelle rimanenti pagine si trova il diario clinico, con possibilità di segnare posizione degli elastici da utilizzare, tipo di TEO e prestazioni eseguite. Un'**ultima pagina** raccoglie i dati di tipo amministrativo. Dimensioni cartella chiusa cm 25 x h 31



cartella chiusa



cartella aperta - parte interna



cartella aperta - parte esterna

Confezione da 10 cartelle

Codice
41 31935 € 24,50*

**BIGLIETTI PER APPUNTAMENTO
KRUGG**

Realizzati in cartoncino pesante (300 g/m2) formato "carta di credito". Un lato del biglietto è stampato per riportare le date degli appuntamenti, l'altro neutro per apporre il timbro dello studio.

Confezioni da 100 pezzi

€ 13,50*

Verde Mela
99 21025

Giallo
99 21024

Celeste
99 21026

Arancione
99 36518




* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg



GONIOMETRO ORTHO ORGANIZERS per cefalometria

Pratico strumento per la rilevazione e misurazione di tutti gli angoli e piani presenti in un tracciato.

Codice
41 31571 € 33,50*



FOGLI IN ACETATO per tracciati

Semi-trasparenti, con un lato lucido da utilizzare con pennarello indelebile ed un lato satinato da utilizzare con la matita; per tracciati cefalometrici. Formato cm 20x25.

Confezione da 100 fogli **Codice**
41 31540 € 35,90*




SPECCHI PER FOTOGRAFIA INTRAORALE

Specchi intraorali in Optifloat Cromato progettati e costruiti per eliminare riflessi e doppie immagini e per garantire una trasmissione fedele dell'oggetto da fotografare. Tali caratteristiche sono rese possibili grazie ad un rivestimento di cromo solido su vetro trasparente il cui spessore è di 3 mm. Autoclavabili a 135°C per 10 minuti.

Confezione da 1 specchio **Codice** € 40,70*


- A** - Specchio laterale stretto 99 13584
- B** - Specchio laterale largo 99 29949
- C** - Specchio occlusale per adulti 99 13582
- D** - Specchio occlusale per bambino 99 13583
- E** - Specchio abbassa lingua stretto 99 13585
- F** - Specchio abbassa lingua largo 99 29950



CASSETTA PORTASPECCHI

In acciaio inox con bordi arrotondati e divisori in silicone, ideale per stoccare, pulire in ultrasuoni e sterilizzare in autoclave specchi ed accessori per fotografia intraorale. Munita di barra autobloccante e rimovibile, può contenere 4 specchi e 2 divaricatori labiali.

Misura cm 29x18,3x h 3,7 (vuota) **Codice**
11 32808 € 84,20*





SPAZZOLINI MANUALI PER BAMBINI
SPAZZOLINI HENRY SCHEIN

Spazzolini per bambini con setole soft, testina piccola in morbida gomma e impugnatura anatomica che facilitare la presa dello spazzolino.




- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| • BABY (0-4 anni) - 12 pz. | Cod. 08 41757 | € 18,50* |
| • CHILD (4-8 anni) - 12 pz. | Cod. 08 41758 | € 18,50* |
| • YOUTH (8-11 anni) - 12 pz. | Cod. 08 41759 | € 18,50* |


CURAPROX SMART ULTRA SOFT CURASEPT

Spazzolino con testina di dimensioni ridotte, manico ergonomico più corto e 7600 setole che puliscono delicatamente e a fondo preservando la bocca da traumi da spazzolamento poco esperto. Ideale per i bambini sopra i 5 anni, ragazzi e adulti con bocca piccola.

- | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|
| Confezione da 6 pz. | Cod. 08 41730 | € 27,20* |
|----------------------------|----------------------|-----------------|


STAGE ORAL-B

Testina stretta e morbida con setole soft PowerTip scalari. Impugnatura anatomica in morbida gomma.

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| • STAGES 2 (2-4 anni) - 12 pz. | Cod. 08 34336 | € 29,70* |
| • STAGES 3 (5-7 anni) - 12 pz. | Cod. 08 34337 | € 29,70* |


MINIONS COLGATE

2-6 anni: Spazzolino extra morbido studiato per i bambini di età compresa tra i 2-6 anni, che hanno tutti gli incisivi e stanno sviluppando i molari.

6+ anni: Spazzolino morbido studiato per i bambini di età superiore ai 6 anni, che hanno iniziato a sviluppare anche i denti degli adulti.

- | | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Confezione mista da 12 pz. (6+6) | Cod. 08 43195 | € 25,00* |
|---|----------------------|-----------------|


ELMEX JUNIOR 6-12 ANNI COLGATE

Setole centrali più lunghe disposte ad "X" per una pulizia accurata anche negli spazi interdentali.

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Confezione da 12 pz. | Cod. 08 40009 | € 27,50* |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|


SPAZZOLINI GUM SUNSTAR

Testina ricoperta in morbida gomma per la protezione di denti e gengive. Setole morbide per una delicata rimozione della placca. manico ergonomico con morbida impugnatura per una presa corretta e sicura.

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Confezione da 12 pz. | | |
| • KIDS (3-6 anni) | Cod. 08 42250 | € 31,50* |
| • JUNIOR (7-9 anni) | Cod. 08 42251 | € 31,50* |
| • TEENS (+10 anni) | Cod. 08 42252 | € 31,50* |


KIT BIMBI JUNIOR GUM SUNSTAR

Spazzolino Junior Monster 902 (7-9 anni), dentifricio GUM Junior 12 ml (7+ anni), collutorio Gum Junior 30 ml (7+anni), compresse rivelatrici placca, manuale di igiene orale per ragazzi.

- | | | |
|------------------|----------------------|----------------|
| I Bustina | Cod. 08 42255 | € 7,50* |
|------------------|----------------------|----------------|




SPAZZOLINI MANUALI ORTODONTICI
ORTHO BRUSH ORAL-B

4 file setole **medie** con setole centrali a "V", manico lungo e stretto per raggiungere i denti posteriori e impugnatura ergonomica rivestita in gomma

Confezione da **12 pz.**

Cod. 08 65510

€ 49,30*


CURAPROX 5460 ORTHO CURASEPT

Spazzolino con testina compatta con speciali **morbidissime setole** in Curen®: il loro profilo a V è stato studiato per una migliore igiene orale nei soggetti portatori di apparecchi ortodontici.

Confezione da **6 pz.**

Cod. 08 41729

€ 27,20*


ORTHO BRUSH CHILD PARO

Testina piccola e **setole morbide** con taglio a "V" per una pulizia profonda dei denti ed intorno agli apparecchi ortodontici.

Confezione da **12 pz.**

Cod. 08 40010

€ 35,60*


IMPLANT/ORTHODONTIC BRUSH TEPE

Un collo lungo e stretto con una testina estremamente sottile e setole soffici disposte su due file per una migliore pulizia degli impianti e tra gli attacchi ortodontici. Il collo della testina si può piegare riscaldando in acqua calda.

Confezione da **12 pz.**

Cod. 08 33967

€ 34,20*


ORTODONTICO 124 GUM SUNSTAR

Setole soft disposte a V rendono più agevole la pulizia intorno agli apparecchi ortodontici.

Confezione da **12 pz.**

Cod. 08 18514

€ 27,30*


KIT ORTODONZIA GUM SUNSTAR

Spazzolino ortodontico 124 con coprisetole, monociuffo 308, dentifricio Ortho 12 ml, collutorio Ortho 30 ml, cera ortodontica, scovolino Trav-Ler 1414, I Aftaclear gel, I Soft Pick Advances, 5 fili Ortho floss e diario ortodontico

I bustina

Cod. 08 38327

€ 13,60*





MOTION MINIONS COLGATE (a batteria)

Spazzolino a batteria studiato appositamente per i bisogni dei bambini oltre i 3 anni di età: setole extramorbide, dotato di una piccola testina oscillante con setole fisse per rimuovere delicatamente la placca ed oscillanti per pulire in profondità tra dente e dente. Testina non sostituibile. Batteria sostituibile.

Confezione da 1 pz. (batteria inclusa) Cod. 08 43198 € 6,00*

VITALITY STAGE ORAL-B BRAUN

Spazzolino con spazzolamento 2D, 7.600 roto-oscillazioni/min. e timer 2 minuti. Con testina Stages Power Kids.

Per maschio - 1 pz. Cod. 08 40494 € 24,60*
Per femmina - 1 pz. Cod. 08 40495 € 24,60*

ADVANCED POWER ORAL-B BRAUN

Spazzolino per bambini con azione di spazzolamento 2D, 5.600 roto-oscillazioni/min., timer musicale ad intervalli di 1 minuto con 16 melodie e indicatore di carica. Con testina Stages Power Kids.

Confezione da 1 pz. Cod. 08 24735 € 32,90*

TESTINE STAGES POWER KIDS ORAL-B BRAUN

• **Testina per maschio - 3 pz. Cod. 08 32471 € 16,00***
 • **Testina per femmina - 3 pz. Cod. 08 39270 € 16,00***



DENTIFRICI PER BAMBINI

BIOREPAIR JUNIOR 0-13 ANNI COSWELL

Dentifricio contenente Microrepair®, microparticelle di carbonato idrossiapatite, che rafforzano e rimineralizzano lo smalto. La formula delicata senza abrasivi e **senza fluoro** è adatta a bambini sotto i sette anni. Gusto fragola.

Tubo da 50 ml Cod. 08 39330 € 3,60*



KIDS 2-6 ANNI GUM SUNSTAR

Gel dentifricio con fluoro (500 ppm F) e isomalto, garantisce una maggiore remineralizzazione dello smalto ed un corretto livello di fluoro. Gusto fragola.

6 tubi da 50 ml Cod. 08 42253 € 17,30*



JUNIOR 7+ GUM SUNSTAR

Gel dentifricio con fluoro (1450 ppm F) e isomalto, previene la carie e remineralizza lo smalto sui primi denti permanenti dei bambini. Gusto tutti frutti.

6 tubi da 50 ml Cod. 08 42254 € 17,30*



* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg



AZ KIDS PROCTER & GAMBLE

Sviluppato per le specifiche esigenze dei bambini, aiuta a combattere la formazione della carie; piacevole gusto al lampone e colore scintillante che invoglia i bambini a lavarsi i denti. Contiene fluoruro di sodio (500 ppm F).

Tubo da 50 ml **Cod.** 08 33158 **€** 2,30*



ELMEX JUNIOR 6 - 12 ANNI

Al fluoruro amminico (1400 ppm F). Contribuisce a rinforzare lo smalto non ancora maturo dei denti permanenti neoformati.

12 tubi da 75 ml **Cod.** 08 33665 **€** 33,60*



SMILES COLGATE

Smiles Kids 0-5: per bambini con denti da latte fino a 5 anni. Il gusto piacevole alla menta delicata invoglia i bambini all'igiene orale (contenuto di fluoro 1000 ppm F)
Smiles Junior 6+: per bambini con denti permanenti a partire da 6 anni. Gusto delicato (contenuto di fluoro 1450 ppm F)

12 tubi da 50 ml
 • **SMILES KIDS** **Cod.** 08 42899 **€** 20,30*
 • **SMILES JUNIOR** **Cod.** 08 42900 **€** 20,30*



ACCLEAN FLOSSER

Forcella con filo integrato ed impugnatura larga colorata rappresentante creature marine


Confezione da 144 pz. (48 bustine x 3) **Cod.** 08 43019 **€** 10,10*



FENDER MATE PRIME DIRECTA

Matrice in acciaio saldata su un cuneo in plastica colorata: protezione del dente adiacente e matrice sezionale in un'unica soluzione per ricostruzioni facili e veloci di classe II nei denti primari

• **Kit:** 36 cunei/matrice (18 short/18 long) **Cod.** 03 37169 **€** 46,40*
 • **Ricambio Short** 18 pz. (giallo) **Cod.** 03 37170 **€** 26,00*
 • **Ricambio Long** 18 pz. (verde) **Cod.** 03 37171 **€** 26,00*



COMPOSITI E SIGILLANTI

KIT ENAMEL PLUS HRI BIOFUNCTION MICERIUM

PER PEDODONZIA

Composito altamente biocompatibile con caratteristiche meccaniche e funzionali simili allo smalto naturale. Contiene fluoro, **non contiene monomeri nè Bis-GMA.**

Kit pedodontico: 3 siringhe da 2,5 g cad. (1 smalto BF3, 2 dentine BD0-BD1) e 1 Flow Hri UDI da 2 g **Cod.** 03 45160 **€** 139,90*



ENA FLOW SEALANT MICERIUM

Sigillante fotopolimerizzabile fluido per solchi e fessure. Contiene il 36% in peso di riempitivo vetroso in particelle da 0,7µm. **Non contiene monomeri nè Bis-GMA.** Colore bianco opaco.

Siringa da 2 ml, 3 puntali 0,8 mm **Cod.** 08 39990 **€** 32,10*





HELIOSEAL IVOCLAR VIVADENT

Sigillanti su base resinosa, fotopolimerizzabili, indicati per solchi e fessure con la tecnica di mordenzatura dello smalto.

- **HELIOSEAL** - sigillante **bianco**
Flacone da 8 g + 5 cannule monouso **Cod. 03 14865** € 54,60*
- **HELIOSEAL F** - sigillante **bianco a rilascio di fluoro**
 - 5 siringhe da 1,25 g + 1 Email Preparator da 6 g **Cod. 99 58903** € 93,30*
 - 1 siringa da 1,25 g + 5 cannule Ø 0,9 mm **Cod. 03 21564** € 17,90*
- **HELIOSEAL CLEAR** - sigillante **trasparente**, a bassa viscosità
Siringa da 1,25 g + 5 cannule Ø 0,4 mm **Cod. 03 22264** € 17,90*



AXIA SEAL PRECISION

Sigillante fotopolimerizzabile, radiopaco a rilascio costante di fluoro. La bassa viscosità e l'elevata fluidità permettono preparazioni poco invasive garantendo una sigillatura completa e profonda. La colorazione iniziale è opaca con successivo viraggio ad un colore bianco a seguito della polimerizzazione.

- **4 siringhe** da 1,2 ml cad. e 16 puntali applicatori **Cod. 99 84570** € 65,80*



EMBRACE PIT & FISSURE SEALANT PULPDENT

Sigillante fotopolimerizzabile radiopaco, a rilascio di fluoro basato sulla tecnologia Wet-Bond che permette alle resine di aderire chimicamente e micromeccanicamente alla superficie del dente anche in presenza di umidità. Colore bianco opaco.

- **4 siringhe** da 1,2 ml cad. e 20 puntali applicatori **Cod. 03 32633** € 96,80*



ULTRASEAL XT HYDRO ULTRADENT

Sigillante composito fotopolimerizzabile, radiopaco a rilascio di fluoro. La formulazione idrofila a tissotropia specifica dissipa l'umidità all'interno di solchi e fessure mentre una innovativa tecnologia adesiva fissa perfettamente il sigillante allo smalto.

- **UP 3533 - Kit Naturale:** 1 siringa da 1,2 ml, 1 Ultra-Etch siringa da 1,2 ml, 20 puntali Blue Micro e 20 Inspiral Brush **Cod. 08 40054** € 95,40*
- **UP 3534 - Bianco opaco:** 4 siringhe da 1,2 ml cad. **Cod. 08 40055** € 114,80*



ULTRASEAL XT PLUS ULTRADENT

Sigillante composito fotopolimerizzabile, radiopaco a rilascio di fluoro; riempito al 58% è consistente e resistente all'abrasione con ridotta contrazione da polimerizzazione. Colore bianco opaco.

- **UP 726** - 4 siringhe da 1,2 ml cad. **Cod. 03 30666** € 114,80*



TEETHMATE F1 KURARAY NORITAKE

Resina sigillante "autoadesiva" a bassa viscosità, fotopolimerizzabile, a base di un copolimero, a lento e prolungato rilascio di fluoro. Non richiede procedure adesive prima dell'applicazione.

- **Kit:** 2 siringhe da 2,5 ml cad. di resina colore natural, 1 mordenzante rosa in gel da 6 ml, 50 applicatori ed accessori. **Cod. 03 25361** € 142,70*



QUICK SEAL™

Sigillante per solchi e fessure,
automordenzante, fotopolimerizzabile,
a rilascio di fluoro



20 G

INDICAZIONI

- Sigillatura dei denti in pedodonzia.

PROPRIETÀ

- Formulato per sigillare solchi e fessure a rischio di carie.
- Automordenzante: semplifica e abbrevia le procedure cliniche (ideale per bambini poco collaborativi).
- Applicazione diretta semplice e precisa.
- Bassa viscosità per un'eccellente bagnabilità di solchi e fessure.
- A rilascio di fluoro.
- Colore bianco (dopo polimerizzazione).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. "A laboratory evaluation of the shear bond strength of resin sealants to intact enamel using self-etching and total-etch sealant systems", prof. M. Latta, Creighton University School of Dentistry, Omaha, Nebraska, 2006.
2. "Evaluation of novel Bisphenol-A Free self-etching sealant", A. Suvorov, B. Zalsman, K. Lizenboim, N. Zaltsman, I. Suvorov, Congresso PEF-IADR, Barcellona, Spagna, 2009.

CONFEZIONAMENTO

Cod. 03 26818

€ 41,30*

2 Siringhe colore A2 da 1,2 ml cad.

4 aghi applicatori 25 G

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione	150 MPa
Resistenza alla flessione	250 MPa
Durezza (in Barcol)	80
Assorbimento d'acqua	18 µg/mm ³
Solubilità	2 µg/mm ³
Rilascio di fluoro	3 µgF/cm ² x 3 anni
Resistenza adesiva allo smalto non mordenzato	20 - 25 MPa
Resistenza adesiva allo smalto mordenzato	34 - 40 MPa
pH	3,2
Sensibilità alla luce ambientale	75 sec
Profondità della polimerizzazione	4,5 mm
Compatibilità con lampade alogene	sì
Compatibilità con lampade al plasma	sì
Compatibilità con lampade a LED	sì
Durata del prodotto	2 anni

PRODOTTI CORRELATI



Q-Seal

Q SEAL™

Light cured, pit & fissure sealant
with fluoride release



INDICAZIONI

Sigillatura di solchi in pedodonzia

PROPRIETÀ

- Formulato per sigillare solchi e fessure a rischio carie
- Da utilizzare dopo mordenzatura per una ottimale adesione allo smalto
- Applicazione diretta semplice e precisa
- Bassa viscosità per una eccellente bagnabilità di solchi e fessure
- A rilascio di fluoro
- Colore bianco dopo la polimerizzazione

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione	150 MPa
Resistenza alla flessione	250 MPa
Durezza (in Barcol)	80
Assorbimento d'acqua	18 µg/mm ³
Solubilità	2 µg/mm ³
Rilascio di fluoro	3 µgF/cm ² x 3 anni
Resistenza adesiva allo smalto mordenzato	34-40 MPa
Sensibilità alla luce ambientale	75 sec
Profondità della polimerizzazione	4,5 mm
Compatibilità con lampade alogene/plasma/LED	SI
Durata del prodotto	2 anni

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. A laboratory evaluation of the shear bond strength of resin sealants to intact enamel using self-etching and total-etch sealant systems, Prof. M. Latta, Creighton University School of Dentistry, Omaha, Nebraska, 2006.

CONFEZIONAMENTO

Cod. 03 35172 € 31,10*

2 Siringhe colore A2 da 1,2 ml cad.

2 siringhe Q-Etch da 1,2 ml cad.

8 aghi applicatori 25G

PRODOTTI CORRELATI



Q Etch



Q Etch UF



Quick Seal



CLINPRO SEALANT 3M

Resina sigillante a bassa viscosità, fotopolimerizzabile a rilascio di fluoro. La colorazione iniziale rosa facilita l'applicazione del prodotto e il successivo viraggio ad un colore bianco naturale migliora l'effetto mimetico dopo la polimerizzazione.

- **12636 - Intro Kit: 2 siringhe** da 1,2 ml cad., 1 siringa Scotchbond Universal Etching da 3 ml e 45 puntali applicatori **Cod. 03 34855 € 49,50***
- **12637 - Siringa** da 1,2 ml + 20 puntali applicatori **Cod. 03 25371 € 17,90***
- **12626T - 10 puntali applicatori** **Cod. 99 79915 € 6,60***
- **12632 - Flacone** da 6 ml **Cod. 03 25372 € 50,90***



CONCISE 1930 3M

Sigillante bianco, fotopolimerizzabile da utilizzare con la tecnica della mordenzatura.

- **1930 Kit: 2 resine** da 6 ml cad., 1 Scotchbond Etchant da 9 ml ed accessori **Cod. 03 40780 € 258,60***



DELTON DDS DENTSPLY SIRONA

Sigillante senza riempitivi, a rilascio di fluoro, fotopolimerizzabile.

- **50 cartucce Opaque** da 0,08 ml cad. (4ml) **Cod. 03 24950 € 146,40***
- **Applicatore** per cartucce **Cod. 99 92590 € 8,10***



DYRACT SEAL DENTSPLY SIRONA

Sigillante compomero per solchi e fessure, fotopolimerizzabile, a rilascio di fluoro.

- **3 siringhe** da 1 ml cad. (4,5 g totali) e 25 puntali applicatori:
- Colore **Trasparente (Clear)** **Cod. 03 20791 € 83,10***
- Colore **Bianco Opaco (Opaque)** **Cod. 03 20792 € 83,10***



CONSEAL F SDI

Sigillante fotopolimerizzabile a rilascio di fluoro a bassa viscosità. Contiene il 7% di riempitivo (0,04µm) che garantisce maggiore resistenza all'usura. Colore bianco opaco.

- **Intro Kit: 3 siringhe** da 1 g cad., 1 siringa Super Etch da 1,25 g e 20 puntali applicatori 27G. **Cod. 03 34726 € 54,50***
- **Aghi applicatori 27G - 20 pz.** **Cod. 03 34727 € 12,30***



FISSURIT F VOCCO

Sigillante fotopolimerizzabile, a rilascio di fluoro. Colore bianco.

- **2 siringhe NDT** da 2 g cad. e 20 puntali applicatori **Cod. 03 18653 € 43,80***
- **2 flaconi** da 3 ml cad. **Cod. 03 18654 € 51,00***



PROTECTION 3 MONOART EURONDA

Mascherine con fantasia floreale a 3 strati (2 TNT+filtro), BFE (filtrazione batterica) / PFE (filtrazione alle particelle) 0.1 μ > 99%, Delta P < 3 mm H₂O/cm².
Con elastici.

Confezione da 50 pz.

€ 8,70*

rosa	lime	azzurro	lilla
09 39733	09 40786	09 40787	09 40788



MASCHERINE FANTASIA OMNIA

Mascherine a 3 strati (2 TNT+idrorepellente). Fermanaso modellabile e morbidi elastici auricolari. BFE 99% di particelle fino a 1.0 μ , Delta P < 5,0 mm H₂O/cm².

Confezione da 50 pz.

Cod. 09 35922

€ 8,10*



STANDARD PROCEDURE MASK HALYARD

Mascherine a 3 strati, bianche con orsetti. Da utilizzarsi quando **non necessita** una protezione ai fluidi. BFE \geq 98% Con elastici.

Confezione da 50 pz.

Cod. 09 18864

€ 12,30*



SALVIETTE BABY MONOART EURONDA

Salviette BABY a 2 strati (1 carta + 1 polietilene). Formato cm 40x35.

Cartone da 100 pz.

- Colore rosa con disegni

Cod. 09 33504

€ 6,00*

- Colore azzurra con disegni

Cod. 09 33505

€ 6,00*




SALVIETTE ECONOBACK CROSSTEX

Salviette a 3 strati (2 carta + 1 polietilene) con fantasia a orsetti. Formato cm 48x33.

Cartone da 500 pz.

Cod. 09 32161

€ 31,50*





CAMICI ANTI-RX PER BAMBINI NELSON X-RAY

Conformi al nuovo regolamento UE 2016/425 standard IEC 61331-1/3:2014 categoria III per i Dispositivi di Protezione Individuale. Realizzati in materiale radioprotettivo foderato su entrambe i lati con tessuto in nylon e profilo colorato, chiusura con nastro a strappo. Lavabili e sterilizzabili con spray disinfettanti o con ossido di etilene. Misura cm 45x65.

- **IN GOMMA PIOMBIFERA MONOSTRATO**
spessore 0,35 mm, peso kg 1,3 **Cod. 11 43186** **€ 101,00***
- **SENZA PIOMBO**
spessore 0,35 mm, peso kg 1,16 **Cod. 11 43187** **€ 111,20***



SGABELLO MOLAR SET

Sgabello in plastica a forma di molare, vuoto all'interno con tappo. Può essere utilizzato come contenitore per giochi oppure può essere riempito per renderlo inamovibile. Disegnato da un pedodontista, resiste al peso di max kg 100, altezza cm 40, peso kg 1,5.


- Colore blu **Cod. 99 22609** **€ 61,10***
- Colore bianco **Cod. 99 22610** **€ 61,10***



OROLOGIO DA PARETE

Orologio in plexiglass a forma di molare, con meccanismo al quarzo e pendolo in alluminio nero. Dimensioni: larghezza cm 20, h. cm 49 (pendolo compreso).

- Colore bianco **Cod. 30 02422** **€ 36,20***



PASTIGLIE RIVELATRICI DI PLACCA

Orologio in plexiglass a forma di molare, con meccanismo al quarzo e pendolo in alluminio nero. Dimensioni: larghezza cm 20, h. cm 49 (pendolo compreso).

- **PLAQUE CHECK KIT**
1 specchietto e 3 pastiglie blu **Cod. 08 29333** **€ 3,70***
- **RED COTE GUM SUNSTAR**
63 blister da 4 pastiglie **Cod. 08 30495** **€ 26,30***
- **PARO PLAK PARO**
10 compresse rosso/blu **Cod. 08 29162** **€ 3,20***




CERA ORTODONTICA GLENROE new

Indicata per proteggere le mucose dai traumi procurati da attacchi e fili.
Colore trasparente

TRASPARENTE - 50 pz. **Cod. 41 31353** € 39,90*
COLORATA - 50 pz. **Cod. 41 31354** € 39,90*


CERA ORTODONTICA GUM SUNSTAR

Indicata per proteggere le mucose dai traumi procurati da attacchi e fili.

TRASPARENTE - 24 pz. **Cod. 08 34843** € 59,20*


SILICONE BRACE GARD G&H

Indicata per proteggere le mucose dai traumi procurati da attacchi, fili e legature.
Si consiglia l'applicazione in campo asciutto così da aumentarne la permanenza sui brackets.

TRASPARENTE - 10 pz. **Cod. 41 33436** € 16,00*


KIT MODELLO INSEGNAMENTO IGIENE ORALE

Bocca e spazzolino giganti per dimostrazioni

Cod. 99 30850 € 71,90*


COLOR BOX

Contenitori a colori fluorescenti, per mascherine, apparecchi ortodontici e protesi.
In polipropilene atossico, con chiusura a cerniera, sono sterilizzabili a freddo e in autoclave fino a 140°C. Disponibili in due altezze.

Assortimento color box h cm 2,5 (per bite) - 5 pz. **Cod. 41 33418** € 3,80*

Assortimento color box h cm 4 - 6 pz. **Cod. 14 19823** € 4,50*

Ricambio colore singolo - 10 pz. € 6,20*

Colore	BIANCO	GIALLO	ARANCIONE	FUCSIA	AZZURRO	VERDE
h. cm 2,5	41 33412	41 33413	-	41 33414	41 33416	41 33417
h. cm 4	14 16791	14 16792	14 16793	14 16794	14 16795	14 16796



PALLINE MAGICHE

Assortimento di palline magiche colorate. Ø mm 32.

Confezione da 36 pz.

Codice
99 44873

€ 19,90*



PALLINE MAGICHE STELLE

Assortimento di palline magiche trasparenti a stelle colorate. Ø mm 32.

Confezione da 100 pz.

Codice
99 44874

€ 57,50*



AUTOMOBILINE TRASPARENTI

Automobiline trasparenti in colori assortiti.

Confezione da 36 pz.

Codice
99 44875

€ 31,90*



MONSTER TRACK

Piccoli quad in colori assortiti.

Confezione da 36 pz.

Codice
99 44877

€ 38,90*



AEROPLANINI

Piccoli quad in colori assortiti.

Confezione da 48 pz.

Codice
99 44876

€ 25,90*



YO-YO

In colori assortiti.

Confezione da 24 pz.

Codice
99 44878

€ 59,90*



PAPERELLA DENTALE

Paperella con dentifricio e spazzolino che "squittisce" alla pressione.

Confezione da 24 pz. **Codice** 99 44879 € 32,90*



ANIMALETTI IN GOMMA

Assortimento di animali marini in gomma spruzza-acqua divertenti e colorati tra cui squali, pesci e rane.

Barattolo da 108 pz. **Codice** 99 44880 € 72,90*



MATITE NEON

Matite in colori assortiti con disegni dentali e gomma all'estremità.

Confezione da 48 pz. **Codice** 99 44881 € 19,50*



MATITE SPAZZOLINO

Matite in colori assortiti con spazzolino con setole in gomma. Lunghezza cm 21,6.

Confezione da 36 pz. **Codice** 99 44882 € 38,50*



MATITE SPECCHIETTO

Matite in colori assortiti con specchietto all'estremità. Lunghezza cm 21,6.

Confezione da 36 pz. **Codice** 99 44883 € 49,90*



MATITE CON GOMMA

Assortimento di matite con gomma a forma di dente all'estremità.

Confezione da 36 pz.

Codice
99 44884

€ 40,90*


SET MATITA CON ADESIVI

Il set scuola a tema dentale è composto da una bustina contenente 1 matita, 12 adesivi e 3 gomme.

Confezione da 72 pz.

Codice
99 44885

€ 34,90*


GOMME

Gomme a forma di dente con colori e fantasie assortite.

Confezione da 72 pz.

Codice
99 44886

€ 15,90*


CLESSIDRE

Timer dentale da 2 minuti con estremità colorate a forma di dente. Perfetto per insegnare buone abitudini di spazzolatura. Colori assortiti.

Confezione da 50 pz.

Codice
99 44887

€ 42,90*


BAULETTI PER DENTI

Bauletti giocattolo per conservare i denti da latte dopo l'estrazione.

Confezione da 144 pz.

Codice
99 44888

€ 10,90*





BRACCIALETTI SMILE

Braccialetti intrecciati dai colori vivaci con Smile centrale.

Confezione da 72 pz.

Codice
99 44889

€ 38,90*



BRACCIALETTI TENNIS

Braccialetti elasticizzati con brillantini colorati.

Confezione da 36 pz.

Codice
99 44891

€ 28,50*



ANELLINI CON PIETRA

Anellini portafortuna con pietra colorata.

Confezione da 36 pz.

Codice
99 44890

€ 28,50*



ATTENZIONE:

I toys per bambini contenuti in questo catalogo contengono piccole parti.

Non adatti a bambini inferiori a 36 mesi



RICHIEDETE IL CATALOGO

AL NUMERO 02 45773430

BJM LAB 

state of the art dental materials

catalogo prodotti

ConnectDental®

Trusted Digital Solutions



LA DIGITALIZZAZIONE PER LO STUDIO:

- Semplifica e rende più efficace la comunicazione con il paziente.
- Migliora la comunicazione con il laboratorio.
- Il mezzo più indicato per un'altra estetica.
- La più ampia disponibilità di nuovi materiali biocompatibili.
- Completa e sicura tracciabilità del flusso di lavoro.

LA DIGITALIZZAZIONE PER IL LABORATORIO:

- Realizzazione di modelli digitali.
- Progettazioni della protesi digitale.
- Processo di fresaggio CAM.
- Completo controllo interno dei processi.
- Accuratezza molto elevata.
- Ampia gamma di materiali.
- Alta estetica.



Consiglio
esperto



Soluzioni
versatili



Massima
efficienza



Connessione
totale



Formazione
e supporto



OLTRE 300 NUOVI ARTICOLI