

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Il composito che si illumina e scompare.



L'opacità e la traslucenza del composito rappresentano il fattore chiave per il successo della ricostruzione estetica.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 è un composito di nuova concezione, basato sulla tecnologia di diffusione della luce sviluppata nei centri di ricerca Kuraray Noritake in Giappone.

Speciali nano-prismi integrati nel riempitivo, trattengono e diffondono la luce all'interno del composito, amplificando la capacità del materiale di mimetizzarsi con la dentina e lo smalto circostante.

Le masse CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 appaiono traslucenti e permeabili alla luce ma, al contempo, incrementano la propria opacità attraverso la diffusione della luce (Light Diffusion Technology by Kuraray), evitando le influenze cromatiche indesiderate come la tipica tendenza agli effetti di colore grigio dei compositi convenzionali.

Milioni di nano-prismi in CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 riflettono e trasmettono la luce ai tessuti dentali circostanti permettendo la perfetta integrazione estetica del restauro.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 risulta verosimilmente invisibile grazie alla tecnologia Kuraray di diffusione della luce.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 CLASSIC supera la necessità di ricorrere ad ulteriori masse aggiuntive di dentina a più elevata opacità nella quasi totalità dei restauri.

Nella pratica clinica quotidiana, si stima che il 90% dei restauri diretti siano realizzati con una sola massa di composito CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 che, grazie al suo elevato indice di diffusione della luce, vi consente di realizzare restauri di raffinata estetica naturale.

VANTAGGI:

- Esclusiva proprietà di diffusione della luce (LDT)
- Eccellente integrazione estetica con la sola massa CLASSIC
- Lungo tempo di lavorazione: 4,5 minuti!
- Lucidatura rapida e durevole nel tempo

PREZZO SPECIALE

€ 339,00*

anziché € 498,00

SCOPRI IL NUOVO PROMO PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES-2!

Poche masse per gestire tutte le classi di Black da I a V!

- 3 sole masse CLASSIC per le classi I, II e III
- 4 masse PREMIUM per le impegnative classi IV negli anteriori
- 1 massa PREMIUM per le classi V
- 2 masse ES Flow ad elevata carica: 75% di riempitivo
- 1 adesivo CLEARFIL™ Universal Bond Quick

Contenuto (cod. 1117-PP):
 7 Siringhe ES-2 (3,6g cad.): A2, A3, A3,5, A1D, A1E, WD, A3.5D
 1 siringa ES-2 (1,8g): Blue.
 2 siringhe ES Flow (2,7g cad.): A3, A3D
 1 Universal Bond Quick Trial (1ml).
 1 TWIST DIA (1 Pre-polisher + 1 High-shine polisher)
 1 portasinghe in plexiglass

Cod. 03 43586



* offerta disponibile fino al 31/12/2018

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

Adesione a tempo zero.



Enso: è il soggetto più comune nella calligrafia giapponese ed è un simbolo sacro nel Buddismo Zen. Simboleggia l'illuminazione, la forza, l'universo.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick è il nuovo adesivo universale **ad azione istantanea** che combina l'efficacia dell'affermata molecola 10-MDP alla più avanzata tecnologia dei monomeri ammidici RAPID BOND TECHNOLOGY.

La gestione del campo e delle contaminazioni non è mai stata così sotto il vostro controllo! Basta applicare, asciugare e fotopolimerizzare.

L'innovativa tecnologia di **adesione a tempo zero** RAPID BOND TECHNOLOGY combina il monomero 10-MDP puro* con nuovi monomeri idrofili a base di ammidi che dispongono di una straordinaria idrofilia prima della polimerizzazione, ma divengono altamente idrofobi dopo la polimerizzazione al fine di assicurare la stabilità al degrado idrolitico.

La nuova efficacia di CLEARFIL™ Universal Bond Quick è il risultato della straordinaria proprietà di idrofilia del monomero che permette l'ottimale stesura e penetrazione dell'adesivo sulle superfici, assicurando prestazioni adesive affidabili sia su dentina eccessivamente bagnata che asciutta.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick non contiene Bisfenolo-A (BPA) e può essere utilizzato con tutti i tipi di mordenzatura, total-etch, self-etch e selective etch. È indicato per restauri diretti e indiretti e aderisce a smalto, dentina, compositi, zirconia e metalli.

*Pubblicazioni scientifiche dimostrano la diversa efficacia del monomero puro 10-MDP brevettato da Kuraray (K. Yoshihara, N. Nagaoka, M.Inokoshi, T. Okihara, Y. Yoshida, B. Van Meerbeek; J Dent Res, 93 (Spec Iss C) : 29, 2014)

Scopri di più su CLEARFIL™ Universal Bond Quick su kuraraynoritake.eu/cubq

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

- Adesione a tempo zero: riduce le variabili cliniche da contaminazione
- Adesione affidabile in tutte le condizioni (campo asciutto e bagnato)
- Nessuna sensibilità post-operatoria
- Polimerizzazione: foto e auto con CLEARFIL™ DC Activator
- Polimerizzazione per contatto con PANAVIA™ SA Cement Plus e CLEARFIL™ DC CORE PLUS
- RAPID BOND TECHNOLOGY: idrofilo prima, idrofobo dopo la polimerizzazione
- 10-MDP puro*: affidabilità





PANAVIA™ V5

Un solo cemento per tutte le indicazioni.

PANAVIA™ V5 non è solo il nostro cemento con i **più elevati valori di adesione di sempre**, ma anche il cemento che definisce una sola procedura operativa **per tutti i tipi di restauro**.

La **facilità d'uso** di PANAVIA™ V5, basata su procedure chiare perché standardizzate, garantirà il successo delle vostre cementazioni.

Il segreto delle prestazioni di PANAVIA™ V5 è nel **monomero 10-MDP**, brevettato da Kuraray, e nella **nuova tecnologia di polimerizzazione** priva di ammine.

La nuova polimerizzazione a contatto "touch-cure" assicura una perfetta polimerizzazione duale ed una esclusiva stabilità cromatica del cemento nel tempo.

PANAVIA™ V5 risponde alle nuove esigenze di **sicurezza nella cementazione** di restauri in zirconia, ceramica e composito.

PANAVIA™ V5 è disponibile in cinque colori con le relative paste prova "try-in". Il sistema comprende due primer, entrambi contenenti 10-MDP, per il trattamento del dente e del restauro.

Con PANAVIA™ V5 il primo sorriso sarà il vostro.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

- Una sola procedura con due primer contenenti MDP: Tooth Primer per il dente e Ceramic Primer Plus per i materiali
- Elevata adesione alla zirconia
- Utilizzabile in tutte le indicazioni e con tutti i materiali: cromo-cobalto, zirconia, disilicato, vetroceramica, compositi, fibra
- 10-MDP originale per prestazioni uniche (brevetto Kuraray)
- Disponibile in 5 colori (con relative paste try-in): Universal, Clear, Brown, White, Opaque