

**LM**

feel the difference

## Eliminata la necessità di affilatura!



# Scoprite gli strumenti parodontali Sharp Diamond senza necessità di affilatura

LM-Dental ha lanciato la linea Sharp Diamond formata da strumenti parodontali manuali dotati di un micro rivestimento che elimina la necessità di affilatura. La punta Sharp Diamond è realizzata in una speciale lega di metallo di durata eccezionale e la sua resistenza all'usura è incrementata grazie ad un rivestimento con micromembrana protettiva. Gli strumenti Sharp Diamond sono ideali per i dentisti che adoperano spesso strumenti manuali e che desiderano ridurre al minimo il tempo di manutenzione dello strumentario e lavorare con una presa sicura e comoda. Le impugnature LM-ErgoSense, secondo gli studi del Finnish Institute of Occupational Health sono le migliori dal punto di vista dell'ergonomia, non richiedono una presa eccessivamente forte e rendono agevole il lavoro.

### COMPROVATA RESISTENZA ALL'USURA

Dalla progettazione alla produzione dei propri strumenti, LM-Dental, pioniere dell'ergonomia degli strumenti, si concentra sulle esigenze specifiche dei professionisti delle cure dentali. Poiché generalmente l'affilatura degli strumenti è difficoltosa e richiede tempo, LM ha messo a punto la linea Sharp Diamond senza necessità di affilatura.

Un nuovo rivestimento con una moderna micromembrana garantisce agli strumenti Sharp Diamond massima resistenza all'usura e eccellente durezza. Secondo uno studio comparativo dell'università finlandese Aalto, l'associazione

tra il materiale di base ottimizzato e il rivestimento con micromembrana riduce l'usura della punta dell' 82%.


Sharp Diamond è lo strumento senza necessità di affilatura più duro attualmente disponibile: con durezza superiore a 63 (HRC) sulla scala Rockwell. Il rivestimento PVD (Physical Vapour Deposition) ultramoderno non smussa il lato tagliente, ma consente di mantenere la durezza ottenuta in fabbrica con la tecnologia di rivestimento PVD.

## SCEGLIETE SHARP.

### MICRORIVESTIMENTO SENZA NECESSITA' DI AFFILATURA.

Risparmio di tempo e denaro

Ergonomia di livello superiore con grip sensazionale\*



Affilatura superiore di lunga durata

Maggior produttività e massimi risultati clinici

### DUREZZA

La durezza contribuisce alla durata di vita dello strumentario. Gli strumenti Sharp Diamond raggiungono un indice di durezza superiore a 63 sulla scala Rockwell.



### CARATTERISTICHE SIMILI A QUELLE DEI DIAMANTI

Affilatura superiore .....	◆◆◆◆◆
Senza necessità di manutenzione .....	◆◆◆◆◆
Ergonomia ottimale .....	◆◆◆◆◆
Manutenzione minima.....	◆◆◆◆◆