

La soluzione per ogni tipo di lavaggio canalare

NICLOR 5

Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% in joni cloro, per l'irrigazione e la detersione dei canali radicolari nel corso delle operazioni di alesaggio.

Ideale in associazione con Acqua Ossigenata, EDTA 17%, Hypoclean e Tubuliclean.

HYPOCLEAN

Una nuova soluzione per l'irrigazione canalare composta da una miscela di ipoclorito di sodio potenziata da agenti tensioattivi da utilizzare nelle fasi di sagomatura e detersione del trattamento endodontico.

Da usare in associazione a Niclor 5.

- Efficace rimozione dei batteri
- Corretta rimozione della componente organica dello smear layer
- Ottima dissoluzione del tessuto-organico



Acqua Ossigenata 12 V
Soluzione a base di perossido d'idrogeno al 3,6% per il lavaggio e la pulizia dei canali radicolari in fase di alesaggio in associazione a Niclor 5.

a pag. 14



E.D.T.A. 17%
Soluzione tamponata a pH neutro, per la detersione finale delle pareti canalari, al fine di liberare i tubuli dentali dai detriti organici minerali e dal fango dentinale. Da usare in associazione a Niclor 5.

a pag. 16



Tubuliclean
Soluzione a base di EDTA al 10% per la detersione del canale radicolare e la rimozione del fango dentinale. Da usare in associazione a Niclor 5.

a pag. 17



E.D.T.A. 17% gel

Gel idrosolubile con PH lievemente alcalino per una efficace lubrificazione e detersione dei canali radicolari e per il condizionamento delle pareti canalari prima della cementazione dei perni. Da usare in associazione a Niclor 5.

a pag. 16

Medical Device CE 0123

OGNA
Laboratori Farmaceutici