

NOVITÀ

TURBINA ONEUSE KI ACCESSORI

nuova confezione 5 pz.

Turbina monouso sterile con corpo in plastica di colore bianco, **luce LED bipolare**. Strumento ideale in caso di pazienti a rischio o per preparazioni che potrebbero danneggiare il rotore di una turbina metallica. Garantita per 4 ore di utilizzo continuo.



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI			
• Corpo	plastica	• Spray	3
• Fibra ottica	LED bipolare	• Bloccaggio fresa	a pulsante
		• Peso	15 g

• Con attacco **Midwest** a 4 vie (con luce) - **5 pz.** **Codice 99 43752 € 49,00**

IMPLANTER LED DE GIORGI




Micromotore per implantologia dotato di Monitor LCD da 7 pollici, a colori e retro illuminato, con tecnologia TOUCH SCREEN. Interfaccia Intuitiva per il massimo comfort, informazioni in tempo reale su i dati dell'intervento.

Micromotore brushless compatto, silenzioso e potente (fino ad 80 Ncm con riduzione 20:1) con LED 32.000 Lux. Pedaliera multifunzione, permette di selezionare i programmi e controllare i parametri garantendo massima libertà di azione. Pompa di irrigazione esterna per un facile accesso.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: Torque elevato: da 5 Ncm a 80 Ncm (20:1) - Velocità regolabile: 300-40.000 rpm - 8 Programmi memorizzabili - Monitor Touch Screen LCD a colori 84 x 152 (7 pollici) - Micromotore brushless sterilizzabile e termodisinfettabile - Flusso irrigazione regolabile fino a 110 ml/min - Alimentazione 220 V Frequenza 50/60 Hz - Dimensioni: 276 x 267 x 110 mm - Illuminazione LED: 32.000 Lux

Cod. 99 43920 Prezzo a richiesta

DISCHI MULTILAYER PMMA DENTSPLY SIRONA



Dischi in **PMMA** stratificati indicati per il ripristino di provvisori estetici di lunga durata. Composti da 13 strati di tonalità e disponibili nelle 16 tinte Vita. Resistenza alla flessione 80 Mpa.

Disco Ø 98,5 - 1 disco

€ 74,20

Colore	h 12 mm	h 16 mm	h 20 mm
A1	30 10761	30 10778	30 10795
A2	30 10762	30 10779	30 10796
A3	30 10763	30 10780	30 10797
A3,5	30 10764	30 10781	30 10798
A4	30 10765	30 10782	30 10799
B1	30 10766	30 10783	30 10800
B2	30 10767	30 10784	30 10801
B3	30 10768	30 10785	30 10802
B4	30 10769	30 10786	30 10803
C1	30 10770	30 10787	30 10804
C2	30 10771	30 10788	30 10805
C3	30 10772	30 10789	30 10806
C4	30 10773	30 10790	30 10807
D2	30 10774	30 10791	30 10808
D3	30 10775	30 10792	30 10809
D4	30 10776	30 10793	30 10810
HV2	-	30 10777	30 10794