

Global

HENRY SCHEIN®
Krugg

CODICE PRODOTTO: XXXXX



Marca: Global

Stato di conservazione: Buono

Conformità CE: Si

Prezzo: 4.000 €
(vendita diretta)

Note:

Binoculari inclinabili: Il sistema di inclinazione da 0 a 195 ° dei binoculari forniscono al professionista una confortevole posizione di lavoro, fondamentale per una corretta ergonomia. Oculari : Gli oculari permettono un facile aggiustamento indipendente delle diottrie ed anche l'utilizzo con occhiali.

Compatto ed ergonomico: tutte le ottiche, quali binoculari, variatore di ingrandimento e lenti sono posizionate sul corpo del microscopio. Sistema variabile di ingrandimento: un pomello posizionato su entrambe i lati del corpo del microscopio fornisce la selezione di 5 diversi fattori di ingrandimento. Maniglie: posizionate su entrambe i lati facilitano la ricerca della corretta distanza di lavoro, tramite un bottone possono essere angolate singolarmente secondo le preferenze dell'operatore . Obbiettivi: La focale standard ha una distanza di lavoro di 250 mm. La più usata nella maggioranza dei casi, in alternativa si possono scegliere obbiettivi con distanze di 200, 300 o 400 mm

Possibilità di acquisto con finanziamento o leasing.
Per richiedere la disponibilità o per maggiori informazioni compilare il form "Richiedi info".